



Bioaktif[®]
Support For Motion

Biofix[®]
Orthopedic
Soft Products

KAPAK EMBOS LAK

Biofix[®]
Orthopedic
Soft Products


Entegre Tesislerimizle sizin için üretiyoruz...

We produce for you with our integrated facilities...



Bilgisayar kontrollü (otomasyon destekli) örgü sistemlerimiz, ürün tasarımlarının dijital ortamda hazırlanarak doğrudan üretime aktarılmasına olanak tanımakta, bu sayede hata oranı minimize edilirken üretim hızı ve verimlilik önemli ölçüde artırılmaktadır. Ayrıca, değişken kompresyon bölgeleri oluşturabilen teknolojimiz sayesinde, kullanıcıya özel ergonomik ve fonksiyonel ürünler geliştirilebilmektedir.

Our computer-controlled (automation-assisted) knitting systems allow product designs to be prepared digitally and directly transferred to production, thereby minimizing error rates and significantly increasing production speed and efficiency. Furthermore, thanks to our technology that can create variable compression zones, we can develop ergonomically and functionally customized products for each user.



Makine parkurumuz, ortopedi sektörünün ihtiyaç duyduğu esnek, dayanıklı ve konfor odaklı ürünlerin üretimine uygun olarak modern örgü teknolojileri ile donatılmıştır. Bünyemizde bulunan ileri teknoloji örgü makineleri, farklı kompresyon seviyeleri ve anatomik yapıya uygun tasarımlar oluşturabilme kabiliyeti ile üretim süreçlerimizin temelini oluşturmaktadır.


Our machinery is equipped with modern knitting technologies to produce flexible, durable, and comfort-oriented products required by the orthopedic sector. Our advanced knitting machines form the basis of our production processes, enabling us to create designs with varying compression levels and anatomical structures.

Dairesel ve düz örgü makinelerimiz sayesinde, dizlik, el bilekliği, bel korsesi ve benzeri ortopedik tekstil ürünlerinde yüksek hassasiyet ve standartizasyon sağlanmaktadır. Bu makineler, farklı iplik türleri (elastan, pamuk, poliamid vb.) ile çalışabilme özelliği sayesinde ürünlerimizde hem esneklik hem de dayanıklılığı bir arada sunmaktadır.

Our circular and flat knitting machines enable high precision and standardization in orthopedic textile products such as knee braces, wrist braces, waist corsets, and similar items. Thanks to their ability to work with different yarn types (elastane, cotton, polyamide, etc.), these machines offer both flexibility and durability in our products..

Makine parkurumuzda yer alan tüm ekipmanlar düzenli bakım ve kalibrasyon süreçlerinden geçirilmekte olup, üretimde süreklilik ve kalite standardı güvence altına alınmaktadır. Esnek üretim altyapımız sayesinde yüksek hacimli siparişlere hızlı yanıt verebilmekte, aynı zamanda özel tasarım ve numune çalışmalarında da etkin çözümler sunabilmekteyiz.

All equipment in our machine park undergoes regular maintenance and calibration processes, ensuring continuity and quality standards in production. Thanks to our flexible production infrastructure, we can respond quickly to high-volume orders, and we can also offer effective solutions for custom designs and sample work.



Üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz ortopedi ürünlerimiz; ergonomi, dayanıklılık ve kullanıcı konforu esas alınarak tasarlanmaktadır. Her bir ürün, modern üretim teknolojileri ve titiz kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek, en yüksek standartlara uygun şekilde kullanıcıya ulaştırılır. Amacımız yalnızca ürün sunmak değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran güvenilir destek çözümleri sağlamaktır.

Our orthopedic products, manufactured in-house, are designed with ergonomics, durability, and user comfort in mind. Each product undergoes rigorous quality control processes using modern manufacturing technologies, ensuring it reaches the user according to the highest standards. Our goal is not just to offer products, but also to provide reliable support solutions that improve quality of life.



İçerik / Content

Servikal Bölge Ortezleri
Cervical Zone Orthoses

4-8

Omuz ve Dirsek Ortezleri
Shoulder and Elbow Orthoses

9-18

El ve Bilek Ortezleri
Hand and Wrist Orthoses

19-29

Bel ve Gövde Ortezleri
Waist and Upper Body Orthoses

30-45

Kalça Ortezleri
Hip Orthoses

46-48

Dizlik Ortezleri
Knee Orthoses

49-60

Ayak Bilek Ortezleri
Ankle Orthoses

61-69

Ayak Sağlığı
Foot Health

70-76

Ortopedik Yastıklar
Orthopedic Pillows

77-80

Yardımcı Cihazlar
Walking Aids

81-83

SERVİKAL BÖLGE ORTEZLERİ



CERVICAL ZONE ORTHOSES

**BA-514 CERVITEC SERVİKAL ORTEZ REGULAR
CERVITEC ADJUSTABLE CERVICAL ORTHOSIS**

Fonksiyon özellikleri:

- Servikal bölge desteği sağlar.
- Boyunda fleksiyon- ekstansiyon yönünde kısıtlama sağlar.
- Dış Sert plastik, içi pamuk kumaş materyalden üretilmiştir.
- Velcro ile kolay takılıp çıkarılabilir.
- Önde bulunan mekanizma ile boyun yüksekliği ayarlanabilir.

Endikasyon:

- Disk hernesi.
- Servikal kas spazmı.
- Servikal omurun desteği.
- Boyun fıtıklarında ,İncinmelerde, travma sonrası koruma amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Provides cervical region support.
- Allows restriction in flexion and extension of the neck.
- Made of hard plastic on the outside and cotton fabric on the inside.
- Easily attached and removed with Velcro.
- Neck height can be adjusted with the mechanism located at the front.

Indication:

- Disk hernia.
- Cervical muscle spasm.
- Cervical spine support.
- For cervical disc hernias, injuries, and protection in post-trauma period.



Beden/Size (Universal)



**BA-506 PHILADELPHIA BOYUNLUK
PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR**

Fonksiyon özellikleri:

- Servikal bölge desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- Thorax, mandibula ve occiput 'a anatomik olarak uyumludur.
- Ön ve arka olmak üzere iki parçadan oluşur.
- Hypoalerjik plastrozot materyalden üretilmiştir.
- Hava delikleri sayesinde terlemeyi azaltır.

Endikasyon:

- Disk hernisi.
- Ameliyat öncesi ve sonrası servikal omurun desteklenmesi ve stabilizasyon amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures cervical zone support and stabilization.
- Anatomically appropriate for thorax, mandibula and occiput.
- Consists of two parts (front and back).
- Made of hypoallergenic plastrozote material.
- Reduced perspiration thanks to the air holes.

Indication:

- Disk hernia
- Support and stabilization of cervical spine in pre and post-operative periods.



Beden/Size

XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
28 cm	33 cm	38 cm	42 cm	46 cm
32 cm	37 cm	42 cm	46 cm	50 cm

**BA-507 PHILADELPHIA TRAKEOSTOMİ BOYUNLUK
PHILADELPHIA TRACHEOSTOMY COLLAR**

Fonksiyon özellikleri:

- Servikal bölge desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- Thorax, mandibula ve occiput 'a anatomik olarak uyumludur.
- Ön ve arka olmak üzere iki parçadan oluşur.
- Hypoalerjik plastrozot materyalden üretilmiştir.
- Hava delikleri sayesinde terlemeyi azaltır.

Endikasyon:

- Ameliyat öncesi ve sonrası servikal omurun desteklenmesi ve stabilizasyon amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures cervical zone support and stabilization.
- Anatomically appropriate for thorax, mandibula and occiput.
- Consists of two parts (front and back).
- Made of hypoallergenic plastrozote material.
- Reduced perspiration thanks to the air holes.

Indication:

- Support and stabilization of cervical spine in pre and post-operative periods.



Beden/Size

XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
28 cm	33 cm	38 cm	42 cm	46 cm
32 cm	37 cm	42 cm	46 cm	50 cm

**BA-508 NELSON SERVİKAL BOYUNLUK
NELSON CERVICAL COLLAR****Fonksiyon özellikleri:**

- Servikal bölge desteği sağlar.
- Boyunda fleksiyon yönünde kısıtlama sağlar.
- Hypoalerjik plastrozot materyalden üretilmiştir.
- Velcro ile kolay takılıp çıkarılabilir.

Endikasyon:

- Disk hernesi.
- Servikal kas spazmı.
- Servikal omurun desteği.
- Boyun fıtıklarında ,İncinmelerde, travma sonrası koruma amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Supports cervical zone.
- Limits the neck in the direction of flexion.
- Made of hypoallergenic plastozote material.
- Easy to wear and remove thanks to the velcro.

Indication:

- Disk hernia.
- Cervical muscle spasm.
- Cervical spine support.
- For cervical disc hernias, injuries, and protection in post-trauma period.

**Beden/Size**

XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
28 cm	33 cm	38 cm	42 cm	46 cm
32 cm	37 cm	42 cm	46 cm	50 cm

**BA-509 ÇENELİKLİ BOYUNLUK
CERVICAL COLLAR WITH CHIN****Fonksiyon özellikleri:**

- Servikal bölge desteği ve stabilizasyon sağlar.
- Fleksiyonu kısıtlamak için çeneyi içine alır.
- Plastikten üretilmiştir. Etrafı suni deri ile kaplanmıştır.
- Çenenin anatomik yapısına uyumlu sünger pedi vardır.

Endikasyon:

- Boyun fıtıklarında.
- Servikal kas spazmı , Servikal omurun desteği.
- İncinmelerde, ameliyat sonrası istirahat ve koruma amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures cervical zone support and immobilization.
- Covers the chin to limit flexion.
- Made of plastic. Covered with artificial leather.
- Has a foam pad appropriate for the anatomical structure of the chin.

Indication:

- For cervical disc herniations.
- Cervical muscle spasm, support of the cervical spine.
- Used for rest and protection after injuries and surgery.

**Beden/Size**

XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
28 cm	33 cm	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
32 cm	37 cm	42 cm	46 cm	50 cm	54 cm

**BA-510 ÇENELİKSİZ BOYUNLUK
CERVICAL COLLAR WITHOUT CHIN****Fonksiyon özellikleri:**

- Servikal bölge desteği ve immobilizasyon sağlar.
- Plastikten üretilmiştir, etrafı suni deri ile kaplanmıştır.
- Boyun yükseklik ayarı yapılabilmektedir.

Endikasyon:

- Boyun ağrıları,
- Disk hernisi.
- Servikal kas spazmı.
- Servikal omurun desteği.

Functions and Features:

- Ensures cervical zone support and immobilization.
- Made of plastic, Covered with artificial leather.
- Adjustable neck height.

Indication:

- Neck pains,
- Disk hernia,
- Cervical muscle spasm.
- Cervical spine support.

**Beden/Size**

XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
28 cm	33 cm	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm
32 cm	37 cm	42 cm	46 cm	50 cm	54 cm

**BA-511 SÜNGER SERKİVAL BOYUNLUK
FOAM CERVICAL COLLAR****Fonksiyon özellikleri:**

- Servikal bölge desteği sağlar.
- Süngerden imal edilmiştir.
- Üzeri pamuklu stakinet ile kaplıdır.
- Ekstra plastik desteği vardır.

Endikasyon:

- Boyun ağrıları.
- Disk hernisi.
- Servikal kas spazmı.
- Servikal omurun desteği.

Functions and Features:

- Supports cervical zone.
- Made of foam.
- Covered with cotton stockinette.
- Has extra plastic support.

Indication:

- Neck pains
- Disk hernia
- Cervical muscle spasm
- Cervical spine support.

**Beden/Size**

XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
28 cm	33 cm	38 cm	42 cm	46 cm
32 cm	37 cm	42 cm	46 cm	50 cm



Beden/Size	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm

**BA-511_U SÜNGER BOYUNLUK ÜNİ.
FOAM COLLAR UNI.****Fonksiyon özellikleri:**

- Servikal bölge desteği sağlar.
- Süngerden imal edilmiştir.
- Üzeri pamuklu stakinet ile kaplıdır.
- Ekstra plastik desteği vardır.

Endikasyon:

- Boyun ağrıları.
- Disk hernisi.
- Servikal kas spazmı.
- Servikal omurun desteği.

Functions and Features:

- Supports cervical zone.
- Made of foam.
- Covered with cotton stockinette.
- Has extra plastic support.

Indication:

- Neck pains
- Disk hernia
- Cervical muscle spasm
- Cervical spine support.

**BA-511_P SÜNGER BOYUNLUK PEDIATRİK
FOAM COLLAR PEDIATRIC****Fonksiyon özellikleri:**

- Servikal bölge desteği sağlar.
- Süngerden imal edilmiştir.
- Üzeri pamuklu stakinet ile kaplıdır.
- Ekstra plastik desteği vardır.

Endikasyon:

- Boyun ağrıları.
- Disk hernisi.
- Servikal kas spazmı.
- Servikal omurun desteği.

Functions and Features:

- Supports cervical zone.
- Made of foam.
- Covered with cotton stockinette.
- Has extra plastic support.

Indication:

- Neck pains
- Disk hernia
- Cervical muscle spasm
- Cervical spine support.



Beden/Size (Universal)

**BA-515 NELSON BOYUNLUK (KUMAŞ KAPLI)
 NELSON COLLAR (FABRIC COATED)**
Fonksiyon özellikleri:

- Servikal bölge desteği ve stabilizasyonu sağlar
- Hypoalerjik plastozot materyalden üretilmiştir.
- Üzeri pamuklu terletmeyen kumaş kaplıdır.

Endikasyon:

- Osteoarthritis.
- Servikal tendinitis.
- Kas spazmı.
- Disk hernisi.
- Travma sonrası koruma amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures cervical zone support and stabilization.
- Made of hypoallergenic plastazote material.
- Covered with cotton, non-sweating fabric.

Indication:

- Osteoarthritis
- Cervical tendinitis.
- Muscle spasm
- Disk hernia
- For protection in post-trauma period.

**Beden/Size**

XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
28 cm	33 cm	38 cm	42 cm	46 cm
32 cm	37 cm	42 cm	46 cm	50 cm



Beden/Size (Universal)

**BA-516_U SÜNGER BOYUNLUK ÜNİ.
 FOAM COLLAR UNI.**
Fonksiyon özellikleri:

- Servikal bölge desteği sağlar.
- Süngerden imal edilmiştir.
- Üzeri pamuklu stokinete ile kaplıdır.
- Ekstra plastik desteği vardır

Endikasyon:

- Boyun ağrıları.
- Disk hernisi.
- Servikal kas spazmı.
- Servikal omurun desteği

Functions and Features:

- Supports cervical zone.
- Made of foam.
- Covered with cotton stockinette.
- Has extra plastic support.

Indication:

- Neck pains
- Disk hernia
- Cervical muscle spasm
- Cervical spine support.

**BA-513 MINERVA SERVİKAL ORTEZİ
 MINERVA CERVICAL ORTHESIS**
Fonksiyon özellikleri:

- Servikal bölge desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- Göğüs ve sırtı destekleyen gövde destekleri vardır.
- Metal parçalarla gövde ve servikal destekleri arasında bağlantı sağlanmıştır.
- Çene ve omuz parçaları ile birlikte omuzlardan destek alır ve servikal bölgeye gerektiğinde ekstansiyone traksiyon sağlar.

Endikasyon:


- Osteochondrosis.
- Spondylose.
- Spndylarthrose.
- Tortikolis ve diğer operasyonlardan sonra koruyucu olarak kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures cervical zone support and stabilization.
- and the product has body supports that support chest and back,
- A connection was ensured between body and cervical supports using metal pieces.
- The product gets support from the shoulder through chin and shoulder parts,
- and ensures extraction and fraction to the cervical zone, if required.

Indication:

- Used for protective purposes after Osteodiondrosis,
- Spondylose,
- Spondylarthrose,
- Tortikolis and other operations.

**Beden/Size**

S	M	L
34 cm	38 cm	42 cm
38 cm	42 cm	46 cm

OMUZ VE DİRSEK ORTEZLERİ



SHOULDER AND ELBOW ORTHOSIS

**BA-413_U EPIROM COMFORT ÜNİ.
 EPIROM COMFORT UNI.**
Fonksiyon özellikleri:

- Anotomik dirsek şekline uygun olarak tasarlanmış derece ayarlı dirsek ortezidir.
- Cilde temas eden iç yüzeyi terlemeyi azaltan süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Derece ayarının yapıldığı mekanizma kolay ayarlanabilen basmalı sistemdir.
- Derece ayarı yapılabilir. Kol uzunluğuna göre ortez üzerinde uzunluk ayarı yapılabilir.
- Bileğin düşmesini önleyen uzunluk ayarı yapılabilen alüminyum desteği vardır.

Endikasyon:

- Dirsek kontraktüründe rehabilitasyona yardım amaçlı.
- Dirsek fraktürlerinde koruyucu ve rehabilitasyona yardım amaçlı.
- Dirsek limitli ve kontrollü hareket istendiği durumlarda.
- Dirsek dislokasyonu sonrası konservatif tedavide, ligament instabilitelerinde.
- Dirsek endoprotezi sonrası post-op rehabilitasyon amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- This is an adjustable elbow orthosis designed to conform to the anatomical shape of the elbow.
- The inner surface, which comes into contact with the skin, is made of sponge fabric to reduce sweating.
- The degree adjustment mechanism is an easily adjustable push-button system.
- The degree is adjustable. The length of the orthosis can be adjusted according to arm length.
- It has an adjustable aluminum support to prevent the wrist from dropping.

Indication:

- Support for rehabilitation in elbow contracture.
- Protection and support for rehabilitation in elbow fracture.
- Limited and controlled movement in the elbows.
- Conservative treatment after elbow dislocation, in post-op period for ligament instability
- Post-op rehabilitation after elbow endoprosthesis.



Beden/Size Universal (Sağ-Right/So-Left)


**BA-412 HUMERUS BRACE OMUZ DESTEĞİ
 HUMERUS BRACE SHOULDER SUPPORT**
Fonksiyon özellikleri:

- 2 mm polietilenden üretilmiştir ve içi süngerli kumaşla kaplıdır.
- Bu kumaş takılıp çıkarılabilme özelliği sayesinde yıkanabilir.
- Humerusu entegre bant sistemi ile çevreleyerek tam bir uyum sağlar ve stabilize eder.

Endikasyon:

- Humerus üst üç kırıklarında ameliyat ve alçı sonrası omuz çıkıklarında koruma ve stabilizasyon amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Made of 2 mm polyethylene, and covered with foam fabric on the inside.
- This fabric can be removed and washed.
- Ensures full harmony by surrounding the humerus with integrated band system.

Indication:

- With the aim of the protection of Humerus proximal fractures after operation, plaster treatment and stabilization.



Beden/Size (Sağ-Right/So-Left)

1	2
19 cm	26 cm
25 cm	30 cm

**BA-20505 SHOULDERFIX PLUS
 SHOULDERFIX PLUS**
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan ve her iki yöne esneyebilen üç boyutlu örgü-dokuma ile örülmüştür.
- Omuzluk üzerinde kullanılan elastik yapısı ile dokulara kompresyon yaparak kasları güçlendirir ve şişliği engeller.
- Omuzun dönme ve açılma hareketini kısıtlar.
- Humerus başının omuz ekleminde uzaklaşma eğilimini yok eder ve hasar verecek hareketleri kısıtlar.

Endikasyon:

- Omuz kemiği kırıklarında.
- Omuz kireçlenmelerinde.
- Omuz implantı uygulamaları sonrası rehabilitasyonda.
- Ameliyat sonrası ve travma sonrası durumlarda.

Functions and Features:

- Knitted with a three-dimensional mesh fabric that provides balanced compression and stretches in both directions.
- The elastic structure used in the shoulder brace compresses the tissues, strengthens the muscles, and prevents swelling.
- Restricts the rotational and extensional movement of the shoulder.
- Eliminates the tendency of the humeral head to move away from the shoulder joint and restricts movements that could cause damage.

Indication:

- In shoulder bone fractures.
- In shoulder osteoarthritis.
- In rehabilitation after shoulder implant procedures.
- In post-operative and post-traumatic conditions.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
22 cm	24 cm	27 cm	30 cm	33 cm
24 cm	27 cm	30 cm	33 cm	37 cm

BA-110 DELUX KOL ASKISI (BEL KEMERLİ)
DELUX ARM SLING (WITH WAIST BELT)
Fonksiyon özellikleri:

- 4 mm iç yüzeyi delikli, hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Kolun anatomik yapısına uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Kol ve omuzun immobilizasyonunu sağlar.
- Omuz hareketleri bel kemeri ile kısıtlanır .
- Sağ ve sol olarak her iki kolda da kullanılabilir.

Endikasyon:

- Kolun ve omzun stabilizasyonunu gerektiren durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Made of 4 mm, spongy, air-permeable, foam-backed fabric.
- Designed in accordance with the anatomical structure of the arm.
- Ensures immobilization of arm and shoulder
- Shoulder movements are limited with the waist belt.
- Can be used in both arms.

Indication:

- Used when immobilization of arm and shoulder is required.



Beden/Size	XS	S	M	L	XL
	25 cm 30 cm	30 cm 35 cm	35 cm 40 cm	40 cm 45 cm	45 cm 50 cm



Beden/Size (Universal)

BD-110_U KOL ASKISI ÜNİ. (BEL KEMERLİ)
ARM SLING UNI. (WITH WAIST BELT)
Fonksiyon özellikleri:

- 4 mm iç yüzeyi delikli, hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Kolun anatomik yapısına uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Kol ve omuzun immobilizasyonunu sağlar.
- Omuz hareketleri bel kemeri ile kısıtlanır .
- Sağ ve sol olarak her iki kolda da kullanılabilir.

Endikasyon:

- Kolun ve omzun stabilizasyonunu gerektiren durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Made of 4 mm, spongy, air-permeable, foam-backed fabric.
- Designed in accordance with the anatomical structure of the arm.
- Ensures immobilization of arm and shoulder
- Shoulder movements are limited with the waist belt.
- Can be used in both arms.

Indication:

- Used when immobilization of arm and shoulder is required.

BA-110_P DELUX PEDIATRİK KOL ASKISI (BEL KEMERLİ)
DELUX ARM SLING PLUS PEDIATRIC (WITH WAIST BELT)
Fonksiyon özellikleri:

- 4 mm iç yüzeyi delikli, hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Kolun anatomik yapısına uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Kol ve omuzun immobilizasyonunu sağlar.
- Omuz hareketleri bel kemeri ile kısıtlanır .
- Sağ ve sol olarak her iki kolda da kullanılabilir.

Endikasyon:

- Kolun ve omzun stabilizasyonunu gerektiren durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Made of 4 mm, spongy, air-permeable, foam-backed fabric.
- Designed in accordance with the anatomical structure of the arm.
- Ensures immobilization of arm and shoulder
- Shoulder movements are limited with the waist belt.
- Can be used in both arms.

Indication:

- Used when immobilization of arm and shoulder is required.



Beden/Size (Universal)

BA-110_A DELUX PLUS KOL ASKISI (BEL KEMERLİ)
DELUX ARM SLING PLUS (WITH WAIST BELT)

- 4 mm iç yüzeyi delikli, hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Kolun anatomik yapısına uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Kol ve omuzun immobilizasyonunu sağlar.
- Omuz hareketleri bel kemeri ile kısıtlanır.
- Sağ ve sol olarak her iki kolda da kullanılabilir.

Endikasyon:

- Kolun ve omzun stabilizasyonunu gerektiren durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Made of 4 mm, spongy, air-permeable, foam-backed fabric.
- Designed in accordance with the anatomical structure of the arm.
- Ensures immobilization of arm and shoulder
- Shoulder movements are limited with the waist belt.
- Can be used in both arms.

Indication:

- Used when immobilization of arm and shoulder is required.



Beden/Size	XS	S	M	L	XL
25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	


BA-115 LUX KOL ASKISI (BEL KEMERLİ)
LUX ARM SLING (WITH WAIST BELT)
Fonksiyon özellikleri:

- Hava alabilen Airtec Spacer kumaştan imal edilmiştir.
- Kol ve omuzun immobilizasyonunu sağlar.
- Omuz hareketleri bel kemeri ile kısıtlanır.
- Kolay takıp çıkarılabilir.

Endikasyon:

- Kolun ve omzun stabilizasyonunu gerektiren durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Made of air-permeable Airtec Spacer fabric.
- Ensures immobilization of arm and shoulder.
- Shoulder movements are limited with the waist belt.
- Easy to wear and remove.

Indication:

- Used when immobilization of arm and shoulder is required.

Beden/Size	XS	S	M	L	XL
25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	

BD-115_U LUX AYARLANABİLİR KOL ASKISI ÜNİ.
LUX ARM SLING ADJUSTABLE UNI.
Fonksiyon özellikleri:

- Hava alabilen Airtec Spacer kumaştan imal edilmiştir.
- Kol ve omuzun immobilizasyonunu sağlar.
- Omuz hareketleri bel kemeri ile kısıtlanır.
- Kolay takıp çıkarılabilir.

Endikasyon:

- Kolun ve omzun stabilizasyonunu gerektiren durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Made of air-permeable Airtec Spacer fabric.
- Ensures immobilization of arm and shoulder.
- Shoulder movements are limited with the waist belt.
- Easy to wear and remove.

Indication:

- Used when immobilization of arm and shoulder is required.



Beden/Size (Universal)

BA-116 EKO KOL ASKISI (BEL KEMERLİ)
ECO ARM SLING (WITH WAIST BELT)
Fonksiyon özellikleri:

- Hava alabilen airtec spacer kumaştan imal edilmiştir.
- Kol ve omuzun immobilizasyonunu sağlar.
- Omuz hareketleri bel kemeri ile kısıtlanır.
- Her iki kolda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Endikasyon:

- Kolun ve omzun stabilizasyonunu gerektiren durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Made of air-permeable airtec spacer fabric.
- Ensures immobilization of arm and shoulder.
- Shoulder movements are limited with the waist belt.
- Designed to be used in both arms.

Indication:

- Used when immobilization of arm and shoulder is required.



Beden/Size	XS	S	M	L	XL
	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm


BA-140 ACTIVE SLING 30° DERECE (YASTIKLI KOL ASKISI)
ACTIVE SLING 30°(ARM SLING WITH PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- Omuzun immobilizasyonunda ve pozisyonlamasında kullanılır.
- 6mm iç yüzeyi delikli ve hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Omuzu 30 derece abduksiyonda tutan yastık 25x12 cm süngerden yapılmıştır.
- Kolun uzun dönemli tedavilerinde rahatlık sağlaması ve koltuk altı hava sirkülasyonu sağlaması amacı ile tasarlanmıştır.
- Omuzu nötral pozisyon da konumlandırılmasına imkan vererek etkin bir iyileşme sağlar.
- Ameliyat sonrası dönemde iç rotasyon da kontraktürlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Endikasyon:

- Rotator cuff tamirinde, Capsular yırtık, Bankhart tamiri, Omuz eklemi çıkması ve yumuşak doku incinmesinde ve tamirinde kullanılır.

Functions and Features:

- Used in immobilization and positioning of shoulder
- Made of 6 mm, spongy, air-permeable, foam-backed fabric.
- The pad that abducts the shoulder at 30° is made of 25x12 foam.
- Designed to ensure comfort in long-term treatment of arm, and to offer armpit air circulation.
- Ensures effective healing, enabling positioning of the arm in neutral position.
- Helps in avoiding internal rotation contractions in post-operative period.

Indication:

- Rotator cuff, capsular rupture, and bankart repair. Used in shoulder joint dislocation and soft tissue injury.

Beden/Size	S	M	L
	30 cm	35 cm	40 cm
	35 cm	40 cm	45 cm

BA-140_A ACTIVE SLING 30° DERECE (YASTIKLI KOL ASKISI)
ACTIVE SLING 30°(ARM SLING WITH PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- Omuzun immobilizasyonunda ve pozisyonlamasında kullanılır.
- 6mm iç yüzeyi delikli ve hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Omuzu 30 derece abduksiyonda tutan yastık 25x12 cm süngerden yapılmıştır.
- Kolun uzun dönemli tedavilerinde rahatlık sağlaması ve koltuk altı hava sirkülasyonu sağlaması amacı ile tasarlanmıştır.
- Omuzu nötral pozisyon da konumlandırılmasına imkan vererek etkin bir iyileşme sağlar.
- Ameliyat sonrası dönemde iç rotasyon da kontraktürlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Endikasyon:

- Rotator cuff tamirinde, Capsular yırtık, Bankhart tamiri, Omuz eklemi çıkması ve yumuşak doku incinmesinde ve tamirinde kullanılır.

Functions and Features:

- Used in immobilization and positioning of shoulder
- Made of 6 mm, spongy, air-permeable, foam-backed fabric.
- The pad that abducts the shoulder at 30° is made of 25x12 foam.
- Designed to ensure comfort in long-term treatment of arm, and to offer armpit air circulation.
- Ensures effective healing, enabling positioning of the arm in neutral position.
- Helps in avoiding internal rotation contractions in post-operative period.

Indication:

- Rotator cuff, capsular rupture, and bankart repair. Used in shoulder joint dislocation and soft tissue injury.



Beden/Size	S	M	L
	30 cm	35 cm	40 cm
	35 cm	40 cm	45 cm

BA-150 ACTIVE SLING 45°- 60° (YASTIKLI KOL ASKISI)
ACTIVE SLING 45°- 60° (ARM SLING WITH PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- Omuzun immobilizasyonunda ve pozisyonlamasında kullanılır.
- Hava alabilen iç yüzeyi terlemeyi azaltan süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Omuza 45° veya 60° derece abduksiyon açısı verir.
- Kolun uzun dönemli tedavilerinde rahatlık sağlaması amacı için tasarlanmıştır.
- Omzu nötral pozisyon da konumlandırılmasına imkan vererek etkin bir iyileşme sağlar.
- Ameliyat sonrası dönemde iç rotasyon kontraktürlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Endikasyon:

- Omuz protez ameliyatlarında, Rotator cuff tamirinde, Capsular yırtık, Bankhart tamiri, Omuz eklemi çıkması ve yumuşak doku incinmesinde ve tamirinde.

Functions and Features:

- Six mm inner surface is made of foam-backed fabric that reduces sweating.
- Ensured 45° or 60° abduction angle on shoulder
- Designed to ensure comfort in long-term treatment of arm.
- Ensures effective healing, enabling positioning of the arm in neutral position.
- Helps in avoiding internal rotation contractions in post-operative period.

Indication:

- In shoulder prosthesis operations, rotator cuff, capsular rupture, and bankart repairs. Used in shoulder joint dislocation and soft tissue injury



Beden/Size		
S	M	L
30 cm	35 cm	40 cm
35 cm	40 cm	45 cm


BA-160 VELPOFIX (VELPAU BANDAJI)
VELPOFIX (VELPEAU BANDAGE)
Fonksiyon özellikleri:

- Omuzun ve klavikulanın immobilizasyonunu sağlar.
- 4 mm hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Hava alabilen delikli iç yüzey kumaş sayesinde terlemeyi azaltır.
- Humerusu gövdeye sabitleyen bant bulunur.
- Bant çıkarıldığında tedavinin ileri aşamasında sınırlı egzersiz imkanı verir.

Endikasyon:

- Klavikula kırıklarında, Omuz eklemi çıkması, yumuşak doku incinmesinde, omuz ve kolun stabilizasyonunda kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures immobilization of shoulder and clavicle.
- Made of 4 mm, air-permeable, foam-backed fabric.
- Reduces sweating with the air-permeable spongy fabric.
- A tape that fixes humerus to the body is available.
- Offers limited exercise opportunity when the tape is removed at the advanced phase of the treatment.

Indication:

- Clavicle fractures. Shoulder joint dislocation, soft-tissue injuries, stabilization of shoulder and arms.

Beden/Size					
XS	S	M	L	XL	
60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	
70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	

BD-160_U VELPOFIX ÜNİ. (VELPAU BANDAJI)
VELPOFIX ÜNİ. (VELPEAU BANDAGE)
Fonksiyon özellikleri:

- Omuzun ve klavikulanın immobilizasyonunu sağlar.
- 4 mm hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Hava alabilen delikli iç yüzey kumaş sayesinde terlemeyi azaltır.
- Humerusu gövdeye sabitleyen bant bulunur.
- Bant çıkarıldığında tedavinin ileri aşamasında sınırlı egzersiz imkanı verir.

Endikasyon:

- Klavikula kırıklarında, Omuz eklemi çıkması, yumuşak doku incinmesinde, omuz ve kolun stabilizasyonunda kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures immobilization of shoulder and clavicle.
- Made of 4 mm, air-permeable, foam-backed fabric.
- Reduces sweating with the air-permeable spongy fabric.
- A tape that fixes humerus to the body is available.
- Offers limited exercise opportunity when the tape is removed at the advanced phase of the treatment.

Indication:

- Clavicle fractures. Shoulder joint dislocation, soft-tissue injuries, stabilization of shoulder and arms.



Beden/Size (Universal)

BA-160_P VELPOFIX PEDIATRİK (VELPAU BANDAJI)
VELPOFIX PEDIATRIC (VELPEAU BANDAGE)
Fonksiyon özellikleri:

- Omuzun ve klavikulanın immobilizasyonunu sağlar.
- 4 mm hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Hava alabilen delikli iç yüzey kumaş sayesinde terlemeyi azaltır.
- Humerusu gövdeye sabitleyen bant bulunur.
- Bant çıkarıldığında tedavinin ileri aşamasında sınırlı egzersiz imkanı verir.

Endikasyon:

- Klavikula kırıklarında, Omuz eklemi çıkması, yumuşak doku incinmesinde, omuz ve kolun stabilizasyonunda kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures immobilization of shoulder and clavicle.
- Made of 4 mm, air-permeable, foam-backed fabric.
- Reduces sweating with the air-permeable spongy fabric.
- A tape that fixes humerus to the body is available.
- Offers limited exercise opportunity when the tape is removed at the advanced phase of the treatment.

Indication:

- Clavicle fractures. Shoulder joint dislocation, soft-tissue injuries, stabilization of shoulder and arms.



Beden/Size (Universal)


BA-170 CLAVICULAFIX (KLAVİKULA BANDAJI)
CLAVICULAFIX (CLAVICLE BANDAGE)
Fonksiyon özellikleri:

- 12 mm hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Koltuk altından çapraz geçen bantlar omuzlara hiperextansiyon vererek kemiğin doğru kaynamasını sağlar.
- Kumaşın kaymayan bir materyalden yapılmış olması ve kolay giyilip çıkartılabilir olması sırtüstü yatarken bile büyük rahatlık sağlar.

Endikasyon:

- Klavikula kırıklarında, Klavikula ve sterno – klavikula çıkıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Made of 12 mm, air permeable, foam-backed fabric.
- Cross bands under the armpit gives hypertension on the shoulders, and ensures the bone to heal accurately.
- Non-slip fabric used and easy-to-wear feature ensure great comfort even while laying on back.

Indication:

- Used in clavicle fractures, clavicle and sternoclavicular dislocations.

Beden/Size		XS	S	M	L	XL	XXL
	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	

BD_170_U CLAVICULAFIX ÜNİ. (KLAVİKULA BANDAJI)
CLAVICULAFIX ÜNİ. (CLAVICLE BANDAGE)
Fonksiyon özellikleri:

- 12 mm hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Koltuk altından çapraz geçen bantlar omuzlara hiperextansiyon vererek kemiğin doğru kaynamasını sağlar.
- Kumaşın kaymayan bir materyalden yapılmış olması ve kolay giyilip çıkartılabilir olması sırtüstü yatarken bile büyük rahatlık sağlar.

Endikasyon:

- Klavikula kırıklarında, Klavikula ve sterno – klavikula çıkıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Made of 12 mm, air permeable, foam-backed fabric.
- Cross bands under the armpit gives hypertension on the shoulders, and ensures the bone to heal accurately.
- Non-slip fabric used and easy-to-wear feature ensure great comfort even while laying on back.

Indication:

- Used in clavicle fractures, clavicle and sternoclavicular dislocations.



Beden/Size (Universal)

BA-170_P CLAVICULAFIX PEDIATRİK (KLAVİKULA BANDAJI)
CLAVICULAFIX PEDIATRIC (CLAVICLE BANDAGE)

Fonksiyon özellikleri:

- 12 mm hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Koltuk altından çapraz geçen bantlar omuzlara hiperextansiyon vererek kemiğin doğru kaymasını sağlar.
- Kumaşın kaymayan bir materyalden yapılmış olması ve kolay giyilip çıkartılabilir olması sırtüstü yatarken bile büyük rahatlık sağlar.

Endikasyon:

- Klavikula kırıklarında, Klavikula ve sterno – klavikula çıkıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Made of 12 mm, air permeable, foam-backed fabric.
- Cross bands under the armpit gives hypertension on the shoulders, and ensures the bone to heal accurately.
- Non-slip fabric used and easy-to-wear feature ensure great comfort even while laying on back.

Indication:

- Used in clavicle fractures, clavicle and sternoclovicular dislocations.



Beden/Size (Universal)



BA-171 CLAVICULAFIX PLUS (KLAVİKULA BANDAJI)
CLAVICULAFIX PLUS (CLAVICLE BANDAGE)

Fonksiyon özellikleri:

- Anatomik yapıya uygun olarak dizayn edilmiştir.
- 12 mm hava alabilen süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Koltuk altından çapraz geçen bantlar omuzlara hiperextansiyon vererek kemiğin doğru kaymasını sağlar.
- Kumaşın kaymayan bir materyalden yapılmış olması ve kolay giyilip çıkartılabilir olması sırtüstü yatarken bile büyük rahatlık sağlar.

Endikasyon:

- Klavikula kırıklarında, Klavikula ve sterno - klavikula çıkıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Designed in accordance with anatomic structure.
- Made of 12 mm, air permeable, foam-backed fabric.
- Cross bands under the armpit gives hypertension on the shoulders, and ensures the bone to heal accurately.
- Non-slip fabric used and easy-to-wear feature ensure great comfort even while laying on back.

Indication:

- Used in clavicle fractures, clavicle and sternoclavicular dislocations.

Beden/Size		XS	S	M	L	XL	XXL
	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	110 cm
	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	120 cm

BA-185 EPIFIX ACTIVE (EPİKONDİLİT BANDI)
EPIFIX ACTIVE (EPICONDYLITIS ELBOW BAND)

Fonksiyon özellikleri:

- Epikondilit desteği sağlayan bandaj, velkro uyumlu kumaştan tek beden olarak imal edilmiştir.
- Ped ile epikondilit desteği sağlanmıştır.
- Bu destek tendon üzerindeki stresi azaltarak etkisini gösterir.

Endikasyon:

- Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği), Golfçü dirseği.

Functions and Features:

- Produced as a standard size elbow band from vekuscompatible fabric, and offers epicondylitis support.
- Epicondylitis support is anatomically ensured with a silikon pad.
- The support reduces the stress on tendon, and ensures relief of pain.

Indication:

- Medial and lateral epicondylitis (Tennis Elbow), Golfer's Elbow



Beden/Size (Universal)

BA-186 EPITEC COMFORT (EPİKONDİLİT BANDI)
EPITEC COMFORT (EPICONDYLITIS BAND)
Fonksiyon özellikleri:

- Epikondilit desteği sağlayan bandaj, velkro uyumlu kumaştan tek beden olarak imal edilmiştir.
- Ped ile epikondilit desteği sağlanmıştır.
- Bu destek tendon üzerindeki stresi azaltarak etkisini gösterir.

Endikasyon:

- Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği), Golfçü dirseği.

Functions and Features:

- Produced as a standard size elbow band from vekuscompatible fabric, and offers epicondylitis support.
- Epicondylitis support is anatomically ensured with a silicon pad.
- The support reduces the stress on tendon, and ensures relief of pain.

Indication:

- Medial and lateral epicondylitis (Tennis Elbow), Golfer's Elbow



Beden/Size (Universal)



Beden/Size (Universal)

BD-180_U EPİKONDİLİT BANDAJI ÜNİ.
EPICONDYLITIS ELBOW BAND ÜNİ.
Fonksiyon özellikleri:

- Epikondilit desteği sağlayan bandaj, velkro uyumlu kumaştan tek beden olarak imal edilmiştir.
- Ped ile epikondilit desteği sağlanmıştır, bu destek tendon üzerindeki stresi azaltarak etkisini gösterir.

Endikasyon:

- Medial ve lateral epikondilit.
- Epikondilitis humeri (tenisçi dirseği), Golfçü dirseği.

Functions and Features:

- Produced as a standard size elbow band from vekuscompatible fabric, and offers epicondylitis support.
- Epicondylitis support is anatomically ensured with a silicon pad.
- The support reduces the stress on tendon, and ensures relief of pain.

Indication:

- Medial and lateral epicondylitis (Tennis Elbow), Golfer's Elbow

BA-20301 EPIFIX PLUS (SİLİKON DESTEKLİ EXTRA BANTLI ÖRGÜ DİRSEKLİK)
EPIFIX PLUS (SILICON BACKED ELBOW SUPPORT WITH EXTRA BAND)
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan ve her iki yöne esneyebilen üç boyutlu örgü- dokuma tekniği ile anatomik şekle uygun olarak örülmüştür.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliktedir.
- Kondiller üzerine baskı yapan silikon yastıkçıklar masaj etkisiyle ağrıyı azaltır.

Endikasyon:

- Lateral ve Medial Epikondilit (tenisçi dirseği), Dirsek dislokasyonu, Kronik postoperatif ve posttravmatik enflamasyon.

Functions and Features:

- Knitted with three-dimensional knitting-weaving technique that ensures balanced compression , and stretches to both sides, which is appropriate for the anatomical structure.
- Air-permeable and moist regulator.
- Silicon pads that apply pressure on condyls relieve the pain.

Indication:

- Lateral and Medial Epicondylitis (Tennis Elbow) Elbow dislocation. Chronic post-operative and post-traumatic inflammation.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
19 cm	21 cm	23 cm	25 cm	27 cm
21 cm	23 cm	25 cm	27 cm	29 cm

BA-20302 EPIFIX BASIC (ÖRGÜ DİRSEKLİK)
EPIFIX BASIC (KNITTED ELBOW PADS)

Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan ve her iki yöne esneyebilen üç boyutlu örgü- dokuma tekniği ile anatomik şekle uygun olarak örülmüştür.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliktedir.

Endikasyon:

- Lateral ve Medial Epikondilit (tenisçi dirseği), Dirsek dislokasyonu, Kronik postoperatif ve posttravmatik enflamasyon

Functions and Features:

- Knitted to conform to the anatomical shape using a three-dimensional knitting technique that provides balanced compression and stretches in both directions.
- Breathable and moisture-regulating.

Indication:

- Lateral and Medial Epicondylitis (tennis elbow), Elbow dislocation, Chronic postoperative and post-traumatic inflammation



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
19 cm	21 cm	23 cm	25 cm	27 cm
21 cm	23 cm	25 cm	27 cm	29 cm



BA-905 EPITEX LUX (ÖRGÜ DİRSEKLİK)
EPITEX LUX (KNITTED ELBOW PADS)

Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan yuvarlak örgü tekniği ile üretilmiştir.
- Hava geçirgen ve nem düzenleyici özelliğe sahiptir.
- Proprioseptörlerin uyarılması, sensörmotor sistem üzerinde olumlu bir etki yaratır böylelikle kas kontrolü sağlar.

Endikasyon:

- Dirsek Çıkiğı.
- Ameliyat veya travma sonrası
- Osteoartrit, artrit.
- Tenosinovit.

Functions and Features:

- Produced with a circular knitting technique that provides balanced compression.
- Breathable and moisture-regulating.
- Stimulation of proprioceptors creates a positive effect on the sensorimotor system, thus providing muscle control.

Indication:

- Elbow dislocation.
- Post-operative or trauma
- Osteoarthritis, arthritis.
- Tenosynovitis.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
19 cm	21 cm	23 cm	25 cm	27 cm
21 cm	23 cm	25 cm	27 cm	29 cm

BD-30603_U EPITEX ÜNİ. (EPİKONDİLİT DİRSEK BANDAJI)
EPITEX ÜNİ. (EPICONDYLITIS ELBOW BANDAGE)

Fonksiyon özellikleri:

- Epikondilit desteği sağlayan bandaj, hava geçirgen üç boyutlu Airtec spacer kumaştan imal edilmiştir.
- Kompresyon sağlayarak ödemi azaltır.
- Terlemeyi azaltır ve alerji yapmaz.

Endikasyon:

- Medial ve Lateral Epikondilit (tenisçi dirseği), Golfçü dirseği.
- Dirsek Çıkiğı.
- Ameliyat veya travma sonrası.

Functions and Features:

- The bandage, which provides support for epicondylitis, is made of breathable three-dimensional Airtec spacer fabric.
- It reduces edema by providing compression.
- It reduces sweating and is hypoallergenic.

Indication:

- Medial and Lateral Epicondylitis (tennis elbow), Golfer's elbow.
- Elbow Dislocation.
- Post-surgery or trauma.



Beden/Size (Universal)

EL VE BİLEK ORTEZLERİ



HAND AND WRIST ORTHOSES

**BA-20601 MANU COMFORT (ÖRGÜ EL BİLEK ATELİ)
 MANU COMFORT (KNITTED WRIST SPLINT)**
Fonksiyon özellikleri:

- Akıllı örme dokuma-comfort poliamid iplikler kullanılarak üretilmiştir.
- Nem tutmaz, nemi dışarı transfer eder.
- Hijyeniktir, alerji yapmaz, anti-bakteriyel özellik gösterir.
- Kişinin anatomik yapısına uygun olarak şekillendirilmiştir.
- Şekillendirilebilir termoplastik splint mevcuttur.
- Elin volar yüzeyinde bulunan silikon pad destek sağlar ve ağrıyı azaltır.

Endikasyon:

- Tenosinovit. • Karpal instabiliteler. • CTS • El bileği kırıkları alçı sonrası
- Romatoid artrit. • Ganglion ağrısı. • El bileği yumuşak doku travmaları.

Functions and Features:

- Manufactured using smart knitted woven-comfort polyamide yarns.
- Moisture-wicking, transfers moisture away.
- Hygienic, hypoallergenic, and antibacterial.
- Shaped to fit the individual's anatomical structure.
- Features a moldable thermoplastic splint.
- The silicone pad on the volar surface of the hand provides support and reduces pain

Indication:

- Tenosynovitis • Carpal instability • CTS •After plaster treatment of wrist fractures
- Rheumatoid arthritis • Ganglion pain • Soft tissue traumas on the wrist



Beden/Size (Sağ-Right/So-Left)				
S	M	L	XL	XXL
14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm
16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm


**BA-907 MANUFIX LUX (EL BİLEK ATELİ)
 MANUFIX LUX (WRIST SPLINT)**
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan yuvarlak örgü tekniği ile üretilmiştir.
- İç yüzeyde pamuk dış yüzey poliamid iplik kullanılmıştır.
- Hava geçirgen ve nem düzenleyici.
- Yüksek giyim konforu.

Endikasyon:

- Bilek yumuşak doku yaralanmaları.
- Bilek çevresinde ödem ve ağrı.
- Bilek desteği.

Functions and Features:

- It is produced with circular knitting technique providing balanced compression.
- The inner surface is made of cotton outer surface polyamide thread.
- Air permeable and moist regulator.
- High wearing comfort.

Indication:

- Wrist soft tissue injuries
- Edema and pain around the wrist
- Wrist support

Beden/Size				
S	M	L	XL	XXL
14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm
16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm

**BA-460-1 MANU LACE (BAĞCIKLI EL BİLEK ATELİ)
 MANU LACE (WRIST SPLINT WITH LACE)**
Fonksiyon özellikleri:

- Hava alan cilt dostu dokuma elastik kumaştan üretilmiştir.
- El bileğini saran ayarlanabilen ipler sayesinde konforlu stabilizasyon sağlar.
- El-bilek hareketi kısıtlar, el bileğinin anatomik yapısına tam uyum sağlar.
- El bileğinizi nötral pozisyonda tutar, ağrınızı rahatlatır, rehabilitasyon sürecine yardım eder.

Endikasyon:

- Akut ve kronik iritasyon (tendovjinit, tendomyopati, minör eklemefüzyonu, artralji.)
- Operasyon sonrası ve travma sonrası iritasyon.
- Bilek hasarları. • Romatik artrit. • Karpal tunel sendromu. • Dejeneratif bilek bozuklukları.

Functions and Features:

- Made of air-permeable good-for-skin, elastic textile fabric.
- Ensures comfortable stabilization thanks to the adjustable laces that wrap the wrist.
- Limits the hand-wrist movement.
- Fully adjusts with the anatomical structure of the wrist.
- Keeps your wrist at neutral position relieves you pain helps through rehabilitation process.

Indication:

- Acute and chronic irritation (tendovjinitis, tendomyopathy, minor joint fusion, arthralgia).
- Postoperative and post-traumatic irritation. • Wrist injuries. • Rheumatic arthritis.
- Carpal tunnel syndrome. • Degenerative wrist disorders.



Beden/Size (Sağ-Right/So-Left)	
S/1	L/2
14 cm	18 cm
18 cm	22 cm

BA-443 PALMFIK KONTRAKTUR ATELİ
PALMFIK CONTRACTURE SPLINT**Fonksiyon özellikleri:**

- Yaralanma, ameliyat, kronik ağrı, spastisite ve/veya hastalık sonrası kullanıcının elini ve parmaklarını destekler.
- Ürün ayrıca önleyici amaçla da kullanılabilir.

Functions and Features:

- The product supports the user's hand and fingers after injury, surgery, chronic pain, spasticity and/or disease.
- The product can also be used for preventive purpose.

Beden/Size (Universal)

**BA-444 PALM GRIPFIK KONTRAKTUR ATELİ**
PALM GRIPFIK CONTRACTURE SPLIT**Fonksiyon özellikleri:**

- Yaralanma, ameliyat, kronik ağrı, spastisite ve/veya hastalık sonrası kullanıcının elini ve parmaklarını destekler.
- Ürün ayrıca önleyici amaçla da kullanılabilir.

Functions and Features:

- The product supports the user's hand and fingers after injury, surgery, chronic pain, spasticity and/or disease.
- The product can also be used for preventive purpose.

Beden/Size

1	2
11 cm	13 cm

**BA-445 PALM PROFIK KONTRAKTUR ATELİ**
PALM PROFIK CONTRACTURE SPLIT**Fonksiyon özellikleri:**

- Yaralanma, ameliyat, kronik ağrı, spastisite ve/veya hastalık sonrası kullanıcının elini ve parmaklarını destekler.
- Ürün ayrıca önleyici amaçla da kullanılabilir.

Functions and Features:

- The product supports the user's hand and fingers after injury, surgery, chronic pain, spasticity and/or disease.
- The product can also be used for preventive purpose.

Beden/Size (Universal)

**BA-462 TFCC BİLEK BANDAĞI**
TFCC WRIST BANDAGE**Fonksiyon özellikleri:**

- Bu destek, yaralanma, ameliyat, kronik ağrı, osteoartrit veya aşırı kullanımdan kaynaklanan sorunlardan sonra kullanıcının elini ve bileğini destekler.
- Ayrıca, ağır veya tekrarlayan hareketlerde önleyici amaçlarla da kullanılabilir.

Functions and Features:

- The brace supports the users hand and wrist after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis or overuse problems
- The brace can also be used for preventive purposes in heavy or repetitive movements.

Beden/Size (Universal)



**BA-463 BİLEKLİK WRIST WRAP
WRIST WRAP**

Fonksiyon özellikleri:

- Bu destek, yaralanma, ameliyat, kronik ağrı, osteoartrit veya aşırı kullanım sorunlarından sonra kullanıcının başparmağının CMC1 ve MP eklemlerini destekler.
- Ayrıca, ağır veya tekrarlayan hareketlerde önleyici amaçlarla da kullanılabilir.

Functions and Features:

- The brace supports the users CMC1- and MP-joint of the thumb after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis or overuse problems.
- The brace can also be used for preventive purposes in heavy or repetitive movements.

Beden/Size (Universal)



**BA-464 PARMAK SAPMASI ATELİ
FINGER DEVIATION SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

- Bu destek, yaralanma, ameliyat, kronik ağrı, osteoartrit, kronik hastalık veya aşırı kullanım sorunlarından sonra kullanıcının parmaklarını ve elini destekler.
- Bu destek ayrıca tekrarlayan hareketlerde destekleyici amaçlarla da kullanılabilir.
- Bu destek, bilek desteğiyle birlikte de kullanılabilir.

Functions and Features:

- The brace supports the users fingers and hand after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis, chronic disease or overuse problems.
- The brace can also be used for supportive purposes in repetitive movements.
- The brace can be combined with a wrist brace.



**BA-468 ULNAR DEVIASYONEL BİLEK ATELİ
ULNAR DEVIATION WRIST SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

- Bu destek, sinir sıkışması, yaralanma, ameliyat, kronik ağrı, osteoartrit veya aşırı yüklenme sorunları nedeniyle oluşan durumlarda hastanın proksimal falanksı II ila V veya I' i destekler ve kaldırır.
- Ürün, Lacy veya Prisma destekleriyle birlikte kullanılır.

Functions and Features:

- The brace support and lift the patients proximal phalanx II to V, or I, when the cause is nerve entrapment, after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis or overload problems.
- The product is used in combination with Lacy- or Prisma braces.



**BD-460_U AIRTEX ÜNİ. EL BİLEK ATELİ
AIRTEX UNI. WRIST SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliğindedir.
- El bileğini kapsayarak stabilize eder, başparmak hareketine olanak tanır.
- Nem tutmaz,nemi dışarı transfer eder.
- Hijyeniktir, alerji yapmaz, anti-bakteriyel özellik gösterir.

Endikasyon:

- Karpal tunel sendromu. • El bileğinin ağrılı durumları.
- Kırık ardından alçı sonrası. • El bileği zorlanmaları.

Functions and Features:

- Air permeable and moist regülatör.
- It covers the wrist, stabilizes and provides thumb movement.
- There is immobilization with ligament supports on the inner and outer sides of the palm.

Indication:

- Carpal tunnel syndrome. • Painful wrist conditions. • Wrist strain.



BD-462_U AIRTEX EL BİLEK ATELİ (UZUN)
AIRTEX WRIST SPLINT (LONG)

Fonksiyon özellikleri:

- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliktedir.
- El bileğini kapsayarak stabilize eder, başparmak hareketine olanak tanır.
- Hijyeniktir, alerji yapmaz, anti-bakteriyel özellik gösterir.

Endikasyon:

- Karpal tunel sendromu. • El bileğinin ağrılı durumları. • Kırık ardından alçı sonrası. • El bileği zorlanmaları.

Functions and Features:

- Air permeable and moist regülatör.
- It covers the wrist, stabilizes and provides thumb movement.
- There is immobilization with ligament supports on the inner and outer sides of the palm.

Indication:

- Carpal tunnel syndrome. • Painful wrist conditions. • Wrist strain.



Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)	
S/1	L/2
14 cm	18 cm
18 cm	22 cm



BA-30601 MANUAIRTEC (EL BİLEK ATELİ)
MANUAIRTEC (WRIST SPLINT)

Fonksiyon özellikleri:

- El bileği desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- Alerjik olmayan, hava geçiren ve terletmeyen airtec (spacer) kumaştan imal edilmiştir.
- El bileğini nötralde tutan alüminyum desteği vardır.
- El - bilek ön kol desteği ve stabilizasyonu sağlar. El bileğindeki ekstra bant stabilitesi artırır.

Endikasyon:

- El bileği yumuşak doku travmaları • Karpal tunel sendromu
- Instabilitele el bileği kırıkları. • Alçı sonrası romatoid, artrit ve gangliyon ağrısı.

Functions and Features:

- Ensures wrist support and stabilization.
- Made of non-allergic, air-permeable airtec spacer fabric that avoids sweating.
- Aluminum support that keeps the wrist at neutral position is available. Ensures wrist support and stabilization.
- Stability is increased with the extra tape on the wrist.

Indication:

- Wrist soft tissue injuries • Carpal tunnel syndrome
- Instabilities of wrist fractures • Rheumatoid arthritis and ganglion pain after casting.



Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)				
S	M	L	XL	XXL
14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm
16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm

BA-440 MANUFIX (STATİK EL BİLEK ATELİ)
MANUFIX (STATIC WRIST SPLINT)

Fonksiyon özellikleri:

- El - bilek desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- Cilde zarar vermeyen, alerjik olmayan ve hava geçirgen dokuma elastik kumaştan imal edilmiştir.
- El bileğinin volar yüzeyinde anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır.
- Velkrolar sayesinde kolay takılıp çıkartılabilir.

Endikasyon:

- El bileği yumuşak doku travmaları • Karpal tunel sendromu
- Instabilitele el bileği kırıkları • Alçı sonrası romatoid, artrit ve gangliyon ağrısı.

Functions and Features:

- Ensures wrist support and stabilization.
- Made of no-allergic and air-permeable textile fabric that does not harm the skin • Has anatomically shaped aluminum support on the volar surface of the wrist.
- Easy to wear and remove thanks to the velcros.

Indication:

- Wrist soft tissue injuries • Carpal tunnel syndrome
- Instabilities of wrist fractures • Rheumatoid arthritis and ganglion pain after casting.



Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)				
S	M	L	XL	XXL
14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm
16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm



BA-30601_P MANUAIRTEC PEDIATRİK (EL BİLEK ATELİ)
MANUAIRTEC PEDIATRIC (WRIST SPLINT)

Fonksiyon özellikleri:

- Alerjik olmayan, hava geçiren ve terletmeyen airtec (spacer) kumaştan imal edilmiştir.
- El bileğini nötralde tutan alüminyum desteği vardır.
- El - bilek ön kol desteği ve stabilizasyonu sağlar. El bileğindeki ekstra bant stabilitesi artırır.

Endikasyon:

- El bileği yumuşak doku travmaları • Karpal tunel sendromu
- Instabilitele el bileği kırıkları. • Alçı sonrası romatoid, artrit ve gangliyon ağrısı.

Functions and Features:

- Made of non-allergic, air-permeable airtec spacer fabric that avoids sweating.
- Aluminum support that keeps the wrist at neutral position is available. Ensures wrist support and stabilization.
- Stability is increased with the extra tape on the wrist.

Indication:

- Wrist soft tissue injuries • Carpal tunnel syndrome
- Instabilities of wrist fractures • Rheumatoid arthritis and ganglion pain after casting.



Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)		
XS	XXS	XXXS
13 cm	11 cm	<11 cm
15 cm	13 cm	

BD-40601_U UNIFIX MANU ÜNİ. (EL BİLEK ATELİ)
UNIFIX MANU UNI. (WRIST SPLINT)

Fonksiyon özellikleri:

- El bileği desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- 3 mm neopren malzemeden üretilmiştir.
- Neopren ısı artırma özelliği ile artritte ağrıyı azaltır.
- El bileği volar eğimi ayarlanabilen alüminyum desteği vardır.
- Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran ekstra elastik bandaj vardır.

Endikasyon:

- El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon amaçlı.
- Karpal tunel sendromunda.
- Tendinit, Tenosinovit, Tenovajinit, Yaralanma ve ameliyat sonrası koruma amaçlı ve kırıklarda alçı sonrası kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures wrist support and stabilization.
- Made of 3 mm neoprene material. Reduces the pain in the arthritis thanks to the heating feature of neoprene.
- An adjustable aluminum support on the volar surface of the wrist, and an extra bandage around the wrist are available.

Indication:

- For immobilization in painful wrist conditions.
- In carpal tunnel syndrome.
- For tendinitis, tenosynovitis, tenovaginitis, for protection after injury and surgery, and after plaster casts in fractures.



Beden/Size (Universal)



BA-932 MANUFIX LUX (EL BİLEK ATELİ)
MANUFIX LUX (WRIST SPLINT)

Fonksiyon özellikleri:

- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliindedir.
- El bileğini kapsayarak stabilize eder, başparmak hareketine olanak tanır.
- Nem tutmaz, nemi dışarı transfer eder.
- Hijyeniktir, alerji yapmaz, anti-bakteriyel özellik gösterir.

Endikasyon:

- Karpal tunel sendromu.
- El bileğinin ağrılı durumları.
- Kırık ardından alçı sonrası.
- El bileği zorlanmaları.

Functions and Features:

- Air permeable and moist regulatör.
- It covers the wrist, stabilizes and provides thumb movement.
- There is immobilization with ligament supports on the inner and outer sides of the palm.

Indication:

- Carpal tunnel syndrome.
- Painful wrist conditions.
- Wrist strain.

Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)	
S/1	L/2
14 cm	18 cm
18 cm	22 cm

BA-450 MANUFIX PLUS (BAŞPARMAK DESTEKLİ EL BİLEK ATELİ)
MANUFIX PLUS (WRIST SPLINT WITH THUMB)

Fonksiyon özellikleri:

- El bileği desteği ve başparmak stabilizasyonu sağlar.
- Cilde zarar vermeyen, alerjik olmayan ve hava geçiren dokuma elastik kumaştan imal edilmiştir.
- El bileğini nötralde tutan alüminyum destekle istenilen abduksiyon açısı ayarlanabilir.

Endikasyon:

- MCP eklem sorunları.
- Cmc eklem dejenerasyonları.
- Dequarvain.
- Karpal tunel ve dequarveinin beraber olduğu durumlar.

Functions and Features:

- Provides wrist support and thumb stabilization.
- Made from skin-friendly, hypoallergenic, and breathable woven elastic fabric.
- Adjustable abduction angle with aluminum support that keeps the wrist in a neutral position.

Indication:

- MCP joint problems.
- CMC joint degenerations.
- DeQuarvain's disease.
- Conditions where carpal tunnel syndrome and DeQuarvain's disease occur together.



Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)				
S	M	L	XL	XXL
14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm
16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm

BA-30602 MANUIARTEC PLUS (BAŞPARMAK DESTEKLİ EL BİLEK ATELİ)
MANUIARTEC PLUS (WRIST SPLINT WITH THUMP)

Fonksiyon özellikleri:

- El, bilek, başparmak desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- Alerjik olmayan, hava geçiren ve terletmeyen Airtec spacer kumaştan imal edilmiştir.
- El bileğini nötralde tutan alüminyum desteği vardır.
- Başparmağındaki alüminyum destekle istenilen abdüksiyon açısı ayarlanabilir.

Endikasyon:

- MCP eklem sorunları.
- Cmc eklem dejenerasyonları.
- Karpal tunel ve dequarvainin beraber olduğu durumlar.

Functions and Features:

- Provides hand, wrist, and thumb support and stabilization.
- Made from hypoallergenic, breathable, and sweat-wicking Airtec spacer fabric.
- Features an aluminum support that keeps the wrist in a neutral position.
- The desired abduction angle can be adjusted using the aluminum support at the thumb.

Indication:

- MCP joint disorders,
- CMC joint degenerations
- De Quervain, and other cases where carpal tunnel and De Quervain are observed together.



Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)				
S	M	L	XL	XXL
14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm
16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm



BA-30602_P MANUIARTEC PLUS PEDIATRİK (BAŞPARMAK DESTEKLİ EL BİLEK ATELİ)
MANUIARTEC PLUS PEDIATRİK (WRIST SPLINT WITH THUMP)

Fonksiyon özellikleri:

- El, bilek, başparmak desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- Alerjik olmayan, hava geçiren ve terletmeyen Airtec spacer kumaştan imal edilmiştir.
- El bileğini nötralde tutan alüminyum desteği vardır.
- Başparmağındaki alüminyum destekle istenilen abdüksiyon açısı ayarlanabilir.

Endikasyon:

- MCP eklem sorunları.
- Cmc eklem dejenerasyonları.
- Karpal tunel ve dequarvainin beraber olduğu durumlar.

Functions and Features:

- Provides hand, wrist, and thumb support and stabilization.
- Made from hypoallergenic, breathable, and sweat-wicking Airtec spacer fabric.
- Features an aluminum support that keeps the wrist in a neutral position.
- The desired abduction angle can be adjusted using the aluminum support at the thumb.

Indication:

- MCP joint disorders,
- CMC joint degenerations
- De Quervain, and other cases where carpal tunnel and De Quervain are observed together.

Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)		
XS	XXS	XXXS
13 cm	11 cm	<11 cm
15 cm	13 cm	

BD-40602_U UNIFIX MANU PLUS ÜNİ. (BAŞPARMAK DESTEKLİ EL BİLEK ATELİ)
UNIFIX MANU PLUS ÜNİ. (WRIST SPLINT WITH THUMP SUPPORT)

Fonksiyon özellikleri:

- El ve başparmak stabilizasyonunu ve desteğini sağlar.
- Neopren kumaştan üretilmiştir. Neopren ısı artma özelliği ile artritte ağrıyı azaltır.
- Volar desteği için ayarlanabilen alüminyum balen vardır.
- Velcro bantları sayesinde hastaya kolay uygulanır.
- Alüminyum baleni ile nötral pozisyonda sabitler.

Endikasyon:

- İcinme, burkulma, romatizmal ve travmatik artrit, tendinit, karpal tunel sendromu ağrılarında ve bilek istirahatını gerektiren tüm vakalarda alçı sonrası bir süre daha destek amacı ile kullanılır.

Functions and Features:

- Provides hand and thumb stabilization and support.
- Made of neoprene fabric. Neoprene's heat-retaining properties reduce pain in arthritis.
- Features an adjustable aluminum stay for volar support.
- Easy to apply to the patient thanks to Velcro straps.
- Secures in a neutral position with the aluminum stay.

Indication:

- Used in injuries, twists, rheumatic and traumatic arthritis, tendinitis, carpal tunnel syndrome pains, and for support in all plaster treatment cases requiring wrist rest.



Beden/Size Universal (Sağ-Right/Sol-Left)

**BA-931 DEQUFIX LUX (BAŞPARMAK DESTEKLİ)
DEQUFIX LUX (THUMB SUPPORT)**

Fonksiyon özellikleri:

- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliktedir.
- El bileğini ve başparmağı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Başparmak eklemlerine destek ve stabilizasyon sağlar.

Endikasyon:

- Tendinit.
- Kayakçı parmağı.
- De Quervain sendromu.

Functions and Features:

- Air permeable and moist regulatör.
- Designed to cover wrist and thumb.
- Support and stabilization of thumb joints.

Indication:

- Tendinitis
- Skier finger
- De Quervain syndrome

Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)	
S/1	L/2
14 cm	18 cm
18 cm	22 cm



Beden/Size Universal (Sağ-Right/Sol-Left)

**BA-451_U DEQUFIX ÜNİ. (BAŞPARMAK TESPİT ATELİ)
DEQUFIX ÜNİ. (THUMP FIXING SPLINT)**

Fonksiyon özellikleri:

- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliktedir.
- El bileğini ve başparmağı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Başparmak eklemlerine destek ve stabilizasyon sağlar.

Endikasyon:

- Tendinit.
- Kayakçı parmağı.
- De Quervain sendromu.

Functions and Features:

- Air permeable and moist regulatör.
- Designed to cover wrist and thumb.
- Support and stabilization of thumb joints.

Indication:

- Tendinitis
- Skier finger
- De Quervain syndrome

**BA-453 THUMB BAŞPARMAK SPLİNTİ
THUMB SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

- IMP/CMC eklem hareketini kısıtlar.
- Hafif ve nefes alabilir kumaştan üretilmiştir.
- Elastik bantları ile kolay takılıp çıkartılabilir ve ayarlanabilir.
- DeQuervain tendinit.
- Gamekeeper başparmak.
- Collateral ligament immobilizasyonu.

Functions and Features:

- Limits IBP / CMC joint movements.
- Made of soft and breathable fabric.
- Easy-to-use and adjustable thanks to elastic tapes.
- De Quervain tendinitis
- Gamekeeper thumb
- Collateral ligament immobilization



Beden/Size (Universal)



Beden/Size (Universal)

**BD-40600_U UNIFIX ÜNİ. (EL BİLEĞİ SPLİNTİ) (8 BANDAJLI)
UNIFIX ÜNİ. (WRIST SPLINT) (8 BANDAGES)**

Fonksiyon özellikleri:

- Başparmak desteği sağlar.
- Neopren materyalden tek beden olarak üretilmiştir.
- Başparmağın istirahat pozisyonunda tutar.

Endikasyon:

- Baş parmak yan bağ yaralanmaları.
- Rizartroz.
- Romatoid artrit.

Functions and Features:

- Supports the thumb.
- Produced as a single body from neoprene material.
- Keeps the thumb at resting position.

Indication:

- Thumb collateral ligament injuries.
- Root arthrosis.
- Rheumatoid arthritis.

**BA-455 BOKSÖR KIRIK ATELİ
BOXER FRACTURE SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

- 4. ve 5. Boksör kırıklarının tedavisinde metakarpal kırıklarında hastanın elini hareketsiz hale getirir.
- Üstün konfor destek sağlar.
- Alüminyum destekleri kişiye göre şekillendirilebilir
- Fleksiyonu kısıtlamadan dördüncü ve beşinci metakarpaları destekler.

Endikasyon:

- Boksör Kırığı.

Functions and Features:

- In the treatment of 4th and 5th boxer's fractures, it immobilizes the patient's hand in metacarpal fractures.
- Provides superior comfort support.
- Aluminum supports can be shaped to fit the individual.
- Supports the fourth and fifth metacarpals without restricting flexion.

Indication:

- Boxer fracture

Beden/Size (Universal_Sağ-Right/Sol-Left)



**BD-40603_U EL BİLEKLİĞİ STANDART
STANDARD WRIST BRACELET**

Fonksiyon özellikleri:

- Neopren malzemeden üretilmiş basit el bileği bandajıdır.

Endikasyon:

- Bilek yaralanmaları.
- Burkulma ve travma durumlarında bileğe koruma ve ısı sağlar.
- Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Functions and Features:

- It is a simple wrist bandage made of neoprene material.

Indication:

- Wrist injuries.
- Provides protection and warmth to the wrist in cases of sprains and trauma.
- Neoprene material retains body heat, accelerating blood circulation and thus the healing process.

Beden/Size (Universal)

**BA-430 MANUSTABIL PLASTİK EL BİLEK ORTEZİ
MANUSTABIL SPASTIC WRIST SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

- El ve el bileğine nötral pozisyon sağlar.
- 3 mm polietilen den vakumlama yöntemi ile imal edilmiştir.
- İç yüzeyi 3 mm plastozot ile kaplıdır.
- Dayanıktır, uzun süreli tedavilerde kullanılabilir, kolay takılır ve çıkarılabilir.

Endikasyon:

- Kırıklardan sonra koruma amaçlı, felçli hastalarda, el bilek rahatsızlıklarında ve elin istirahata alınması gereken durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures neutral position in hands and wrists.
- Made of 3 mm polyethylene using vacuum method.
- Internal surface is covered with 3 mm plastozote.
- Durable, can be used in long-term treatments, easy-to-wear and remove.

Indication:

- For protections after fractures. For paralyzed patients, in wrist problems, and in cases where hand is required to be rested.

Beden/Size (Universal_Sağ-Right/Sol-Left)

	S	M	L
14 cm	16 cm	18 cm	
16 cm	18 cm	20 cm	



**BA-431 MANU ANTİSPASTİSİTE (SEPERATÖRLÜ EL BİLEK ORTEZİ)
MANU ANTI-SPASTISITE (WRIST SPLINT SAPARATOR)**

Fonksiyon özellikleri:

- El, el bileği ve parmakları nötral pozisyonda tutar.
- 3 mm polietilen den vakumlama yöntemi ile imal edilmiştir. İç yüzeyi 3 mm plastozot ile kaplıdır.
- Dayanıktır, uzun süreli tedavilerde kullanılabilir, kolay takılır ve çıkarılabilir.
- Oluklu parmak tasarımı ve gerilime dirençli olması nedeniyle spastisiteli hastalar için idealdir.
- Özel tasarlanmış bant sistemi ile tam uyum ve kontrol sağlar.

Endikasyon:

- Spastisite kırıklarından sonra koruma amaçlı, Felçli hastalarda, El bilek rahatsızlıklarında ve elin istirahata alınması gereken durumlarda kullanılır.

Functions and Features:

- Keeps the hand, wrist, and fingers at neutral position.
- Made of 3 mm polyethylene using vacuum method. Internal surface is covered with 3 mm plastazote.
- Durable, can be used in long-term treatments, easy-to-wear and remove.
- Ideal for patients with spasticity due to its channeled finger design and resistance to stress.
- Ensures full harmonization and control with the special-designed tape system.

Indication:

- For patients with spasticity, protective after fractures. For paralyzed patients, in wrist problems, and in cases where hand is required to be rested.

Beden/Size (Universal_Sağ-Right/Sol-Left)

	S	M	L
14 cm	16 cm	18 cm	
16 cm	18 cm	20 cm	

**BA-183 BİLEK BAĞLAMA LUX
PATIENTS HANDS AND FEET STRAP BELT**

Fonksiyon özellikleri:

- Dolgulu yumuşak kumaştan üretilmiştir, nefes alabilir ve rahattır.
- El bileği veya ayak bileği çevresine uygun: 8,6"~11,4"/22~29cm ayarlanabilir.
- Kullanımı kolay ve kullanışlıdır.
- Güvenlik içindir.
- Bilinci kapalı yatalak hastalar, ruhsal bozukluğu olanlar, bilişsel bozukluğu olanlar vb. için geçerlidir.

Functions and Features:

- Made of soft fabric with padding, breathable and comfortable to wear
- Size: adjustable, suitable for wrist or ankle circumference: 8.6"~11.4"/22~29cm
- Velcro close, easy and convenient to use
- Use this medical restraint strap to prevent patients from self-injury to ensure safety and smooth care or treatment
- Unconscious bedridden patients, mental disorder people, cognitive impairment people etc. applicable to.



Beden/Size (Universal)



**BA-188 FİNGER TETİK PARMAK ATELİ
FINGER TRIGGER FINGER SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

Bu destek, yaralanma, ameliyat, iltihaplı durumlar, kronik hastalık veya aşırı kullanım sorunlarından sonra kullanıcının parmağını destekler.

Functions and Features:

The brace supports the users finger after injury, surgery, inflammatory conditions, chronic disease or overuse problems.

Beden/Size (1-2-3-4-5)

**BA-118 DİNAMİK PARMAK SPLİNTİ
DYNAMIC FINGER SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

- Eloksoal kaplı paslanmaz çelik yaydan yapılmıştır.
- Parmağa temas eden noktalar kenarları yuvarlanmış özel plastiktendir.
- Yayın orta noktası vida ile diğer uç noktaları paslanmaz Rivetle plastiklere monte edilmiştir.
- Tendon kesilerinde ,sinir yaralanmalarında kullanılır.

Endikasyon:



- Kas hareketsizliğini düzeltmede. • Eklem duranlığını düzeltmede.
- Ulnar sinir kaslarında. • Cerrahi müdahale sonrası rehabilitasyonda.

Functions and Features:

- Made of stainless steel spring covered with eloxal.
- Points that touch the finger are made of special plastic with rounded edges.
- The center point of the spring is attached using a screw, while the other edges are assembled with stainless rivet.
- Used in tendon cuts and nerve injuries.

Indication:

- Improvement of muscle immobility, • Improvement of joint immobility,
- Ulnar nerve damages, • Rehabilitation in post-operative period



**BA-101 KURBAĞA PARMAK ATELİ
FROG FINGER SPLINT**

Fonksiyon özellikleri:

- Parmakları istediğiniz pozisyonda sabitlemek için kullanılır.
- İç yüzeyi yumuşak plostozot kaplıdır.
- Gerekirse şekillendirilebilir.

Functions and Features:

- Used for fixing the fingers at required position.
- Internal surface is covered with soft plastazote.
- Can be formed if required.




BA-102 BEYZBOL PARMAK ATELİ
BASEBALL FINGER SPLINT**Fonksiyon özellikleri:**

- Parmakları istediğiniz pozisyonda sabitlemek için kullanılır.
- İç yüzeyi yumuşak plastozot kaplıdır.
- Gerekirse şekillendirilebilir.

Functions and Features:

- Used for fixing the fingers at required position.
- Internal surface is covered with soft plastazote.
- Can be formed if required.



Beden/Size (1-2-3-4-5-5-6)

BA-104 MALLET PARMAK ATELİ
MALLET FINGER SPLINT**Fonksiyon özellikleri:**

- Mallet Finger Ateli, özel plastik malzemeden üretilmiş DİP eklemi ekstansiyonda tutan parmak ortezidir.
- Parmak PİP eklemeden itibaren serbesttir.
- Ekstansör tendon yaralanmalarında .
- Parmak Ateli, kırıklarda kullanılır.
- İncinme ve burkulmalarda kullanılır.

Endikasyon:

- Ekstansör tendon tamirinde
- Mallet finger deformitesi
- Parmak kemik kırıklarında, incinmelerinde
- Parmak sinir hasarlarında kullanılır.

Functions and Features:

- Mallet finger splint is a finger orthesis made of special material and is used to keep the DIP joint at extraction position.
- Finger is free from the point of PIP joint.
- Extensor tendon injuries.
- Finger Splint is used in fractures.
- Used in injuries and twists.

Indication:

- Extensor tendon treatment
- Mallet finger deformity.
- Finger bone fractures, injuries.
- Finger nerve damages.

BA-108 SİLİKON EGZERSİZ TOPU
SILICONE EXERCISE BALL**Fonksiyon özellikleri:**

El, parmak ve bilek kaslarını güçlendirmek, rehabilitasyon (fizik tedavi) ve stresi azaltmak amacıyla kullanılan, dayanıklı ve esnek medikal silikon malzemeden üretilen kompakt araçlardır. Yumuşak, orta ve sert direnç seçenekleri (genellikle renk kodlu) bulunan bu toplar, kan dolaşımını hızlandırır ve kavrama gücünü artırır.

Functions and Features:

These compact tools, made from durable and flexible medical-grade silicone, are used to strengthen hand, finger, and wrist muscles, aid in rehabilitation (physical therapy), and reduce stress. Available in soft, medium, and hard resistance options (usually color-coded), these balls improve blood circulation and increase grip strength.



BEL VE GÖVDE ORTEZLERİ



LUMBAR AND TRUNK ORTHOSES

BA-20501 LUMBOSOFT (ÖRME LUMBOSAKRAL KORSE)
LUMBOSOFT (KNITTED LUMBOSACRAL CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Lumbar bölgenin desteklenmesini sağlar.
- Korseinin arka bölümünde vücudun anatomisine uygun şekilde 4 adet çelik balen vardır.
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Hava geçiren ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip üç boyutlu örgü dokuma kumaş ile üretilmiştir.
- Vücut anatomisine uyumlu ve konforludur.
- Önden kolay açılıp kapanan velkrolar sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Endikasyon:

- Lumbago. • Bel fıtıkları. • Siyatik, Spor ve iş aktivitelerinde risk önleyici.
- Ligamentöz bozukluklar. • Postdissektomi sendromu.

Functions and Features:

- Supports the lumbar region.
- Four flexible steel baleens appropriate for the anatomy are available at the back of the corset
- Relieves the pain by reducing the muscular stress.
- Made of air-permeable, three-dimensional textile fabric that avoids moisture.
- Compatible with the anatomy, and comfortable. Ensures anatomically appropriate support.
- Easy to wear and remove thanks to the velcros on the front side.

Indication:

- Lumbago, disc hernia, sciatic, risk prevention in sports and work activities, ligamentous disorders, post-dissectomy syndrome.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm 83 cm	83 cm 91 cm	91 cm 99 cm	99 cm 107 cm	107 cm 115 cm


BA-240 LUMBOLIGHT PLUS (LUMBOSAKRAL KORSE EKSTRA KEMERLİ)
LUMBOLIGHT PLUS (LUMBOSACRAL CORSET WITH AN EXTRA BELT)
Fonksiyon özellikleri:

- Lumbar bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar.
- Hava geçirgen ,terlemeyi önleyici elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Korseinin arka bölümünde beli destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen iki adet plastik balen vardır.
- Beldeki ekstra kemer, desteği güçlendirir.
- Kolay takıp çıkartılabilir. Sirt yüksekliği 26 cm.

Endikasyon:

- Akut bel ağrısı. • Dejeneratif disk.
- Paravertebral adale spazmı. • Lumbago-siyatik.

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the lumbar region.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- A soft pad is placed at the back of the corset to support lordosis.
- Two steel baleens and two plastic baleens are available at the back side.
- The extra belt on the waist strengthens the support.
- Easy to wear and remove. Back height is 26 cm.

Indication:

- Acute back pain, degenerative disc, paravertebral muscle spasm, lumbago - sciatic.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm 83 cm	83 cm 91 cm	91 cm 99 cm	99 cm 107 cm	107 cm 115 cm

BA-240_E LUMBOLIGHT PLUS ECO (LUMBOSAKRAL KORSE EKSTRA KEMERLİ)
LUMBOLIGHT PLUS ECO. (LUMBOSACRAL CORSET WITH AN EXTRA BELT)
Fonksiyon özellikleri:

- Lumbar bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar.
- Hava geçirgen ,terlemeyi önleyici elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Korseinin arka bölümünde beli destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen iki adet plastik balen vardır.
- Beldeki ekstra kemer, desteği güçlendirir.
- Kolay takıp çıkartılabilir. Sirt yüksekliği 26 cm.

Endikasyon:

- Akut bel ağrısı. • Dejeneratif disk.
- Paravertebral adale spazmı. • Lumbago-siyatik.

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the lumbar region.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- A soft pad is placed at the back of the corset to support lordosis.
- Two steel baleens and two plastic baleens are available at the back side.
- The extra belt on the waist strengthens the support.
- Easy to wear and remove. Back height is 26 cm.

Indication:

- Acute back pain, degenerative disc, paravertebral muscle spasm, lumbago - sciatic.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm 83 cm	83 cm 91 cm	91 cm 99 cm	99 cm 107 cm	107 cm 115 cm

BA-245 LUMBOLIGHT EVO (ÖRME LUMBOSAKRAL KORSE)
LUMBOLIGHT EVO (KNITTED LUMBOSACRAL CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Güçlü lumbosakral destek ve stabilizasyon sağlar.
- Kalça ve bel arasında daha fazla kontur farklılıkları ile erkek ve bayan hastalar için kullanılır.
- Özellikle yaşlı ve kilolu hastalarda karnı toplayarak ve lumbosakral dan destek vererek etkin bir destek sağlar.
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Yapıştırma tekniği ile dikişsiz üretildiğinden ekstra konfor sağlar.
- Arka yüksekliği 26 cm , ön yüksekliği 16 cm dir.

Endikasyon:

- Lumbago. • Bel fıtıkları.
- Siyatik, spor ve iş aktivitelerinde risk önleyici ligamentöz bozukluklar.
- Postdistektomi sendromu.

Functions and Features:

- Ensures strong lumbosacral support and stabilization.
- Can be used in both male and female patients thanks to its greater contour differences between hip and waist.
- Offers effective support in especially elder and overweight patients, as it compresses the belly, and supports the lumbar
- Relieves the pain by reducing the muscular stress.
- Offers extra comfort as it is produced with a bonding technique, avoiding any stitch.
- Back height: 26 cm, Front height: 16 cm.

Indication:

- Lumbago, disc hernia, sciatic, risk prevention in sports and work activities, ligamentous disorders, post-discectomy syndrome,

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm


BD-240_U LUMBOLIGHT ÜNİ. (LUMBOSAKRAL KORSE EKSTRA KEMERLİ)
LUMBOLIGHT ÜNİ. (LUMBOSACRAL CORSET WITH AN EXTRA BELT)
Fonksiyon özellikleri:

- Lomber bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar.
- Hava geçirgen ,terlemeyi önleyici elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Korseinin arka bölümünde beli destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen iki adet plastik balen vardır.
- Beldeki ekstra kemer, desteği güçlendirir.
- Kolay takıp çıkartılabilir. Sırt yüksekliği 26 cm.

Endikasyon:

- Akut bel ağrısı. • Dejeneratif disk. • Paravertebral adale spazmı. • Lumbago-siyatik.

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the lumbar region.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- A soft pad is placed at the back of the corset to support lordosis.
- Two steel baleens and two plastic baleens are available at the back side.
- The extra belt on the waist strengthens the support.
- Easy to wear and remove. Back height is 26 cm.

Indication:

- Acute back pain, degenerative disc, paravertebral muscle spasm, lumbago - sciatic.

**Beden/Size**

S	M	L	XL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm
83 cm	91 cm	99 cm	115 cm


BA-20503 LUMBO-X (SİLİKON PED DESTEKLİ ÖRGÜ LOMBAL KORSE)
LUMBO-X (SILICONE PAD SUPPORTED KNITTED LUMBAR CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Lomber bölgenin desteklenmesini sağlar.
- Korseinin arka bölümünde vücudun anatomisine uygun şekilde 4 adet çelik balen vardır.
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Hava geçiren ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip üç boyutlu örgü dokuma kumaş ile üretilmiştir.
- Vücut anatomisine uyumlu ve konforludur.
- Önden kolay açılıp kapanan velkrolar sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Endikasyon:

- Lumbago. • Bel fıtıkları.
- Siyatik, spor ve iş aktivitelerinde risk önleyici ligamentöz bozukluklar.
- Postdistektomi sendromu.

Functions and Features:

- Supports the lumbar region.
- A triangle silicon pad-support appropriate for the anatomy of the body is placed on the back side of the corset.
- Relieves the pain by reducing the muscular stress.
- Made of air-permeable, three-dimensional textile fabric that avoids moisture.
- Easy to wear and remove thanks to the velcros on the front side.

Indication:

- Lumbago, disc hernia, sciatic, risk prevention in sports and work activities, ligamentous disorders, post-discectomy syndrome.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-247 LUMBOSLIM (LUMBOSAKRAL BALENLİ KORSE)
LUMBOSLIM (LUMBOSACRAL UNDERWIND CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Lumboslim lumbosakral korse, özellikle bel ve sağrı (sakrum) bölgesini desteklemek, omurgaya binen yükü hafifletmek ve bu bölgedeki ağrıları yönetmek için kullanılan "elastik" yapıda bir korse dir.

Endikasyon:

- Bel bölgesindeki kasların (paraspinal kaslar) yükünü üzerine alarak omurgayı destekler.
- Belin aşırı derecede bükülmesini veya dönmesini engelleyerek ani ve ağırlı hareketlerin önüne geçer.
- Omurgayı dik tutmaya yardımcı olur ve kamburlaşmayı önler.
- Karnın içi basıncı hafifçe artırarak bel omurlarına binen dikey baskıyı azaltır.

Functions and Features:

- Lumboslim lumbosacral brace is an elastic brace used specifically to support the lower back and sacrum, relieving stress on the spine and managing pain in this area.

Indication:

- It supports the spine by bearing the load of the muscles in the lower back (paraspinal muscles).
- It prevents excessive bending or twisting of the lower back, thus preventing sudden and painful movements.
- It helps keep the spine upright and prevents hunching.
- By slightly increasing intra-abdominal pressure, it reduces the vertical pressure on the lumbar vertebrae.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm


BA-248 LUMBOFIX EVO PLUS (LUMBOSAKRAL BALENLİ KORSE)
LUMBOFIX EVO PLUS (LUMBOSACRAL UNDERWIND CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Güçlü lumbosakral destek ve stabilizasyon sağlar.
- Korse nin arka bölümünde vücudun anatomisine uyum sağlayan esnek 4 adet çelik balen vardır .
- Özellikle yaşlı ve kilolu hastalarda karnı toplayarak ve lumbosakral dan destek vererek etkin bir destek sağlar .
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Korse nin ön panelinde bulunan el geçirme bantları ile kolay takılıp çıkarılabilir.
- Arka yüksekliği 26 cm , ön yüksekliği 16 cm dir.

Endikasyon:

- Lumbago. • Bel fıtıkları.
- Siyatik, spor ve iş aktivitelerinde risk önleyici ligamentöz bozukluklar. • Postdistektomi sendromu.

Functions and Features:

- Ensures strong lumbosacral support and stabilization.
- Four flexible steel baleens appropriate for the anatomy are available at the back of the corset.
- Offers effective support in especially elder and overweight patients, as it compresses the belly, and supports the lumbar
- Relieves the pain by reducing the muscular stress.
- Easy to wear and remove thanks to hand bands on the front panel of the corset.
- Back height: 26 cm, Front height: 16 cm.

Indication:

- Lumbago, disc hernia, sciatic, risk prevention in sports and work activities, ligamentous disorders post-discectomy syndrome,

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-230 LUMBOLIGHT (LUMBOSAKRAL KORSE 26 CM)
LUMBOLIGHT (LUMBOSACRAL CORSET 26 CM)
Fonksiyon özellikleri:

- Lumbar bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar.
- Hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Korse nin arka bölümünde beli destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen iki adet plastik balen vardır.
- Korse nin arkasındaki çapraz bantlar tam destek sağlar.

Endikasyon:

- Lumbago Siyatik. • Bel fıtıkları.
- Post-operatif destek. • Fizik tedavide rijit destek olarak kullanılabilir.

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the lumbar region.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- A soft pad is placed at the back of the corset to support lordosis.
- Two adjustable steel baleens and two plastic baleens are available at the back side.
- Cross bands at the back of the corset offers full support.

Indication:

- Can be used in lumbago, sciatic, and herniated disk problems, for post-operative support, and in physiotherapy as a stable support.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BD-243_U LUMBART SPORT (17 CM LUMBAR BEL KORSESİ)
LUMBART SPORT (17 CM LUMBAR BACK CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Lumbal bölgenin desteklenmesini sağlar
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Anatomik yapıya uygun destek sağlar.
- Önden kolay açılıp kapanan velkrolar sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Endikasyon:

- Lumbago. • Bel fıtıkları.
- Siyatik, spor ve iş aktivitelerinde risk önleyici ligamentöz bozukluklar.
- Postdistektomi sendromu.

Functions and Features:

- Provides support to the lumbar region.
- Relieves pain by reducing muscular tension.
- Provides anatomically appropriate support.
- Ease of use thanks to easy-to-open and close Velcro closures at the front.

Indication:

- Lumbago. • Herniated discs.
- Sciatica, ligamentous disorders that prevent risks in sports and work activities.
- Post-distectomy syndrome.


BA-20502 LUMBOSOFTE PLUS (LUMBO SAKRAL KORSE)
LUMBOSOFTE PLUS (LUMBOSACRAL CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Lumbo – sakral bölge desteği ve stabilizasyonu sağlar.
- Korseinin arka bölümünde vücudun anatomisine uygun şekilde 4 adet çelik balenler vardır.
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Hava geçirgen ve nem uzaklaştırıcıya sahip üç boyutlu örgü – dokuma kumaştan üretilmiştir.
- Korseinin ön sağ ve sol yanlarında bulunan el geçirme bantları ile kolay uygulama sağlanır.
- Arka yüksekliği 30 cm, ön yüksekliği 16 cm dir.
- Ekstra bantları sayesinde daha rigid destek ve stabilizasyon sağlar.

Endikasyon:

- Lumbar omurga instabilitesi. • Lumbar stres sendromları. • Disk cerrahisi sonrası post-operatif tedavisi.

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the lumbosacral region.
- Four flexible steel baleens appropriate for the anatomy are available at the back of the corset.
- Relieves the pain by reducing the muscular stress.
- Made of air-permeable, three-dimensional textile fabric that avoids moisture.
- Easy-to-wear thanks to hand bands on the front right and left sides of the corset.
- Back height: 30 cm, Front height: 16 cm.
- Offers more rigid support and stabilization with the extra bands.

Indication:

- Lumbar spine instability, lumbar stress syndromes, post-operative treatment after disc surgery.

Beden/Size				
S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-246 LUMBOLIGHT EVO PLUS (LUMBOSAKRAL KORSE)
LUMBOLIGHT EVO PLUS (LUMBOSACRAL CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Güçlü lumbosakral destek ve stabilizasyon sağlar.
- Korseinin arka bölümünde vücudun anatomisine uyum sağlayan esnek 4 adet çelik balen vardır .
- Özellikle yaşlı ve kilolu hastalarda karnı toplayarak ve lumbosakral dan destek vererek etkin bir destek sağlar.
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Yapıştırma tekniği ile dikişsiz üretildiğinden ekstra konfor sağlar.
- Korseinin ön panelinde bulunan el geçirme bantları ile kolay takılıp çıkarılabilir.
- Arka yüksekliği 26 cm , ön yüksekliği 16 cm dir.

Endikasyon:

- Lumbago. • Bel fıtıkları.
- Siyatik, spor ve iş aktivitelerinde risk önleyici ligamentöz bozukluklar.
- Postdistektomi sendromu.

Functions and Features:

- Ensures strong lumbosacral support and stabilization.
- Four flexible steel baleens appropriate for the anatomy are available at the back of the corset.
- Offers effective support in especially elder and overweight patients, as it compresses the belly, and supports the lumbar
- Relieves the pain by reducing the muscular stress.
- Offers extra comfort as it is produced with a bonding technique, avoiding any stitch.
- Easy to wear and remove thanks to hand bands on the front panel of the corset.
- Back height: 26 cm, Front height: 16 cm.

Indication:

- Lumbago, disc hernia, sciatic, risk prevention in sports and work activities, ligamentous disorders, post-discectomy syndrome,



Beden/Size				
S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-260 LUMBOFIX PLUS (DORSELUMBOSAKRAL KORSE)
LUMBOFIX PLUS (LUMBOSACRAL CORSET)

Fonksiyon özellikleri:

- Lumbo-sakral bölge desteği ve stabilizasyonu sağlar
- Korsenin arka bölümünde lordozu destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen iki adet plastik balen
- Arkada bulunan çapraz bantlar desteği artırır,vücuda uyum sağlar.
- Korsenin arka yüksekliği 32 cm ön yüksekliği 18 cm dir.

Endikasyon:

- Akut ve kronik bel ağrısı. • Hipermobil ve dejeneratif değişiklikler. • Lumbago –siyatik.
- Spondiolisthezis. • Post-operatif immobilizasyon.

Functions and Features:

- Provides lumbosacral region support and stabilization.
- The corset has a soft pad in the back to support lordosis.
- Two steel stays and two plastic stays in the back.
- The crisscross straps in the back increase support and conform to the body. • The back height of the corset is 32 cm and the front height is 18 cm.

Indication:

- Acute and chronic lower back pain. • Hypermobile and degenerative changes. • Lumbago – sciatica.
- Spondylolisthesis. • Post-operative immobilization.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm



BD-260_U LUMBOFIX PLUS ÜNİ. (EXTRA KEMERLİ LUMBOSAKRAL KORSE)
LUMBOFIX PLUS ÜNİ. (LUMBOSACRAL CORSET WITH AN EXTRA BELT)

Fonksiyon özellikleri:

- Lumbo-sakral bölge desteği ve stabilizasyonu sağlar
- Korsenin arka bölümünde lordozu destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen iki adet plastik balen
- Arkada bulunan çapraz bantlar desteği artırır,vücuda uyum sağlar.
- Korsenin arka yüksekliği 32 cm ön yüksekliği 18 cm dir.

Endikasyon:

- Akut ve kronik bel ağrısı. • Hipermobil ve dejeneratif değişiklikler. • Lumbago –siyatik.
- Spondiolisthezis. • Post-operatif immobilizasyon.

Functions and Features:

- Provides lumbosacral region support and stabilization.
- The corset has a soft pad in the back to support lordosis.
- Two steel stays and two plastic stays in the back.
- The crisscross straps in the back increase support and conform to the body. • The back height of the corset is 32 cm and the front height is 18 cm.

Indication:

- Acute and chronic lower back pain. • Hypermobile and degenerative changes. • Lumbago – sciatica.
- Spondylolisthesis. • Post-operative immobilization.



Beden/Size

S	M	L	XL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm
83 cm	91 cm	99 cm	115 cm



BA-265 LUMBOFIX EVO (LUMBOSAKRAL KORSE)
LUMBOFIX EVO (LUMBOSACRAL CORSET)

Fonksiyon özellikleri:

- Güçlü lumbosakral destek ve stabilizasyon sağlar.
- Korsenin arka bölümünde vücudun anatomisine uyum sağlayan esnek 4 adet çelik balen vardır .
- Özellikle yaşlı ve kilolu hastalarda karnı toplayarak ve lumbosakral dan destek vererek etkin bir destek sağlar.
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Yapıştırma tekniği ile dikişsiz üretildiğinden ekstra konfor sağlar.
- Arka yüksekliği 32 cm , ön yüksekliği 20 cm dir.

Endikasyon:

- Lumbago • Bel fıtıkları
- Siyatik, spor ve iş aktivitelerinde risk önleyici ligamentöz bozukluklar postdistektomi sendromu ameliyat sonrası destek ve stabilizasyon içerir.

Functions and Features:

- Provides strong lumbosacral support and stabilization.
- The back of the corset has 4 flexible steel stays that adapt to the body's anatomy.
- Provides effective support, especially in elderly and overweight patients, by compressing the abdomen and providing lumbosacral support.
- Reduces muscular tension and relieves pain.
- Provides extra comfort as it is produced seamlessly using a bonding technique.
- Back height is 32 cm, front height is 20 cm.

Indication:

- Lumbago • Herniated discs
- Sciatica, risk prevention in sports and work activities, ligamentous disorders, post-discectomy syndrome, post-operative support and stabilization.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-933 LUMBAR STRONG (İŞ GÜVENLİĞİ BEL DESTEK KORSESİ)
LUMBAR STRONG (WORK SAFETY WAIST SUPPORT CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Güçlü lumbosakral destek ve stabilizasyon sağlar.
- Musküler gerginliği azaltarak ağrıyı hafifletir.
- Hava geçiren ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Spor ve iş aktivitelerinde risk önleyici

Functions and Features:

- Provides strong lumbosacral support and stabilization.
- Reduces muscular tension, relieving pain.
- Made from breathable and moisture-wicking fabric.

Indication:

- Risk prevention in sports and work activities.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm


BA-280 DORSOFIX PLUS (DORSOLUMBAR KORSE)
DORSOFIX PLUS (DORSOLUMBAR CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Dorsal ve lumbosakral bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar
- Hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Omuz bantları rotasyonu ve kifozu engeller.
- Korseinin arka kısmında lordozu destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen, iki adet plastik balen vardır.
- Beldeki ekstra kemer desteği güçlendirir.

Endikasyon:

- Kompresyon fraktürleri. • Bel fıtıkları. • Post-operatif destek.
- Fizik tedavisinde rijit destek amaçlı kullanılabilir.

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the dorsal and lumbosacral region.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- Shoulder bands avoid rotation and kyphoses.
- A soft pad is placed at the back of the corset to support lordosis.
- Two steel baleens and two plastic baleens are available at the back side.
- The extra belt on the waist strengthens the support.

Indication:

- Can be used in compression fractures and herniated disks, for post-operative support, and in physiotherapy as a stable support.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BD-280_U DORSOFIX ÜNİ. (DORSOLUMBAR KORSE)
DORSOFIX UNI. (DORSOLUMBAR CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Dorsal ve lumbosakral bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar
- Hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Omuz bantları rotasyonu ve kifozu engeller.
- Korseinin arka kısmında lordozu destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen, iki adet plastik balen vardır.
- Beldeki ekstra kemer desteği güçlendirir.

Endikasyon:


- Kompresyon fraktürleri. • Bel fıtıkları. • Post-operatif destek.
- Fizik tedavisinde rijit destek amaçlı kullanılabilir.

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the dorsal and lumbosacral region.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- Shoulder bands avoid rotation and kyphoses.
- A soft pad is placed at the back of the corset to support lordosis.
- Two steel baleens and two plastic baleens are available at the back side.
- The extra belt on the waist strengthens the support.

Indication:

- Can be used in compression fractures and herniated disks, for post-operative support, and in physiotherapy as a stable support.



Beden/Size

S	M	L	XL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm
83 cm	91 cm	99 cm	115 cm

BA-270 DORSOFIX (DORSOLOMBAR KORSE)
DORSOFIX (DORSOLOMBAR CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Dorsal ve lumbosakral bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar
- Hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Omuz bantları rotasyonu ve kifozu engeller.
- Korsein arka kısmında lordozu destekleyen soft ped vardır.
- Arkada iki adet çelik balen, iki adet plastik balen vardır.
- Beldeki ekstra kemer desteği güçlendirir.

Endikasyon:


- Kompresyon fraktürleri. • Bel fıtıkları. • Post-operatif destek.
- Fizik tedavisinde rijit destek amaçlı kullanılabilir.

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the dorsal and lumbosacral region.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- Shoulder bands avoid rotation and kyphoses.
- A soft pad is placed at the back of the corset to support lordosis.
- Two steel baleens and two plastic baleens are available at the back side.
- The extra belt on the waist strengthens the support.

Indication:

- Can be used in compression fractures and herniated disks, for post-operative support, and in physiotherapy as a stable support.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
63 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm



Beden/Size (Universal)

BA-285_U HYPEREKSTANSİYON AIR TLSO KORSE (HAVALI)
HYPEREXTENSION AIR TLSO CORSET (AIR FLUFFY)
Fonksiyon özellikleri:

- 3 nokta prensibine göre gövdenin fleksiyonunu kısıtlıyarak hiperextansiyon sağlar.
- Omurganın lateral fleksiyon ve rotasyon hareketlerine karşı stabilize eder.
- Oturma sırasında daha fazla konfor sağlayan hareketli kalça barı vardır.
- Yan bar uzunlukları opsiyonel olarak ayarlanılabilen 4 ölçüsü vardır.
- Geliştirilmiş B-fast kilit ile kolay kullanım. Göğüs barlarının genişliği ayarlanabilir.

Endikasyon:

- Lomber ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları.
- İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyonu.
- Torasik ve lomber omurganın osteoporatik çökme kırıklarında aksiyel stabilizasyon.
- Stabil olmayan vertebral kırıklarının açık cerrahisi sonrasında geçici ortotik bakım.
- Operasyona uygun olmayan spinal tümör ve metastazlarında sürekli ortotik bakım.
- Vertebral gövdelerin tümör ve metastazlarının cerrahisi sonrasında post-operatif ortotik bakım.
- İnternal fiksasyon yapılan ya da yapılmayan spinal dekompresyon cerrahisi sonrası bakım.

Functions and Features:

- Limits the flexion of the body based on 3 point principle, and ensures hyperextension.
- Stabilizes the spine against lateral flexion and rotation movements.
- A mobile hip bar that ensure greater comfort while seated.
- Four different sizes at the side bars, which can be adjusted.
- Easy use with the B-fast lock. Adjustable chest bars.

Indication:

- Stable compression fractures in lumbar and inferior thoracic vertebra.
- Immobilization after intervertebral disc surgery.
- Axial stabilization in thoracic and osteoporotic compression fractures of lumbar spine.
- Temporary orthotic care after open surgeries on non-stable vertebral body fracture.
- Permanent orthotic care for spinal tumors and metastases which are not appropriate for surgery.
- Post-operative orthotic care after vertebral body tumor and metastases surgeries.
- Care after spinal decompression surgery with or without internal fixation.

BA-935 AYARLANABİLİR LSO KORSE
ADJUSTABLE LSO CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- Arkada bulunan ipli bir mekanizma sayesinde, öndeki tek bir halkayı veya ipi çekerek korsein belinizi her noktadan eşit miktarda sarmasını sağlar. Bu özellik el becerisi veya güç kaybı yaşayan hastalar için büyük kolaylıktır.
- Belin alt kısmını daha sıkı, üst kısmını daha gevşek bırakma gibi ince ayarlar yapmanıza imkan tanır.
- İyileşme sürecinize göre içindeki sert paneller çıkarılabilir veya yerleri değiştirilebilir.
- Karın içi basıncı optimize ederek omurgayı içten dışa doğru destekler.
- Vücut ağırlığını L1 ile S1 omurları arasındaki bölgeden alıp daha geniş bir yüzeye yayar.
- Gün içinde otururken (biraz gevşeterek) veya ayakta yürürken (sıkılaştırarak) korseyi vücudunuza göre anında kalibre edebilirsiniz.

Endikasyon:

- Şiddetli Fıtık ve Kaymalar • Post-Operatif Dönem

Functions and Features:

- Thanks to a cord mechanism at the back, pulling a single loop or cord at the front allows the corset to wrap your waist evenly at every point.
- This feature is a great convenience for patients experiencing loss of dexterity or strength.
- It allows you to make fine adjustments, such as leaving the lower part of the waist tighter and the upper part looser.
- The rigid panels inside can be removed or repositioned according to your recovery process.
- It supports the spine from the inside out by optimizing intra-abdominal pressure.
- It takes body weight from the area between the L1 and S1 vertebrae and distributes it over a wider surface.
- You can instantly calibrate the corset to your body during the day while sitting (loosening it slightly) or standing and walking (tightening it).

Indication:

- Severe Hernias and Slippages • Post-Operative Period



Beden/Size (Universal)

BA-287 TLSO KUMAŞ KORSE
FABRIC TLSO CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- Rigid esnemeyen, hava alabilen kumaştan üretilmiştir.
- Gövdenin fleksiyon - ekstansiyonunu kısıtlar.
- Lateral eğilme ve rotasyonunu engeller
- Arka ve önde polietilen rijit destekler vardır.
- Toraks pedi ile ekstansiyonunu kısıtlar.

Endikasyon:

- Ameliyat sonrası hastayı immobilize eder.
- Ameliyat gerekmeyen kompresyon fraktürlerinde kullanılır.

Functions and Features:

- Made of rigid and air-permeable fabric.
- Limits flexion-extension of the body.
- Avoids lateral bending and rotation.
- Polyethylene rigid supports are available at the back and front sides.
- Limits extraction through thorax pad.

Indication:

- To mobilize the patient after surgery,
- In compression fractures, not requiring surgery.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm



Beden/Size

S	M	L
75 cm	90 cm	105 cm
90 cm	105 cm	120 cm

BA-286 JEWEEET /HYPEREKSTANSİYON KORSE
JEWEEET / HYPEREXTENSION CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- 3 nokta prensibine göre gövdenin fleksiyonunu kısıtlayarak hiper ekstansiyon sağlar.
- Omurganın lateral fleksiyon ve rotasyon hareketlerine karşı stabilize eder.
- Oturma sırasında daha fazla konfor sağlayan hareketli kalça barı vardır.
- Yan bar uzunlukları opsiyonel olarak ayarlanabilen 4 ölçüsü vardır .
- Geliştirilmiş B -fast kilit ile kolay kullanım.
- Göğüs barlarının genişliği ayarlanabilir.

Endikasyon:

- Lomber ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları.
- İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyonu.
- Torasik ve lomber omurganın osteoporatik çökme kırıklarında aksiyel stabilizasyon.
- Stabil olmayan vertebral kırıklarının açık cerrahisi sonrasında geçici ortotik bakım.
- Operasyona uygun olmayan spinal tümör ve metastazlarında sürekli ortotik bakım.
- Vertebral gövdelerin tümör ve metastazlarının cerrahisi sonrasında post-operatif ortotik bakım.
- İnternal fiksasyon yapılan ya da yapılmayan spinal dekompresyon cerrahisi sonrası bakım .

Functions and Features:

- Provides hyperextension by restricting trunk flexion according to the 3-point principle.
- Stabilizes the spine against lateral flexion and rotation movements.
- Features a movable hip bar for greater comfort while sitting.
- Available in 4 sizes with optionally adjustable side bar lengths.
- Easy to use with improved B-fast lock.
- Adjustable chest bar width.

Indication:

- Stable compression fractures of the lumbar and lower thoracic vertebrae.
- Immobilization after intervertebral disc surgery.
- Axial stabilization in osteoporotic compression fractures of the thoracic and lumbar spine.
- Temporary orthotic care after open surgery of unstable vertebral fractures.
- Continuous orthotic care in spinal tumors and metastases unsuitable for surgery.
- Postoperative orthotic care following surgery for tumors and metastases of the vertebral bodies.
- Care following spinal decompression surgery with or without internal fixation.

BD-315_U POSTUREX PLUS KORSE
POSTUREX PLUS CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- Postür düzeltici destek sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen spacer kumaştan üretilmiştir.
- Omuz bantları postürel destek sağlayarak, kifoza engeller.

Endikasyon:

- Torasik bölge kaslarının zayıflığı ve tembelliğinde
- Postür ve duruş bozukluklarında uyarıcı ve düzeltici etki için kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures support to fix the posture.
- Made of air-permeable, spacer fabric that avoids sweating.
- Bands on the shoulder ensure postural support, and avoid kyphoses.

Indication:

- Used for weak and lazy thoracic zone muscles, and ad stimulant and straightener in posture disorders.



Beden/Size

S	M	L	XL
75 cm	99 cm	99 cm	115 cm
99 cm	99 cm	115 cm	



BA-310 POSTURFIX (DİK DURUŞ KORSESİ)
POSTURFIX (POSTURE CORRECTION CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Postür düzeltici destek sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Arkada iki adet plastik balen vardır.
- Omuz bantları postürel destek sağlayarak, kifozu engeller.

Endikasyon:

- Torasik bölge kaslarının zayıflığı ve tembelliğinde
- Postür ve duruş bozukluklarında uyarıcı ve düzeltici etki için kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures support to fix the posture.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- Two plastic baleens are available at the back side.
- Bands on the shoulder ensure postural support, and avoid kyphoses.

Indication:

- Used for weak and lazy thoracic zone muscles, and ad stimulant and straightener in posture disorders.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm


BD-310_U POSTURFIX ÜNİ.
POSTURFIX ÜNİ.
Fonksiyon özellikleri:

- Postür düzeltici destek sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Arkada iki adet plastik balen vardır.
- Omuz bantları postürel destek sağlayarak, kifozu engeller.

Endikasyon:

- Torasik bölge kaslarının zayıflığı ve tembelliğinde
- Postür ve duruş bozukluklarında uyarıcı ve düzeltici etki için kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures support to fix the posture.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric that avoids sweating.
- Two plastic baleens are available at the back side.
- Bands on the shoulder ensure postural support, and avoid kyphoses.

Indication:

- Used for weak and lazy thoracic zone muscles, and ad stimulant and straightener in posture disorders.

S	M	L	XL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm
83 cm	91 cm	99 cm	115 cm

BA-313 POSTURVEST KORSE
POSTURVEST CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- Postür düzeltici destek sağlar.
- Sırttaki Y-şekilli çapraz kemer tasarımı ile daha etkili
- Yenilikçi omuz tasarımı ile minimum sürtünme sağlar
- Ayarlanabilir cırtlarla boyut ayarlanabilir.
- Omuz, sırt, bel, karın üzerindeki stresi dengelemeye, kas yorgunluğunu ve ağrısını gidermeyi sağlar.

Endikasyon:


- Torasik bölge kaslarının zayıflığı ve tembelliğinde.
- Postür ve duruş bozukluklarında uyarıcı ve düzeltici etki için kullanılır.

Functions and Features:

- Provides posture corrective support.
- More effective with the Y-shaped cross belt design on the back.
- Minimum friction with innovative shoulder design.
- Size adjustable with Velcro straps.
- Easy to put on and take off.
- Helps balance stress on the shoulders, back, waist, and abdomen, relieving muscle fatigue and back pain.

Indication:

- For weakness and sluggishness of the thoracic region muscles.
- Used for stimulating and corrective effects in posture and stance disorders.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm



BA-225 HAMİLE DESTEK KORSESİ
PREGNANCY SUPPORT CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- Hamilelik döneminde belde oluşan ağrıların giderilmesine yardımcı olmaktadır.
- Abdominal (karın) bölgeyi desteklemesi için dizayn edilmiştir.
- Korseenin ergonomik dizaynı sayesinde maksimum rahatlık sağlar.
- Yanda bulunan elastik bantlar sayesinde destek azaltılıp artırılabilir.

Endikasyon:

- Hamilelik döneminde Lumbar destek (karın desteği).

Functions and Features:

- Helps to avoid waist pain during pregnancy
- Designed to support the abdominal area, and to lift it upwards.
- Ensures maximum comforts thanks to the ergonomic design of the corset.
- Support can be increased or decreased with the elastic bands on the sides.

Indication:

- Lumbar and abdominal support during pregnancy



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm


BA-226 LUMBOSOFT SACRO KORSE
LUMBOSOFT SACRO CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- SACRO-İLİAC ağırlığını hafifletir ve sakroiliak eklemlerin etrafındaki gerilimi serbest bırakır.
- Elastik ağı malzemesi ve iki germe kayışı sakral kemiğinizi düzeltir.
- Sırttaki iki masaj pedi ile ek rahatlama sağlar.
- Bu pedler hareket sırasında belirli tetik noktaları ve bağları, kasları ve dolaşımı uyandır.

Endikasyon:

- Sakroiliak eklemler hastalığı (SIJ sendromu). • Sakroiliak eklemler artritisi. • Sakroiliak eklemler kararlılığı.
- Pelvik bölgede miyalji ve tendinopatiler. • Pelvik kuşak dengesizliği.
- Lomber omurgada spondilodez sonrası yapısal bozulma (LWS).
- Tekrarlayan sakroiliak eklemler tıkanıklığı.

Functions and Features:

- SACRO-İLİAC alleviates your pain and releases tension around the sacroiliac joints.
- An elastic mesh material and two tensioning straps straighten your sacral bone, thereby relieving the ligaments.
- Additional relief is provided by two massage pads on the back.
- These pads target specific trigger points during movement and stimulate the ligaments, muscles and circulation.

Indication:

- Sacroiliac joint disease (sij syndrome) • Sacroiliac joint arthritis • Sacroiliac joint instability
- Myalgia and tendinopathies in the pelvic region • Pelvic girdle instability
- Structural impairment after spondylodesis on the lumbar spine (lws)
- Recurrent sacroiliac joint blockage



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-300 ABDOMINAFIX (CERRAHİ SONRASI GÖVDE KORSESİ)
ABDOMINAFIX (POST-SURGICAL BODY CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Kullanıldığı yere göre toraks veya batin desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Post-operatif dönemde toraks veya batin desteklenmesinde kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures thorax or abdomen support, according to the area on which it is used.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used to support thorax or abdomen area in post-operative period.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-300_E ABDOMINAFIX EKO (CERRAHİ SONRASI GÖVDE KORSESİ)
ABDOMINAFIX ECO (POST-SURGICAL BODY CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Kullanıldığı yere göre toraks veya batin desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Post-operatif dönemde toraks veya batin desteklenmesinde kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures thorax or abdomen support, according to the area on which it is used.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used to support thorax or abdomen area in post-operative period.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm


BD-300_U ABDOMINAFIX (CERRAHİ SONRASI GÖVDE KORSESİ)
ABDOMINAFIX (POST-SURGICAL BODY CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Kullanıldığı yere göre toraks veya batin desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Post-operatif dönemde toraks veya batin desteklenmesinde kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures thorax or abdomen support, according to the area on which it is used.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used to support thorax or abdomen area in post-operative period.



Beden/Size

S	M	L	XL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm
83 cm	91 cm	99 cm	115 cm

BD-300_N ABDOMINAL NEOPREN KORSE
ABDOMINAL NEOPRENE CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- Kullanıldığı yere göre toraks veya batin desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen neopren kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Postoperatif dönemde toraks veya batin desteklenmesinde kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures thorax or abdomen support, according to the area on which it is used.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used to support thorax or abdomen area in post-operative period.



Beden/Size (Universal)

BA-3002_U ABDOMINAL 2 PANEL KORSE (16 CM)
ABDOMINAL 2 PANEL CORSET (16 CM)
Fonksiyon özellikleri:

- Kullanıldığı yere göre toraks veya batin desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Post-operatif dönemde toraks veya batin desteklenmesinde kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures thorax or abdomen support, according to the area on which it is used.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used to support thorax or abdomen area in post-operative period.


BA-3003_U ABDOMINAL 3 PANEL KORSE (26 CM)
ABDOMINAFIX 3 PANEL CORSET (26 CM)
Fonksiyon özellikleri:

- Kullanıldığı yere göre toraks veya batin desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:


- Post-operatif dönemde toraks veya batin desteklenmesinde kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures thorax or abdomen support, according to the area on which it is used.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used to support thorax or abdomen area in post-operative period.


BA-3004_U ABDOMINAL 4 PANEL KORSE (34 CM)
ABDOMINAFIX 4 PANEL CORSET (34 CM)
Fonksiyon özellikleri:

- Kullanıldığı yere göre toraks veya batin desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Post-operatif dönemde toraks veya batin desteklenmesinde kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures thorax or abdomen support, according to the area on which it is used.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used to support thorax or abdomen area in post-operative period.



BA-301 DESTEKLİ STERNUM KORSE
SUPPORTIVE STERNUM CORSET
Fonksiyon özellikleri:

- Sternum desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.
- Omuzdan gelen bantlar korseinin aşağıya kaymasını engeller.
- Göğüs pedi ekstra destek sağlar.

Endikasyon:

- Post-operatif dönemde sternum bölgesinin desteklenmesinde.

Functions and Features:

- Provides sternum support.
- The corset is made of breathable, sweat-preventing elastic fabric.
- Shoulder straps prevent the corset from slipping down.
- Breast pads provide extra support.

Indication:

- For supporting the sternum area in the post-operative period.

Beden/Size	
S	M L XL
75 cm	99 cm
99 cm	115 cm


BA-302 STERNAFIX (GÖĞÜS KORSESI)
STERNAFIX (STERNUM CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Sternum desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.
- Omuzdan gelen bantlar korseinin aşağıya kaymasını engeller.
- Göğüs pedi ekstra destek sağlar.

Endikasyon:

- Post-operatif dönemde sternum bölgesinin desteklenmesinde.

Functions and Features:

- Ensures sternum support.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.
- The bands on the shoulders avoid the corset to slide downwards.
- Chest pad ensures extra support.

Indication:

- To support sternum zone in post-operative period.

Beden/Size				
S	M	L	XL	XXL
75 cm	85 cm	95 cm	105 cm	115 cm
85 cm	95 cm	105 cm	115 cm	125 cm

BD-302_U STERNAFIX ÜNİ. (GÖĞÜS KORSESI)
STERNAFIX ÜNİ. (STERNUM CORSET)
Fonksiyon özellikleri:

- Sternum desteği sağlar.
- Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.
- Omuzdan gelen bantlar korseinin aşağıya kaymasını engeller.
- Göğüs pedi ekstra destek sağlar.

Endikasyon:

- Post-operatif dönemde sternum bölgesinin desteklenmesinde.

Functions and Features:

- Ensures sternum support.
- Made of air-permeable, elastic fabric that avoids sweating.
- The bands on the shoulders avoid the corset to slide downwards.
- Chest pad ensures extra support.

Indication:

- To support sternum zone in post-operative period.

Beden/Size	
S	M L XL
75 cm	99 cm
99 cm	115 cm


BA-306 STERNUM ASKILI GÖVDE KORSESI
STERNUM CORSET WITH STRAP
Fonksiyon özellikleri:

- By-pas ameliyatı sonrası immobilizasyon sağlar.
- Yoğun hava geçirgen elastik kumaştan üretilmiştir.
- Alerji yapmaz, nemi dışarı atar.
- Hastanın ameliyat sonrası öksürmesi durumunda önden korseyi eliyle sıkarak stabilizasyonu artırır.
- Kaymasını engellemek amacı ile omuz bantları ile sabitlenir.

Endikasyon:

- By-pas ameliyatları sonrasında.

Functions and Features:

- Ensures immobilization after bypass operation.
- Made of highly air-permeable elastic fabric. Avoids allergy, transfers the moisture to outside.
- Can be used to increase the stabilization by tightening the corset with hand, provided that the patient is to cough after operation.
- Fixed with the shoulder bands to avoid sliding.

Indication:

- After bypass operation.

Beden/Size				
S	M	L	XL	XXL
75 cm	85 cm	95 cm	105 cm	115 cm
85 cm	95 cm	105 cm	115 cm	125 cm

BA-303 YÜN KORSE
WOOL CORSET

Fonksiyon özellikleri:

- Karın ve bel desteği sağlar.
- Yün , elastik kumaştan üretilmiştir.
- Ön kısmı kapalı.
- Bölgeyi sıcak tutar.

Endikasyon:

- Romatizmal ve siyatik ağrılarında etkilenen bölgeleri sıcak tutmak için kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures abdominal and waist support.
- Made of wool, elastic fabric.
- Closed on the front part.
- Keeps warm due to heating feature.

Indication:

- Used to keep the affected areas hot in rheumatic and sciatic pains.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm



BA-303_V YÜN KORSE (VELKRO BANTLI)
WOOL CORSET (WITH VELCRO BAND)

Fonksiyon özellikleri:

- Yün , elastik kumaştan üretilmiştir.
- Bel ve karın bölgesini, böbrekleri sıcak tutmak, kas spazmlarında, romatizmal ve siyatik ağrılarında kullanılır.
- Ön taraftaki cırt cırt ile açılıp kapatılabilir.

Endikasyon:

- Romatizmal ve siyatik ağrılarında etkilenen bölgeleri sıcak tutmak için kullanılır.

Functions and Features:

- Made of wool, elastic fabric.
- Used to keep waist and abdominal area, and kidneys warm, in muscle spasms, and for rheumatic and sciatic pains.
- Can be opened and closed with the velcro on the front side.

Indication:

- Used to keep the affected areas hot in rheumatic and sciatic pains.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-305 KOLOSTOMİ KORSESİ
COLOSTOMY CORSET

Fonksiyon özellikleri:

- 26 cm yüksekliğindedir.
- Esnek kumaşı ve stoma açıklığının her iki yanında bulunan 2 adet çıkarılabilir plastik baleni sayesinde, günlük aktiviteler ve spor sırasında stoma torbasının istenmeyen hareketlerinin ve meydana gelebilecek muhtemel sızıntıların önüne geçilir.
- Hastaya güven ve huzur duygusu verir.
- Kiyafet altında rahatlıkla kullanılır.

Endikasyon:

- Stoma torbasını korumak. • Ostomi ameliyatı sonrası destek amaçlı.
- Ostomi ameliyatları sonrası parastomal herni riskini azaltmak.

Functions and Features:

- 26 cm long corset.
- With the aid of the flexible fabric and 2 removeable plastic underwires at each sides of the stoma opening,
- Prevents any unwanted movements of the stoma bag and potential leakages which may occur during mundane and sporting activities.
- Offers perception of comfort and assurance to the patient. Suitable for wear underneath daily clothing.

Indication:

- Protecting the ostomy collection bag • Post-ostomy rehabilitation and support purposes
- Decrease risks of parastomal hernia



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm



BA-290 GÖBEK FITİK KORSESİ
UMBILICAL HERNIA CORSET

Fonksiyon özellikleri:

- Fıtkılı bölgeye kompresyon sağlayan desteği vardır.
- Hava alabilen elastik pamuklu kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Göbek fıtkılarında kullanılır.

Functions and Features:

- A support that compresses the hernia area is available.
- Made of air-permeable, elastic, cotton fabric.

Indication:

- Used in umbilical hernias.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm

BA-500 KASIK BAĞI (TEKLi)
HERNIA SUPPORT (SINGLE TRUSS)
Fonksiyon özellikleri:

- Kasıkta bulunan fitik bölgesini destekler.
- Fitik desteği sağlayan tampon termo kauçuktan yapılmıştır.
- Üzeri kumaşla kaplıdır.

Endikasyon:

- Fitik ve post-operatif dönemde kullanılır.

Functions and Features:

- Supports the hernia in inguinal area.
- The pad that supports the hernia is made of rubber. Covered with fabric.

Indication:

- Used for hernia, and in post-operative period



Beden/Size (Universal_Sağ-Right/Sol-Left)



Beden/Size (Universal)

BA-501_U KASIK BAĞI (ÇİFTLİ)
HERNIA SUPPORT (DOUBLE TRUSS)
Fonksiyon özellikleri:

- Kasıkta bulunan fitik bölgesini destekler.
- Fitik desteği sağlayan tampon termo kauçuktan yapılmıştır.
- Üzeri kumaşla kaplıdır.

Endikasyon:

- Fitik ve post-operatif dönemde kullanılır.

Functions and Features:

- Supports the hernia in inguinal area.
- The pad that supports the hernia is made of rubber.
- Covered with fabric.

Indication:

- Used for hernia, and in post-operative period

BA-504 SUSPANSUVAR
SUSPENSORY
Fonksiyon özellikleri:

- Torbaların sarkmasını önler ve sarkık torbaların desteklenmesini sağlar.
- Pamuklu kumaştan üretilmiştir.
- Bel kemeri ve kaymayı engelleyen elastik bantları vardır.

Endikasyon:

- Spor faaliyetlerinde testisleri destekleyici olarak kullanılır.
- Torbaların varisinde ve iltihaplanmasında kullanılır.
- Varikozel ameliyatı sonrasında.

Functions and Features:

- Avoids vesicas to lie over, and supports the ones that lied over.
- Made of cotton fabric.
- Has waist belt, and elastic bands that avoid sliding.

Indication:

- Used to support testicles in sports activities.
- Used in vesica varicoses and inflammation
- After varicosele operation.



Beden/Size

5	6	7	8	9	10
75 cm	83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm
83 cm	91 cm	99 cm	107 cm	115 cm	123 cm

KALÇA ORTEZLERİ



HIP ORTHOSES

BA-419_P FREJKA YASTIĞI
FREJKA PILLOW
Fonksiyon özellikleri:

- 12 mm Plastozot materyalden üretilmiştir.
- Esnek malzeme kullanıldığı için bebeğin zorunlu kalça ve bacak hareketlerine izin verir.

Endikasyon:

- Kalça çukluğu.

Functions and Features:

- Made of 12 mm plastozote material.
- Allows compulsory hip and leg movements of the baby, as it is made of elastic material.

Indication:

- Hip dislocation.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
27 cm	32 cm	37 cm	42 cm	46 cm
32 cm	37 cm	42 cm	46 cm	53 cm


BA-416_P PAVLİK BANDAĞI
PAVLIC BANDAGE
Fonksiyon özellikleri:

- Her iki kalça eklemi fleksiyon ve abduksiyonda istenilen açılarda pozisyonlar.
- Abduksiyon ve ekstansiyonunu önler.
- Bu pozisyon ve hareket disloke kalçanın spontan redüksiyonunu ve displazik kalçada asetabular gelişmeyi sağlar.
- Çocuğun özgür hareketi sırasında femur başının asetabulum içinde kalmasını sağlar.
- Kolay takılıp çıkarılabilir velcro bantlar ve pamuklu kolondan mal edilmiştir.

Endikasyon:

- Kalça displazisi. • Subluksasyon.

Functions and Features:

- Positions the hip joint at flexion and abduction.
- Avoids adduction and extraction.
- This position and movement ensure spontaneous reduction of the hip, and acetabular development in displaced hip.
- Ensures femur head to stay in acetabulum during free movements of the child.
- Easy-to-wear and remove; made of velcro bands and cotton column.

Indication:

- Hip displacement, • Subluxation.

**Beden/Size**

S	M	L	XL
24 cm	34 cm	43 cm	22 cm
34 cm	43 cm	52 cm	61 cm

BA-411_P HIP-X CRUSER KALÇA ABDUKSİYON ATELİ
HIP-X CRUSER ABDUCTION BRACE
Fonksiyon özellikleri:

- Kalça eklemi fleksiyon ve abduksiyonda pozisyonlar.
- Femur başının asetabulum içinde kalmasını sağlar.
- Dış kısmı polietilen iç kısmı yumuşak hava alabilen süngerli kumaştan yapılmıştır.
- Tüm malzeme yıkanabilir özelliğindedir. Kolay uygulanabilir, hafiftir.
- Ürünün ayar payı fazla olduğunda tedavi sürecinde tek ortez yeterli olur.

Endikasyon:

- Kalça çukluğu.
- Kalça displazisi.

Functions and Features:

- Positions the hip joint at flexion and abduction.
- Ensures femur head to stay in acetabulum.
- External part is made of polyethylene while the internal part is made of air-permeable spongy fabric.
- All materials can be washed. Easy-to-apply light.
- Single orthoses would be enough during treatment as the adjustment room is wide.

Indication:

- Hip dislocation.
- Hip dysplasia.

**Beden/Size**

S	M	L
32 cm	37 cm	42 cm
37 cm	42 cm	46 cm

**BA-409_P TUBİNGER TİP BANDAJI
 TUBİNGER TYPE BANDAGE**
Fonksiyon özellikleri:

- Kalça ekleminin anormal gelişimi olan kalçanın (DDH) gelişimsel displazisi (veya çıkığı) için kullanılır.
- Uyluk kemiğinin tepesindeki top kalça içinde sabit değildir. Kalça ekleminin soketi ve bağları da gerilebilir veya gevşeyebilir. Bu duruma Doğuştan Kalça Çıkığı (CDH) denir.
- Bebeğin bacaklarına bağlanan ve omuz ve göğüs tarafından tutulan kayışlara sahiptir.
- Kayışlar, kalçaları ve dizleri bacakları ayrı olacak şekilde tutar. Bu kalça için en iyi pozisyondu ve soketin yerine oturmasını sağlar.
- Uyluk ve kalça kemikleri arasında temas sağlar ve kasların güçlenmesine yardımcı olur.
- Kalçanın kasları ve bağları gelişirken bebeği rahat hissettirmek için yumuşak malzeme kullanılır.
- Ayarlanabilir kayış çoğu bebek için uygundur.

Endikasyon:

- Kalça çıkığı. • Kalça displazisi.

Functions and Features:

- Used for developmental dysplasia (or dislocation) of the hip (DDH), where the hip joint develops abnormally.
- The ball at the top of the femur is not fixed in the hip. The socket and ligaments of the hip joint can also stretch or loosen. This condition is called Congenital Hip Dislocation (CDH).
- Features straps that attach to the baby's legs and are held by the shoulders and chest.
- The straps hold the hips and knees with the legs apart.
- This is the best position for the hip and allows the socket to sit properly.
- Provides contact between the femur and hip bones and helps strengthen the muscles.
- Soft material is used to keep the baby comfortable as the hip muscles and ligaments develop.
- Adjustable strap fits most babies.

Indication:

- Hip dislocation. • Hip dysplasia.



Beden/Size		
1	2	3
24 cm	43 cm	61 cm
43 cm	61 cm	80 cm



Beden/Size 8-9-10-11-12-13-14-15

**BA-109 DENNIS BROWN BOT
 DENNIS BROWN BOOT**
Fonksiyon özellikleri:

- Alüminyum bar üzerine özel PEV botu monte edilerek ayağın orsifleksiyon v abduksiyon açısını kontrol eder.
- Abduksiyon açısı sabit eksternal rotasyon ayarlıdır.
- Ayak bileği dorsifleksiyon açısı doktroun isteğine göre teknisyen tarafından yapılmaktadır.

Endikasyon:

- Pes ekinovarus (PEV), DKÇ
- Hastanın ayak numarasına göre ve omuz genişliğine göre ürün kombine edilir.

Functions and Features:

- Controls dorsiflexion and abduction angle of the foot by assembling special PEV boot on an aluminum bar
- Abduction angle is stable, while the external rotation is adjusted.
- Ankle dorsiflexion angle should be adjusted by the technician according to the instructions of the doctor

Indication:

- Pes equinovarus (PEV), DKÇ
- The product combination is determined according to the patient's shoe size and shoulder width.

**BA-415 HIPFIX (POST-OP YETİŞKİN KALÇA ABDUKSİYON ORTEZİ)
 HIPFIX (POST-OPERATIVE HIP ABDUCTION ORTHESIS)**
Fonksiyon özellikleri:

- Anatomik olarak dizayn edilmiş termoplastik malzemeden üretilmiş kalça ekleminin stabilizasyonunu sağlayan kalça abduksiyon ortezidir.
- Cilde temas eden iç yüzeyi havlu kumaş kaplıdır.
- 15 derecelik basamaklarda 120 dereceye kadar fleksiyon ayarı yapılabilir.
- Abduksiyon açısı ayarlanabilir.

Endikasyon:

- Total kalça protezi veya revizyonu sonrası stabilizasyonu sağlar.
- Femur başı rezeksiyonda.
- Femoral veya asetubular osteotomi sonrası.
- Tekrarlayan kalça çıkığı vakalarında kullanılır.

Functions and Features:

- It is an anatomically designed hip abduction orthosis made of thermoplastic material, which stabilizes the hip joint
- Internal surface that touches the skin is covered with towel cloth.
- Flexion can be adjusted up to 120 degree, using 15 degree steps.
- Abduction angle can be adjusted.

Indication:

- Ensures stabilization in total hip prosthesis or revision.
- Used in femur head resection,
- After femoral or acetabular osteotomy,



Beden/Size (Universal)

DİZ ORTEZLERİ



KNEE ORTHOSES

**BA-525 GENUROM COMFORT (AÇI AYARLI ROM ORTEZİ)
GENUROM COMFORT (ANGLE ADJUSTABLE ROM ORTHOSIS)****Fonksiyon özellikleri:**

- Post operatif dönemde diz immobilizasyonunu sağlar.
- Ekstansiyon ve fleksiyon 10 derecelik aralıklarla ayarlanabilir.
- İstenilen açı aralıklarında egzersiz imkanı verir.
- Alüminyum bar, bacağın anatomik yapısına uyumlu şekillendirilebilir.
- 4 adet süngerli kumaş pedleri ile konforludur, bu pedler çıkarılıp yıkanabilir.

Endikasyon:

- ACL, PCL, MCL ve LCL ameliyatları sonrasında
- Varus-valgusun kontrolünde dizin belli bir açı aralığında hareketine izin verilen durumlarda
- Fizik tedavi gerektiren vakalarda
- Kontraktörü engellemek veya tedavisi, ÖÇB yırtığı, Patella kırığında kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures knee immobilization in post-operative period.
- Extension and flexion can be adjusted through 10 degree ranges.
- Offers the opportunity to do exercises in required ranges.
- Aluminum bar can be adjusted in accordance with the anatomic structure of the leg.
- Highly comfortable thanks to 4 foam-backed fabric pads and these pads can be removed and washed.

Indication:

- After ACL, PCL, MCL and LCL surgeries
- In cases where knee movement is allowed within a certain angle range for varus-valgus control
- In cases requiring physical therapy
- Used to prevent or treat contracture, ACL tears, and patellar fractures.



Beden/Size (Universal)



Beden/Size (Universal)

**BA-527 AÇI AYARLI DİZLİK
TELESCOPIC KNEE BRACE****Fonksiyon özellikleri:**

- Diz ekleminin fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini belirlenen açılar içinde kontrollü olarak sınırlandırmak ve stabilizasyon sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Ameliyat sonrası dönemde diz immobilizasyonunun sağlanmasına yardımcı olurken, rehabilitasyon sürecinde kontrollü hareket imkânı sunar.
- Ürün, anatomik yapıya uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ayarlanabilir alüminyum yan barlara sahiptir.
- Fleksiyon ve ekstansiyon açıları kademeli olarak ayarlanabilir.
- Konforu artırmak amacıyla iç yüzeyinde yumuşak pedler bulunmaktadır.

Endikasyon:

- Ameliyat sonrası diz immobilizasyonu • Ön ve arka çapraz bağ yaralanmaları
- Medial ve lateral kollateral bağ yaralanmaları • Diz eklem instabilitesi • Patella kırıkları
- Rehabilitasyon ve fizyoterapi süreci boyunca kontrollü diz hareketi gerektiren durumlar.

Functions and Features:

- The knee brace is designed to restrict and stabilize the flexion and extension movements of the knee joint within specified angles.
- It helps to provide knee immobilization in the post-operative period while offering controlled movement during the rehabilitation process.
- The product features adjustable aluminum side bars designed to conform to anatomical structure.
- Flexion and extension angles are adjustable incrementally.
- Soft pads are included on the inner surface to increase comfort.

Indication:

- Postoperative knee immobilization • Anterior and posterior cruciate ligament injuries
- Medial and lateral collateral ligament injuries • Knee joint instability • Patella fractures
- Conditions requiring controlled knee movement during rehabilitation and physiotherapy.

**BA-526 QA OSTEOARTRİT DİZ ORTEZİ
QA OSTEOARTHRITIS KNEE ORTHOSIS****Fonksiyon özellikleri:**

- Diz eklemini desteklemeye ve etkilenen eklemin yükünü paylaşmaya yardımcı olur,
- Bağ dokusu veya diğer instabilite sorunları olan kullanıcılar için ek stabilite sağlar.
- Ürün, anatomik yapıya uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ayarlanabilir alüminyum yan barlara sahiptir.
- Konforu artırmak amacıyla iç yüzeyinde yumuşak pedler bulunmaktadır.
- Cırtılı bant sistemi sayesinde farklı bacak ölçülerine uyum sağlar ve güvenli sabitleme imkânı sunar.

Endikasyon:

- Hafif ve orta derecede diz osteoartriti olan hastalarda.
- Kombine bağ instabilitesi

Functions and Features:

- Helps support the knee joint and share the load on the affected joint, Provides additional stability for users with ligament or other instability issues.
- The product has adjustable aluminum side bars designed to conform to anatomical structure.
- It has soft pads on its inner surface to increase comfort.
- Thanks to the Velcro strap system, it adapts to different leg sizes and offers secure fastening.

Indication:

- In patients with mild to moderate knee osteoarthritis.
- Combined ligament instability



Beden/Size S-M-L (Sağ-Right/Sol-Left)

BA-401 IMMOFIX ECO (DİZ İMMOBİLİZERİ)
IMMOFIX ECO (KNEE İMMOBİLİZER)
Fonksiyon özellikleri:

- Dizin sıfır derece ekstansiyon da immobilizasyonu sağlar.
- Medial –lateral ve posteriorda dizin anatomisine uygun alüminyum çubuklarla desteklenmiştir.
- Üç ayrı panelden oluşmuştur, böylece geniş bir ayar imkanı ve kalınlıktaki bacağı uyum sağlar.
- Takılıp çıkarılması kolaydır.

Endikasyon:

- Patella dislokasyonu.
- Preoperatif ağrı durumlarında.
- Bağ dokularının incinmelerinde.
- PCL, ACL cerrahi sonrasında tibia kırıklarından sonra.
- Dizin immobilizasyonunun gerektiği durumlarda.

Functions and Features:

- Ensures immobilization at 0 degree extraction of the knee.
- Supported with aluminum bars appropriate for the anatomy of the knee on medial-lateral and posterior.
- Formed of three different panels, offers wide adjustment opportunity and can be used with any leg
- Easy-to-wear and remove.

Indication:

- Patellar dislocation.
- In cases of preoperative pain.
- In ligament injuries.
- After tibia fractures following PCL and ACL surgery.



Beden/Size					
S	M	L			
28 cm	31 cm	34 cm			S-48 cm
31 cm	34 cm	37 cm			M-56 cm
					L-62 cm



Beden/Size (Universal)

BA-524 GENUROM ECO (AÇI AYARLI ROM ORTEZİ)
GENUROM ECO (ANGLE-ADJUSTABLE ROM ORTHOSIS)
Fonksiyon özellikleri:

- Post operatif dönemde dizin immobilizasyonunu sağlar.
- Ekstansiyon ve fleksiyon 10 derecelik aralıklarla ayarlanabilir.
- İstenilen açı aralıklarında egzersiz imkanı verir.
- Alüminyum bar, bacağı anatomik yapısına uyumlu şekillendirilebilir.
- 4 adet süngerli kumaş pedleri ile konforludur, bu pedler çıkarılıp yıkanabilir.

Endikasyon:

- ACL, PCL, MCL ve LCL ameliyatları sonrasında
- Varus-valgusun kontrolünde dizin belli bir açı aralığında hareketine izin verilen durumlarda
- Fizik tedavi gerektiren vakalarda
- Kontraktörü engellemek veya tedavisi, ÖÇB yırtığı, Patella kırığında kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures knee immobilization in post-operative period.
- Extension and flexion can be adjusted through 10 degree ranges.
- Offers the opportunity to do exercises in required ranges.
- Aluminum bar can be adjusted in accordance with the anatomic structure of the leg.
- Highly comfortable thanks to 4 foam-backed fabric pads and these pads can be removed and washed.

Indication:

- After ACL, PCL, MCL and LCL surgeries
- In cases where knee movement is allowed within a certain angle range for varus-valgus control
- In cases requiring physical therapy
- Used to prevent or treat contracture, ACL tears, and patellar fractures.

BA-524_K GENUROM ECO (AÇI AYARLI ROM ORTEZİ) KISA
GENUROM ECO (ANGLE-ADJUSTABLE ROM ORTHOSIS) SHORT
Fonksiyon özellikleri:

- Post operatif dönemde dizin immobilizasyonunu sağlar.
- Ekstansiyon ve fleksiyon 10 derecelik aralıklarla ayarlanabilir.
- İstenilen açı aralıklarında egzersiz imkanı verir.
- Alüminyum bar, bacağı anatomik yapısına uyumlu şekillendirilebilir.
- 4 adet süngerli kumaş pedleri ile konforludur, bu pedler çıkarılıp yıkanabilir.

Endikasyon:

- ACL, PCL, MCL ve LCL ameliyatları sonrasında
- Varus-valgusun kontrolünde dizin belli bir açı aralığında hareketine izin verilen durumlarda
- Fizik tedavi gerektiren vakalarda
- Kontraktörü engellemek veya tedavisi, ÖÇB yırtığı, Patella kırığında kullanılır.

Functions and Features:

- Ensures knee immobilization in post-operative period.
- Extension and flexion can be adjusted through 10 degree ranges.
- Offers the opportunity to do exercises in required ranges.
- Aluminum bar can be adjusted in accordance with the anatomic structure of the leg.
- Highly comfortable thanks to 4 foam-backed fabric pads and these pads can be removed and washed.

Indication:

- After ACL, PCL, MCL and LCL surgeries
- In cases where knee movement is allowed within a certain angle range for varus-valgus control
- In cases requiring physical therapy
- Used to prevent or treat contracture, ACL tears, and patellar fractures.



Beden/Size (Universal)

**BD-40301_U MENTEŞELİ DİZLİK ÜNİ.
 HINGED KNEE BRACE UNI.**
Fonksiyon özellikleri:

- Dizin stabilizasyonu ve desteklenmesini sağlar.
- Medial ve lateraldeki çelik eklem collateral bağ dokularına destek sağlayarak kontrollü hareketine izin verir.
- Alt ve üstteki bantlar stabilizasyonu artırır.
- 3,5 mm delikli Neopren kumaştan tek beden olarak üretilmiştir.

Endikasyon:

- Kollateral bağ yaralanmaları. • Diz instabilitesi. • ACL yaralanmaları.
- Osteoartrit. • Menisküs dejenerasyonları. • Gonartroz

Functions and Features:

- Supports and stabilizes the knee.
- Steel joint in medial and lateral supports the collateral connective tissues, and allows controlled movement.
- Upper and lower bands increase stabilization.
- Made of 3,5 mm spongy Neoprene fabric as one size.

Indication:

- Collateral ligament injuries. • Knee instability. • ACL injuries
- Osteoarthritis • Meniscus degenerations • Gonarthros



Beden/Size (Universal)


**BA-400 IMMOFIX (DİZ İMMOBİLİZERİ)
 IMMOFIX (KNEE MOBİLİZER)**
Fonksiyon özellikleri:

- Dizin sıfır derece ekstansiyon da immobilizasyonu sağlar.
- Medial –lateral ve posteriorda dizin anatomisine uygun alüminyum çubuklarla desteklenmiştir.
- Üç ayrı panelden oluşmuştur, böylece geniş bir ayar imkanı ve kalınlıktaki bacağına uyum sağlar.
- Takılıp çıkarılması kolaydır.

Endikasyon:

- Patella dislokasyonu.
- Preoperatif ağrı durumlarında.
- Bağ dokularının incinmelerinde.
- PCL, ACL cerrahi sonrasında tibia kırıklarından sonra.
- Dizin immobilizasyonunun gerektiği durumlarda.

Functions and Features:

- Ensures immobilization at 0 degree extraction of the knee.
- Supported with aluminum bars appropriate for the anatomy of the knee on medial-lateral and posterior.
- Formed of three different panels, offers wide adjustment opportunity and can be used with any leg
- Easy-to-wear and remove.

Indication:

- Patellar dislocation.
- In cases of preoperative pain.
- In ligament injuries.
- After tibia fractures following PCL and ACL surgery.

Beden/Size		
S	M	L
28 cm	31 cm	34 cm
31 cm	34 cm	37 cm

S-48 cm
M-56 cm
L-62 cm

**BA-400_P IMMOFIX PEDIATRİK (DİZ İMMOBİLİZERİ)
 IMMOFIX PEDIATRIC (KNEE MOBİLİZER)**
Fonksiyon özellikleri:

- Dizin sıfır derece ekstansiyon da immobilizasyonu sağlar.
- Medial –lateral ve posteriorda dizin anatomisine uygun alüminyum çubuklarla desteklenmiştir.
- Üç ayrı panelden oluşmuştur, böylece geniş bir ayar imkanı ve kalınlıktaki bacağına uyum sağlar.
- Takılıp çıkarılması kolaydır.

Endikasyon:

- Patella dislokasyonu.
- Preoperatif ağrı durumlarında.
- Bağ dokularının incinmelerinde.
- PCL, ACL cerrahi sonrasında tibia kırıklarından sonra.
- Dizin immobilizasyonunun gerektiği durumlarda.

Functions and Features:

- Ensures immobilization at 0 degree extraction of the knee.
- Supported with aluminum bars appropriate for the anatomy of the knee on medial-lateral and posterior.
- Formed of three different panels, offers wide adjustment opportunity and can be used with any leg
- Easy-to-wear and remove.

Indication:

- Patellar dislocation.
- In cases of preoperative pain.
- In ligament injuries.
- After tibia fractures following PCL and ACL surgery.



Beden/Size		
XXXS	XXS	XS
19 cm	21 cm	24 cm
21 cm	23 cm	26 cm

XXXS-20 cm
XXS-30 cm
XS-40 cm

BA-20103 GENUFIX STABİL (ÖRME MENTEŞELİ DİZLİK)
GENUFIX STABLE (KNITTED KNEEPAD WITH HINGE)**Fonksiyon özellikleri:**

- Popliteal bölgede özel örgü tekniği ile dekompresyon sağlanmıştır.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliktedir.
- Silikon destek masaj etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır.
- Dizin stabilizasyonu ve desteklenmesini sağlar.
- Medial ve lateral deki eklem collateral bağ dokularına destek sağlayarak kontrollü hareketine izin verir.
- Alt ve üstteki bantlar stabilizasyonu artırır.

Endikasyon:

- Kollateral bağ yaralanmaları. • Diz instabilitesi. • ACL yaralanmaları.
- Osteoartrit. • Menisküs dejenerasyonları. • Gonartroz

Functions and Features:

- Decompression is ensured with a special knitting technique in popliteal area.
- Air-permeable and moist regulator.
- Silicon support reduces pain and edema thanks to its massage effect.
- Supports and stabilizes the knee.
- Medial and lateral joint supports the collateral connective tissues, and allows controlled movement.
- Upper and lower bands increase stabilization.

Indication:

- Collateral ligament injuries. • Knee instability. • ACL injuries
- Osteoarthritis • Meniscus degenerations • Gonarthros



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
28 cm 31 cm	31 cm 34 cm	34 cm 37 cm	37 cm 40 cm	40 cm 43 cm

**BA-30301 GENUAIRTEC STABİL (MENTEŞELİ DİZLİK)**
GENUAIRTEC STABLE (KNEEPAD WITH HINGE)**Fonksiyon özellikleri:**

- Medial ve lateral stabilizasyonu ve desteklenmesini sağlar.
- Medial ve lateraldeki çelik eklem collateral bağ dokularına destek sağlayarak kontrollü hareketine izin verir.
- Alt ve üstteki bantlar stabilizasyonu artırır.
- Hava alabilen terlemeyi engelleyen, alerji yapmayan cilt dostu airtec spacer kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Kollateral bağ yaralanmaları. • Diz instabilitesi. • ACL yaralanmaları.
- Osteoartrit. • Menisküs dejenerasyonları. • Gonartroz

Functions and Features:

- Ensures medial and lateral stabilization and support.
- Steel joint in medial and lateral supports the collateral connective tissues, and allows controlled movement.
- Upper and lower bands increase stabilization.
- Made of air-permeable, anti-allergic, skin-friendly airtec (spacer) fabric that avoids sweating.

Indication:

- Collateral ligament injuries. • Knee instability. • ACL injuries
- Osteoarthritis • Meniscus degenerations • Gonarthros



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
28 cm 31 cm	31 cm 34 cm	34 cm 37 cm	37 cm 40 cm	40 cm 43 cm

BA-30301_P GENAIRTEC PEDİATRİK (MENTEŞELİ DİZLİK)
GENUAIRTEC STABLE PEDIATRIC (KNEEPAD WITH HINGE)**Fonksiyon özellikleri:**

- Medial ve lateral stabilizasyonu ve desteklenmesini sağlar.
- Medial ve lateraldeki çelik eklem collateral bağ dokularına destek sağlayarak kontrollü hareketine izin verir.
- Alt ve üstteki bantlar stabilizasyonu artırır.
- Hava alabilen terlemeyi engelleyen, alerji yapmayan cilt dostu airtec spacer kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Kollateral bağ yaralanmaları. • Diz instabilitesi. • ACL yaralanmaları.
- Osteoartrit. • Menisküs dejenerasyonları. • Gonartroz

Functions and Features:

- Ensures medial and lateral stabilization and support.
- Steel joint in medial and lateral supports the collateral connective tissues, and allows controlled movement.
- Upper and lower bands increase stabilization.
- Made of air-permeable, anti-allergic, skin-friendly airtec (spacer) fabric that avoids sweating.

Indication:

- Collateral ligament injuries. • Knee instability. • ACL injuries
- Osteoarthritis • Meniscus degenerations • Gonarthros



Beden/Size

XXXS	XXS	XS
19 cm 21 cm	21 cm 23 cm	24 cm 26 cm



BA-20101 GENUIFIX PLUS (PATELLA VE LİGAMENT DESTEKLİ ÖRME DİZLİK)
GENUIFIX PLUS (LIGAMENT AND PATELLA SUPPORTED WEAVED KNEE PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- Popliteal bölgede özel örgü tekniği ile dekompresyon sağlanmıştır.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliğindedir.
- Silikon destek masaj etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır.
- Medial ve lateralde birer adet spiral balen mevcuttur.

Endikasyon:

- Dizin ileri derecedeki burkulmalarında. • Dizde şişlik • Post-operatif ve post-travmatik iritasyonlarda.
- Patella subluksasyonu. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Decompression is ensured with a special knitting technique in popliteal area.
- Air-permeable and moist regulator
- Silicon support reduces pain and edema thanks to its massage effect.
- One spiral baleen is available in medial and lateral

Indication:

- In severe knee sprains. • Knee swelling. • Post-operative and post-traumatic irritations.
- Patellar subluxation. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm


BA-20107 GENUIFIX PLUS (PATELLA AÇIK VE LİGAMENT DESTEKLİ)
GENUIFIX PLUS (PATELLA OPEN AND LIGAMENT SUPPORT)
Fonksiyon özellikleri:

- Popliteal bölgede özel örgü tekniği ile dekompresyon sağlanmıştır.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliğindedir.
- Silikon destek masaj etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır.
- Medial ve lateralde birer adet spiral balen mevcuttur.
- Patellanın kavraması için patellar bölgesi açıktır.

Endikasyon:

- Dizin ileri derecedeki burkulmalarında. • Dizde şişlik • Post-operatif ve post-travmatik iritasyonlarda.
- Patella subluksasyonu. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Decompression is ensured with a special knitting technique in popliteal area.
- Air-permeable and moist regulator
- Silicon support reduces pain and edema thanks to its massage effect.
- One spiral baleen is available in medial and lateral
- The patellar region is open for patella grasping.

Indication:

- In severe knee sprains. • Knee swelling. • Post-operative and post-traumatic irritations.
- Patellar subluxation. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm

BA-30201 GENUAIRTEC PLUS (PATELLA VE LİGAMENT DESTEKLİ DİZLİK)
GENUAIRTEC PLUS (LIGAMENT AND PATELLA SUPPORTED KNEE PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- Patella ve ligament stabilizasyonu ve desteği sağlar.
- Hava alabilen, terlemeyi engelleyen cilt dostu Airtec spacer kumaştan üretilmiştir.
- Silikon destek masaj etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır.
- Medial ve lateralde ikişer adet spiral balen mevcuttur.
- Alt ve üstteki bantlar stabilizasyonu artırır.

Endikasyon:

- Dizin ileri derecedeki burkulmalarında. • Dizde şişlik • Post-operatif ve post-travmatik iritasyonlarda.
- Patella subluksasyonu. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Provides patella and ligament stabilization and support.
- Made from breathable, sweat-wicking, skin-friendly Airtec spacer fabric.
- Silicone support reduces pain and swelling with a massage effect.
- Two spiral stays are present on the medial and lateral sides.
- Upper and lower straps increase stabilization.

Indication:

- In severe knee sprains. • Knee swelling. • Post-operative and post-traumatic irritations.
- Patellar subluxation. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm

BA-30201_P GENUAIRTEC PLUS PEDIATRİK (PATELLA VE LİGAMENT DESTEKLİ DİZLİK)
GENUAIRTEC PLUS PEDIATRIC (LIGAMENT AND PATELLA SUPPORTED KNEE PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- Patella ve ligament stabilizasyonu ve desteği sağlar.
- Hava alabilen, terlemeyi engelleyen cilt dostu Airtec spacer kumaştan üretilmiştir.
- Silikon destek masaj etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır.
- Medial ve lateralde ikişer adet spiral balen mevcuttur.
- Alt ve üstteki bantlar stabilizasyonu artırır.

Endikasyon:

- Dizin ileri derecedeki burkulmalarında.
- Dizde şişlik
- Post-operatif ve post-travmatik iritasyonlarda.
- Patella subluksasyonu.
- Chondromalacia.
- Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Provides patella and ligament stabilization and support.
- Made from breathable, sweat-wicking, skin-friendly Airtec spacer fabric.
- Silicone support reduces pain and swelling with a massage effect.
- Two spiral stays are present on the medial and lateral sides.
- Upper and lower straps increase stabilization.

Indication:

- In severe knee sprains.
- Knee swelling.
- Post-operative and post-traumatic irritations.
- Patellar subluxation.
- Chondromalacia.
- Patellar tendinitis.

**Beden/Size**

XXXS	XXS	XS
19 cm	21 cm	24 cm
21 cm	23 cm	26 cm


BA-30203 GENUAIRTEC LIGA (LATERAL J DESTEKLİ DİZLİK)
GENUAIRTEC LIGA (LATERAL J SUPPORTED KNEE PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- "J" şeklindeki silikon destekle patellayı lateralden mediale doğru sabitler.
- Medial ve lateraldeki spiral balenler stabiliteyi artırır.
- Hava alabilen, terlemeyi engelleyen cilt dostu Airtec kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Lateral patellar subluksasyon.
- Dislokasyon veya patella femoral düzensizliği.

Functions and Features:

- Fixes the patella from lateral to medial using the "J" shaped silicon support.
- Spiral baleens in medial and lateral increase stability.
- Made of air-permeable, skin-friendly airtec fabric that avoids sweating.

Indication:

- Lateral patellar subluxation
- Dislocation or patella femoral disorder.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm

BD-40201_U PATELLA VE LİGAMENT DESTEKLİ DİZLİK ÜNİ.
KNEE BRACE WITH PATELLA AND LIGAMENT SUPPORT UNI.
Fonksiyon özellikleri:

- 3,5mm hava alabilen delikli neoprenden üretilmiştir.
- Patellanın açık olması, patella kompresyonunu engeller.
- Medial ve lateralde ikişer adet spiral balen mevcuttur.
- Alt ve üstteki bantlar stabilizasyonu artırır ve ek destek sağlar.

Endikasyon:

- Dizin ileri derecedeki burkulmalarında.
- Dizde şişlik
- Post-operatif ve post-travmatik iritasyonlarda.
- Patella subluksasyonu.
- Chondromalacia.
- Patellar tendinitis.
- Sportif aktiviteler.

Functions and Features:

- Made of 3.5 mm, air-permeable, spongy Neoprene fabric.
- Avoids patella compression thanks to open patella.
- Two spiral baleens are available in medial and lateral.
- Upper and lower bands increase stabilization, and ensure additional support.

Indication:

- In severe knee sprains.
- In knee swelling
- Post-operative and post-traumatic irritations.
- Patellar subluxation.
- Chondromalacia.
- Patellar tendinitis.
- Sports activities.



Beden/Size (Universal)

BD-40201_UK PATELLA VE LİGAMENT DESTEKLİ DİZLİK ÜNİ. (KISA)
KNEE BRACE WITH PATELLA AND LIGAMENT SUPPORT UNI. (SHORT)
Fonksiyon özellikleri:

- 3,5mm hava alabilen delikli neoprenden üretilmiştir.
- Patellanın açık olması, patella kompresyonunu engeller.
- Medial ve lateralde ikişer adet spiral balen mevcuttur.
- Alt ve üstteki bantlar stabilizasyonu artırır ve ek destek sağlar.

Endikasyon:

- Dizin ileri derecedeki burkulmalarında. • Dizde şişlik • Post-operatif ve post-travmatik iritasyonlarda.
- Patella subluksasyonu. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis. • Sportif aktiviteler.

Functions and Features:

- Made of 3.5 mm, air-permeable, spongy Neoprene fabric.
- Avoids patella compression thanks to open patella.
- Two spiral baleens are available in medial and lateral.
- Upper and lower bands increase stabilization, and ensure additional support.

Indication:

- In severe knee sprains. • In knee swelling • Post-operative and post-traumatic irritations.
- Patellar subluxation. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis. • Sports activities.



Beden/Size (Universal)



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm

BA-20102 GENUFIX (PATELLA DESTEKLİ ÖRME DİZLİK)
GENUFIX (PATELLA SUPPORTED KNITTED KNEE BRACE)
Fonksiyon özellikleri:

- Patellanın desteklenmesinde ve stabilizasyonu sağlar.
- Dengeli kompresyon sağlayan ve her iki yöne esneyebilen üç boyutlu örgü tekniği ile üretilmiştir.
- Popliteal bölgede özel örgü tekniği ile dekompresyon sağlanmıştır.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliğindedir.
- Silikon destek masaj etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır.

Endikasyon:

- Dizin ileri derecedeki burkulmalarında. • Dizde şişlik
- Patella subluksasyonu. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Provides support and stabilization to the patella.
- Manufactured with a three-dimensional knitting technique that provides balanced compression and stretches in both directions.
- Decompression is provided in the popliteal region with a special knitting technique.
- It is breathable and regulates moisture. • Silicone support reduces pain and swelling with its massage effect.

Indication:

- In severe knee sprains. • In knee swelling
- Patellar subluxation. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.

BA-20106 GENUFIX (PATELLA AÇIK DESTEKLİ DİZLİK ÖRGÜ)
GENUFIX (PATELLA OPEN SUPPORT KNITTED KNEE BRACE)
Fonksiyon özellikleri:

- Patellanın desteklenmesinde ve stabilizasyonu sağlar.
- Dengeli kompresyon sağlayan ve her iki yöne esneyebilen üç boyutlu örgü tekniği ile üretilmiştir.
- Popliteal bölgede özel örgü tekniği ile dekompresyon sağlanmıştır.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliğindedir.
- Silikon destek masaj etkisi ile ağrıyı ve ödemi azaltır.

Endikasyon:

- Dizin ileri derecedeki burkulmalarında. • Dizde şişlik
- Patella subluksasyonu. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Provides support and stabilization to the patella.
- Manufactured with a three-dimensional knitting technique that provides balanced compression and stretches in both directions.
- Decompression is provided in the popliteal region with a special knitting technique.
- It is breathable and regulates moisture. • Silicone support reduces pain and swelling with its massage effect.

Indication:

- In severe knee sprains. • In knee swelling
- Patellar subluxation. • Chondromalacia. • Patellar tendinitis.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm

BA-30101 GENUAIRTEC (PATELLA SİLİKON DESTEKLİ DİZLİK)
GENUAIRTEC (PATELLA SILICON SUPPORTED KNEE PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- Patellanın kontrolünü silikon destekle sağlar.
- Patellanın açık olması patella kompresyonunu engeller.
- Hava alabilen, terlemeyi engelleyen airtec kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Patella subluksasyonu.
- Chondromalacia.
- Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Controls patella with silicon support.
- Avoids patella compression thanks to open patella.
- Made of air-permeable, airX® fabric that avoids sweating.

Indication:

- Patella subluxation
- Chondromalacia
- Patellar tendinitis

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm



Beden/Size (Universal)

BD-40101_U UNIFIX PATELLA DESTEKLİ DİZLİK ÜNİ.
UNIFIX PATELLA SUPPORTED KNEE PAD UNI.
Fonksiyon özellikleri:

- Patellanın kontrolünü silikon destekle sağlar.
- Patellanın açık olması, patella kompresyonunu engeller.
- 3,5 mm hava alabilen delikli Neoprenden üretilmiştir.

Endikasyon:

- Patella subluksasyonu.
- Chondromalacia.
- Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Controls patella with silicon support.
- Avoids patella compression thanks to open patella.
- Made of 3.5 mm, air-permeable, spongy Neoprene fabric.

Indication:

- Patella subluxation
- Chondromalacia
- Patellar tendinitis

BD-40101_UK UNIFIX PATELLA DESTEKLİ DİZLİK ÜNİ. (KISA)
UNIFIX PATELLA SUPPORTED KNEE PAD UNI. (SHORT)
Fonksiyon özellikleri:

- Patellanın kontrolünü silikon destekle sağlar.
- Patellanın açık olması, patella kompresyonunu engeller.
- 3,5 mm hava alabilen delikli Neoprenden üretilmiştir.

Endikasyon:

- Patella subluksasyonu.
- Chondromalacia.
- Patellar tendinitis.

Functions and Features:

- Controls patella with silicon support.
- Avoids patella compression thanks to open patella.
- Made of 3.5 mm, air-permeable, spongy Neoprene fabric.

Indication:

- Patella subluxation
- Chondromalacia
- Patellar tendinitis



Beden/Size (Universal)

BA-30104 GENUAIRTEC TENDON (PATELLAR TENDON DİZLİK)
GENUAIRTEC TENDON (PATELLAR TENDON KNEE SUPPORT)
Fonksiyon özellikleri:

- Patella tendonu üzerine anatomik şekle uygun ped ile destek sağlanır.
- Uyguladığı kompresyon sayesinde ağrıyı azaltır.
- Üst bandı ile ekstra stabilizasyon sağlar.
- Hava alabilen terlemeyi engelleyen airtec kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Osgood- schlatler hastalığı.
- Patellar tendinitis.
- Chondromalacia.

Functions and Features:

- Patella tendon is supported with anatomically appropriate pad.
- Reduces the pain thanks to the compression.
- Ensures extra stabilization with the upper band.
- Made of air-permeable airtec fabric that avoids sweating.

Indication:

- Osgood-schlatter disease
- Patellar tendinitis
- Chondromalacia

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm



Beden/Size (Universal)

BD-30105_U GENUAIRTEC BAND ÜNİ.
GENUAIRTEC BAND ÜNİ.
Fonksiyon özellikleri:

- Patella tendonu anatomik olarak uygun silikon ped ile destekler.
- Sıkıştırma sayesinde ağrıyı azaltır.
- Terlemeyi önleyen hava geçirgen airtec kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Osgood-schlatter hastalığı.
- Patellar tendinit.
- Chondromalacia.

Functions and Features:

- Patella tendon is supported with an anatomically appropriate silicon pad.
- Reduces the pain thanks to the compression.
- Made of air-permeable airtec fabric that avoids sweating.

Indication:

- Osgood-schlatter disea
- Patellar tendinitis
- Chondromalacia.

BA-940 GENU X PATELLAR BAND
GENU X PATELLAR BAND
Fonksiyon özellikleri:

- Patella tendon üzerine anatomik şekle uygun silikon ped ile destek sağlanır.
- Kompresyon ile ağrının azaltılması hedeflenir.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliktedir.

Endikasyon:

- Patellar tendinitis.
- Kondromalazi.

Functions and Features:

- Support is provided on the patella tendon with a silicone pad suitable for the anatomic shape.
- It is aimed to reduce pain with compression.
- Air permeable and moist regülätör.

Indication:

- Patellar tendinitis
- Chondromalacia

**Beden/Size**

S-M	L-XL
28 cm	34 cm
31 cm	37 cm

BA-20104 GENUFIX BASIC (ELASTİK DİZLİK)
GENUFIX BASIC (ELASTIC KNITTED KNEE PAD)
Fonksiyon özellikleri:

- Anatomik yapıya uygun, çift taraflı dengeli kompresyon ve esneme sağlayan üç boyutlu örgü-dokuma tekniği ile örülmüştür.
- Kompresyon yoluyla ağrı ve ödem azalır.
- Popliteal bölgede özel örgü tekniği ile dekompresyon sağlanır.
- Hava geçirgen ve nem düzenleyici.

Endikasyon:

- Dizde ödem ve ağrı varlığı.

Functions and Features:

- Knitted with a three-dimensional weaving technique that provides balanced compression and stretch on both sides, conforming to anatomical structure.
- Reduces pain and edema through compression.
- Decompression is provided in the popliteal region with a special weaving technique.
- Breathable and moisture-regulating.

Indication:

- Presence of edema and pain in the knee.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm


BA-900 GENUFIX LUX (YUVARLAK ÖRGÜ DİZLİK)
GENUFIX LUX (ROUND KNIT KNEE PADS)
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan yuvarlak örgü tekniği ile üretilmiştir. Her iki yönde de esner.
- Eşit uyguladığı kompresyon sayesinde ödem ve ödem kaynaklı ağrıları azaltır.
- Hava geçirgen ve nem düzenleyici.
- Dolaşım sistemini destekler ve kas yenilenmesini uyarır.
- Proprioseptörlerin uyarılması, sensorimotor sistem üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve dolayısıyla kas kontrolü sağlanır.

Endikasyon:

- Patella ve çevresinde ödem ve ağrı.

Functions and Features:

- It is produced with circular knitting technique that provides balanced compression and can stretch in both directions.
- Thanks to equal compression, it reduces oedema and oedema related pain.
- Air permeable and moist regulator.
- Supports the circulatory system and stimulates muscle regeneration.
- Stimulation of proprioceptors has a positive effect on the sensorimotor system and hence muscle control.

Indication:

- Oedema and pain in and around Patella

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm

BA-910 YUVARLAK ÖRME DİZLİK SPORT
ROUND KNIT KNEE PADS SPORT
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan yuvarlak örgü tekniği ile üretilmiştir. Her iki yönde de esner.
- Eşit uyguladığı kompresyon sayesinde ödem ve ödem kaynaklı ağrıları azaltır.
- Hava geçirgen ve nem düzenleyici.
- Dolaşım sistemini destekler ve kas yenilenmesini uyarır.

Endikasyon:

- Patella ve çevresinde ödem ve ağrı.

Functions and Features:

- It is produced with circular knitting technique that provides balanced compression and can stretch in both directions.
- Thanks to equal compression, it reduces oedema and oedema related pain.
- Air permeable and moist regulator.
- Supports the circulatory system and stimulates muscle regeneration.

Indication:

- Oedema and pain in and around Patella

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm

**BA-304 GENUWOOL (YÜN DİZLİK)
GENUWOOL (WOOL KNEE PAD)****Fonksiyon özellikleri:**

- Dizleri sıcak tutar.
- Yün elastik kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Romatizmal, siyatik ve diz ağrılarında kullanılır.

Functions and Features:

- Keeps the knees warm.
- Made of wool, elastic fabric.

Indication:

- Used in rheumatic, sciatic, and knee pains.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
28 cm	31 cm	34 cm	37 cm	40 cm
31 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm

**BD-40401_U UNIFIX NEOPREN ÜST BALDIRLIK ÜNİ.
UNIFIX NEOPRENE THIGH SUPPORT UNI.****Fonksiyon özellikleri:**

- Üst baldırın desteklenmesi için hava alabilen delikli neopren kumaştan tek beden olarak üretilmiş.
- Kompresyon özelliği ile destek sağlar, ağrıyı azaltır.

Endikasyon:

- Kas gerilemelerinde.
- Sportif aktiviteler sırasında ve sonrasında koruma amaçlı.
- Isı ve kompresyon sağlamak amacıyla kullanılır.

Functions and Features:

- Made of air-permeable, spongy neoprene fabric to support the upper calf.
- Ensures support with compression feature, and reduces the pain.

Indication:

- For protective purposes during and after sportive activities,
- To warm and compress the area.

Beden/Size (Universal)

**BD-40402_U UNIFIX NEOPREN ALT BALDIRLIK ÜNİ.
UNIFIX NEOPRENE CALF SUPPORT UNI.****Fonksiyon özellikleri:**

- Alt baldırın desteklenmesi için hava alabilen delikli neopren kumaştan tek beden olarak üretilmiştir.
- Kompresyon özelliği ile destek sağlar ağrıyı azaltır.

Endikasyon:

- Kas gerilemelerinde.
- Sportif aktiviteler sırasında ve sonrasında koruma amaçlı.
- Isı ve kompresyon sağlamak amacıyla kullanılır.

Functions and Features:

- Made of air-permeable, spongy neoprene fabric to support the lower calf.
- Ensures support with compression feature, and reduces the pain.

Indication:

- In myotonia,
- For protective purposes during and after sportive activities,
- To warm and compress the area.



Beden/Size (Universal)

AYAK VE BİLEK ORTEZLERİ



FOOT AND ANKLE ORTHOSES

BA-20201 MALLEOFIX (SİLİKON DESTEKLİ AYAK BİLEKLİĞİ)
MALLEOFIX (SILICONE SUPPORTED ANKLE BRACE)
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan ve her iki yöne esneyebilen üç boyutlu örgü tekniği ile üretilmiştir.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliğindedir.
- Malleollar etrafına baskı yapan silikon yastıkların masaj etkisiyle ağrıyı azaltır ve ödemi çözer.

Endikasyon:

- Akut ayak bileği burkulmalarında.
- Ağrı durumlarında.
- Yumuşak doku travmalarında.
- Artrit vakalarında kullanılır.

Functions and Features:

- Knitted with three-dimensional knitting-weaving technique that ensures balanced compression: and stretches to both sides, which is appropriate for the anatomical structure.
- Air-permeable and moist regulator.
- Silicon pads that press around the malleolar reduce the pain through massage effect, and avoid edema.

Indication:

- Used in acute ankle sprains.
- In cases of pain.
- In soft tissue injuries.
- In cases of arthritis.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
19 cm 21 cm	21 cm 23 cm	23 cm 25 cm	25 cm 27 cm	27 cm 29 cm


BA-20203 ACCHILLFIX (AŞİL TENDON DESTEKLİ AYAK BİLEKLİĞİ)
ACCHILLFIX (ACCHILLFIX (ACHILLES TENDON SUPPORT ANKLE BRACE))
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan ve her iki yöne esneyebilen üç boyutlu örgü tekniği ile üretilmiştir.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliğindedir.
- Aşil tendonun anatomik yapısına uygun tasarlanmış silikonlar, masaj ve kompresyon etkisi yaparak destek sağlar.
- Ayakkabı içine konulabilen silikon topukluklar aşil gerginliğini azaltarak ağrıyı hafifletir.

Endikasyon:

- Aşil tendonun akut ve kronik iltihaplanması.
- Post-operatif ve post-travmatik iritasyon.
- Aşilodini ve aşilobursit.

Functions and Features:

- Produced with a three-dimensional knitting technique that provides balanced compression and stretches in both directions.
- Breathable and moisture-regulating.
- Silicone inserts designed to conform to the anatomical structure of the Achilles tendon provide support by offering massage and compression effects.
- Silicone heel pads that can be placed inside the shoe reduce Achilles tension and alleviate pain.

Indication:

- Used in acute and chronic Inflammation of Achilles tendon
- Post-operative and post-traumatic irritation
- Achillodynia, and Achillobursitis.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
19 cm 21 cm	21 cm 23 cm	23 cm 25 cm	25 cm 27 cm	27 cm 29 cm

BD-40501_U AYAK BİLEKLİĞİ MALLEOL DESTEKLİ ÜNİ.
MALLEOL SUPPORTED ANKLE SUPPORT UNI.
Fonksiyon özellikleri:

- Alerjik olmayan, terlemeyen ve hava geçiren özellikte airtec kumaştan üretilmiştir.
- Hafif ayak bileği burkulmalarında ve yumuşak doku zedelenmelerinde ayak bileği desteği sağlar.
- Uyguladığı kompresyonla ağrıyı ve ödemi azaltır.

Endikasyon:

- Akut ayak bileği burkulmaları ve ağrılı durumlarında.

Functions and Features:

- Mode of non-allergic, air-permeable airtec fabric that avoids sweating.
- Supports the ankle in slight ankle twists, and soft tissue injuries.
- Reduces the pain and edema thanks to the compression.

Indication:

- Acute ankle twists, in case of any pain,



Beden/Size (Universal)

**BD-589_U AYAK BİLEKLİĞİ LİGAMENT DESTEKLİ
 ANKLE BRACE WITH LIGAMENT SUPPORT**
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileğinde Medial ve lateral stabilizasyonu sağlar.
- Sagittal düzlemde harekete izin verdiği için kullanımı kolaydır.
- Dış plastikler anatomik olarak şekillendirilmiştir. Ayak bileğine tam uyum sağlar.
- İç kısımda kumaş kaplı lateks foam, anatomik yapıya uygun şekilde ayak bileğinde şekil alır.

Endikasyon:

- Kronik ayak bileği burkulmalarında.
- Stabil malleo kırıklarının tedavisinde.
- Medial ve lateral bağ yaralanmalarında.
- Ayak bileği distorsiyonunda ve post-operatif durumlarda endikedir.

Functions and Features:

- Ensures medial and lateral stabilization of ankles.
- Easy-to-use as it allows movement in sagittal plane.
- External plastics are shaped anatomically. Fits the ankle.
- Latex foam coveren with fabric takes the anatomical shape of the ankle.

Indication:

- Indicated for chronic ankle sprains.
- In the treatment of stable malleolar fractures.
- In medial and lateral ligament injuries.
- In ankle distortion and post-operative conditions.



Beden/Size (Universal)



Beden/Size (Universal)

**BD-40503_U AYAK BİLEKLİĞİ SİRİAL BALEN DESTEKLİ ÜNİ.
 ANKLE SUPPORT LIGAMENT SUPPORTED WITH PAD UNI.**
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileğinde stabilizasyon ve destek sağlar.
- İç ve dış malleollar, anatomik yapıya uygun rijit plastik parçalarla desteklenerek burkulmayı önler.
- Ayak bileği üzerinde bulunan 8 bandaj stabilizasyonu artırır.
- Uyguladığı kompresyon ile ödemi ve ağrıyı azaltma etkisi vardır.
- Hava alabilen terlemeyi engelleyen cilt dostu airtec kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Stabil malleol kırıklarının tedavisinde.
- Medial ve lateral bağ yaralanmasında.
- Akut ayak bileği burkulması, Kronik ayak bileği instabilitesi.
- Ayak bileği distorsiyon endikerinde.

Functions and Features:

- Ensures ankle support and stabilization.
- Internal and external malleolar avoids twists by being supported with anatomically appropriate rigid plastic pieces.
- Eight bandages on the ankle increase stabilization.
- Reduces edema and pain thanks to the compression.
- Made of air-permeable, skin-friendly airtec fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used in stable malleolar fractures, medial and lateral ligament injuries,
- Acute ankle twist, chronic ankle instability,
- Ankle distortion indication.

**BA-30503 MALLEOARTEC (LİGAMENT DESTEKLİ AYAK BİLEKLİĞİ)
 MALLEOARTEC (LIGAMENT SUPPORTED ANKLE PAD)**
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileğinde stabilizasyon ve destek sağlar.
- İç ve dış malleollar, anatomik yapıya uygun rijit plastik parçalarla desteklenerek burkulmayı önler.
- Uygulandığı kompresyon ile ödemi ve ağrıyı azaltma etkisi vardır.
- Hava alabilen terlemeyi engelleyen cilt dostu airtec kumaştan üretilmiştir.

Endikasyon:

- Stabil malleol kırıklarının tedavisinde.
- Medial ve lateral bağ yaralanmasında.
- Akut ayak bileği burkulması.
- Kronik ayak bileği instabilitesi.
- Ayak bileği distorsiyon endikerinde.

Functions and Features:

- Ensures ankle support and stabilization.
- Internal and external malleolar avoids twists by being supported with anatomically appropriate rigid plastic pieces.
- Reduces edema and pain thanks to the compression.
- Made of air-permeable, skin-friendly airtec fabric that avoids sweating.

Indication:

- Used in stable malleolar fractures, medial and lateral ligament injuries,
- Acute ankle twist, chronic ankle instability,
- Ankle distortion indication.



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
19 cm 21 cm	21 cm 23 cm	23 cm 25 cm	25 cm 27 cm	27 cm 29 cm

BA-20204 MALLEOFIX BASIC (ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ)
MALLEOFIX BASIC (ELASTIC ANKLE SUPPORT)
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan yuvarlak örgü tekniği ile üretilmiştir.
- Kompresyon ile ödem ve ödem kaynaklı ağrıları azaltır.
- Hava geçirgen ve nemi regüle eder özelliğindedir.
- Malleollar etrafına baskı yapan silikon yastıklar masaj etkisiyle ağrıyı azaltır ve ödemi çözer.

Endikasyon:

- Akut ayak bileği burkulmaları.
- Yumuşak doku travmaları.
- Osteoartrit, Artrit.

Functions and Features:

- Manufactured with a circular knitting technique that provides balanced compression.
- Reduces edema and edema-related pain through compression.
- Breathable and moisture-regulating.
- Silicone cushions that apply pressure around the malleoli reduce pain and reduce edema through massage effect.

Indication:

- Acute ankle sprains.
- Soft tissue traumas.
- Osteoarthritis, Arthritis.

**Beden/Size**

S	M	L	XL	XXL
19 cm 21 cm	21 cm 23 cm	23 cm 25 cm	25 cm 27 cm	27 cm 29 cm



Beden/Size (Universal)

BA-588 MALLEOCAST PLUS (AYAK BİLEK STABİLİZASYONU ORTEZİ)
FOAMCAST PLUS (ANKLE STABILIZATION ORTHOSIS)
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileğinde Medial ve lateral stabilizasyonu sağlar.
- Sagittal düzlemde harekete izin verdiği için kullanımı kolaydır.
- Dış plastikler anatomik olarak şekillendirilmiştir.
- İç kısımda kumaş kaplı lateks foam, anatomik yapıya uygun şekilde ayak bileğinde şekil alır.
- Ayak bileğini metatarslara kadar saran ekstra bandajı ile ekstra stabilizasyonu sağlar.

Endikasyon:

- Kronik ayak bileği burkulmalarında.
- Stabil malleol kırıklarının tedavisinde.
- Medial ve lateral bağ yaralanmalarında.
- Ayak bileği distorsiyonunda ve post-operatif durumlarda endikedir.

Functions and Features:

- Provides medial and lateral stabilization at the ankle.
- Easy to use as it allows movement in the sagittal plane.
- The outer plastics are anatomically shaped.
- The fabric-covered latex foam on the inside conforms to the anatomical structure of the ankle.
- Provides extra stabilization with an additional bandage that wraps around the ankle up to the metatarsals.

Indication:

- Indicated for chronic ankle sprains.
- In the treatment of stable malleolus fractures.
- In medial and lateral ligament injuries.
- In ankle distortion and post-operative conditions.

BA-589 MALLEOCAST (AYAK BİLEK STABİLİZASYONU ORTEZİ)
FOAMCAST (ANKLE STABILIZATION ORTHOSIS)
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileğinde Medial ve lateral stabilizasyonu sağlar.
- Sagittal düzlemde harekete izin verdiği için kullanımı kolaydır.
- Dış plastikler anatomik olarak şekillendirilmiştir.
- Ayak bileğine tam uyum sağlar.
- İç kısımda kumaş kaplı lateks foam, anatomik yapıya uygun şekilde ayak bileğinde şekil alır.

Endikasyon:

- Kronik ayak bileği burkulmalarında.
- Stabil malleol kırıklarının tedavisinde.
- Medial ve lateral bağ yaralanmalarında.
- Ayak bileği distorsiyonunda ve post-operatif durumlarda endikedir.

Functions and Features:

- Ensures medial and lateral stabilization of ankles.
- Easy-to-use as it allows movement in sagittal plane.
- External plastics are shaped anatomically. Fits the ankle.
- Latex foam covered with fabric takes the anatomical shape of the ankle.

Indication:

- Used in chronic ankle twists, treatments of stable malleolar fractures, medial and lateral ligament injuries, ankle distortion, and post-operative cases.



Beden/Size (Universal)

**BD-40502_U 8 BANDAHLI AYAK BİLEKLİĞİ ÜNİ.
 8-BANDAGE ANKLE BRACE**
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileğinde medial ve lateral stabilizasyonu sağlar.
- Sagittal düzlemde harekete izin verdiği için kullanımı kolaydır.
- Dış plastikler anatomik olarak şekillendirilmiştir.
- Ayak bileğine tam uyum sağlar.
- İç kısımda kumaş kaplı lateks foam, anatomik yapıya uygun şekilde ayak bileğinde şekil alır.

Endikasyon:

- Kronik ayak bileği burkulmalarında.
- Stabil malleo kırıklarının tedavisinde.
- Medial ve lateral bağ yaralanmalarında.
- Ayak bileği distorsiyonunda ve post-operatif durumlarda endikedir.

Functions and Features:

- Provides medial and lateral stabilization at the ankle.
- Easy to use as it allows movement in the sagittal plane.
- Outer plastics are anatomically shaped.
- Provides a perfect fit to the ankle.
- Inner fabric-covered latex foam conforms to the anatomical structure of the ankle.

Indication:

- In chronic ankle sprains.
- In the treatment of stable malleolar fractures.
- In medial and lateral ligament injuries.
- In ankle distortion and post-operative conditions.



Beden/Size (Universal)


**BA-903 MALLEOFIX LUX (YUVARLAK ÖRGÜ AYAK BİLEKLİĞİ)
 MALLEOFIX LUX (ROUND KNIT ANKLE BRACE)**
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan yuvarlak örgü tekniği ile üretilmiştir.
- İç yüzeyde pamuk dış yüzeyde polyamid iplik kullanılmıştır.
- Hava geçirgen ve nem düzenleyici.
- Kompresyon ile ödem ve ödem kaynaklı ağrıları azaltır.
- Sağlıklı ve doğru yürümeyi destekler.

Endikasyon:

- Akut ayak bileği burkulmaları.
- Yumuşak doku travmaları.
- Osteoartrit, Artrit.

Functions and Features:

- It is produced with circular knitting technique providing balanced compression.
- The inner surface is made of cotton outer surface polyamide thread.
- Air permeable and moist regulator.
- It reduces oedema and oedema related pain with compression.
- It supports healthy and correct walking.

Indication:

- Acute ankle sprains
- Soft tissue traumas
- Osteoarthritis, Arthritis



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
19 cm	21 cm	23 cm	25 cm	27 cm
21 cm	23 cm	25 cm	27 cm	29 cm

**BA-913 MALLEOFIX SPORT AYAK BİLEKLİĞİ
 MALLEOFIX SPORT ANKLE BRACE**
Fonksiyon özellikleri:

- Dengeli kompresyon sağlayan yuvarlak örgü tekniği ile üretilmiştir.
- Hava geçirgen ve nem düzenleyici.
- Kompresyon ile ödem ve ödem kaynaklı ağrıları azaltır.
- Burkulmalara karşı koruyucu olarak kullanılabilir.

Endikasyon:

- Akut ayak bileği burkulmaları.
- Yumuşak doku travmaları.
- Artrit.

Functions and Features:

- It is produced with circular knitting technique providing balanced compression.
- Air permeable and moist regulator.
- It reduces oedema and oedema related pain with compression.
- As a protection against sprains

Indication:

- Acute ankle sprains
- Soft tissue traumas
- Arthritis



Beden/Size

S	M	L	XL	XXL
19 cm	21 cm	23 cm	25 cm	27 cm
21 cm	23 cm	25 cm	27 cm	29 cm

BA-420 FOOT GUARD (AYAK POZİSYON SPLİNTİ)
FOOT GUARD (FOOT POSITION SPLINT)**Fonksiyon özellikleri:**

- Polipropilen materyalden imal edilmiştir.
- Ayak bileğini 90 derecede tutar.
- Hemipleji, paraleji, perenal sinir felci, ayak bileği instabilitesinde kullanılır.
- Yoğun bakımda sürekli yatan hastalar için yağın plantar flexiona (düşmesini) gitmesini engeller.
- Ayrıca ayağın altında bulunan portatif T bandı sayesinde ayağın sağa ve sola gitmesini engeller.
- İstenildiğinde T bandı çıkartılabilir.
- Eskar yaralarını önler.

Functions and Features:

- Made of polypropylene material.
- Keeps the ankle at 90°.
- Used in hemiplegia, paraplegia, peroneal nerve paralysis, and ankle instability.
- Avoids the foot to experience plantar flexion in patients in intensive-care unit.
- Furthermore, the portable T band under the foot avoids it to tend to right or left.
- The T band can be removed when required.
- Avoids eschar injuries.

**Beden/Size**

S	M	L
36 cm	39 cm	42 cm
39 cm	42 cm	45 cm

**Beden/Size**

S	M	L
36 cm	39 cm	42 cm
39 cm	42 cm	45 cm

BA-522 PREMIUM HAVALI BOT (UZUN)
AIR ACCILLES BOOT (LONG)**Fonksiyon özellikleri:**

- Hafif ve uygulaması kolaydır.
- Pedler yıkanılabilir.
- Rocker tabanlı olup kaymaz özelliğindedir.
- Takılıp çıkarılır olması egzersiz imkanı verir.

Endikasyon:

- Aşil tendon onarımlarında,
- Ayak bileğinin akut burkulmalarında,
- Ciddi yumuşak doku incinmelerinde,
- Ayak bileğinin durağan kırıklarında,
- Distal tibia ve fibulanın birleşmeyen kırıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Lightweight and easy to apply.
- Pads are washable.
- Has a rocker base and is non-slip.
- Removable pads allow for exercise.

Indication:

- Used in Achilles tendon repairs,
- Acute ankle sprains,
- Severe soft tissue injuries,
- Stable ankle fractures,
- Non-union fractures of the distal tibia and fibula.

Fonksiyon özellikleri:

- Hafif ve uygulaması kolaydır.
- Pedler yıkanılabilir.
- Rocker tabanlı olup kaymaz özelliğindedir.
- Takılıp çıkarılır olması egzersiz imkanı verir.

Endikasyon:

- Aşil tendon onarımlarında,
- Ayak bileğinin akut burkulmalarında,
- Ciddi yumuşak doku incinmelerinde,
- Ayak bileğinin durağan kırıklarında,
- Distal tibia ve fibulanın birleşmeyen kırıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Lightweight and easy to apply.
- Pads are washable.
- Has a rocker base and is non-slip.
- Removable pads allow for exercise.

Indication:

- Used in Achilles tendon repairs,
- Acute ankle sprains,
- Severe soft tissue injuries,
- Stable ankle fractures,
- Non-union fractures of the distal tibia and fibula.

BA-522_K PREMIUM HAVALI BOT (KISA)
AIR ACCILLES BOOT (SHORT)**Beden/Size**

S	M	L
36 cm	39 cm	42 cm
39 cm	42 cm	45 cm

Fonksiyon özellikleri:

- Hafif ve uygulaması kolaydır.
- Pedler yıkanılabilir.
- Rocker tabanlı olup kaymaz özelliktedir.
- Takılıp çıkarılır olması egzersiz imkanı verir.

Endikasyon:

- Aşil tendon onarımlarında,
- Ayak bileğinin akut burkulmalarında,
- Ciddi yumuşak doku incinmelerinde,
- Ayak bileğinin durağan kırıklarında,
- Distal tibia ve fibulanın birleşmeyen kırıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Lightweight and easy to apply.
- Pads are washable.
- Has a rocker base and is non-slip.
- Removable pads allow for exercise.

Indication:

- Used in Achilles tendon repairs,
- Acute ankle sprains,
- Severe soft tissue injuries,
- Stable ankle fractures,
- Non-union fractures of the distal tibia and fibula.

BA-520 ACCHILL HAVALI BOT (KISA)
ACHILLES BOOT (LONG)
**Beden/Size**

S	M	L
36 cm	39 cm	42 cm
39 cm	42 cm	45 cm


BA-520_K ACCHILL HAVALI BOT (KISA)
ACHILLES BOOT (SHORT)
Fonksiyon özellikleri:

- Hafif ve uygulaması kolaydır.
- Pedler yıkanılabilir.
- Rocker tabanlı olup kaymaz özelliktedir.
- Takılıp çıkarılır olması egzersiz imkanı verir.

Endikasyon:

- Aşil tendon onarımlarında,
- Ayak bileğinin akut burkulmalarında,
- Ciddi yumuşak doku incinmelerinde,
- Ayak bileğinin durağan kırıklarında,
- Distal tibia ve fibulanın birleşmeyen kırıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Lightweight and easy to apply.
- Pads are washable.
- Has a rocker base and is non-slip.
- Removable pads allow for exercise.

Indication:

- Used in Achilles tendon repairs,
- Acute ankle sprains,
- Severe soft tissue injuries,
- Stable ankle fractures,
- Non-union fractures of the distal tibia and fibula.

**Beden/Size**

S	M	L
36 cm	39 cm	42 cm
39 cm	42 cm	45 cm

BA-519 ROM WALKER
ROM WALKER
Fonksiyon özellikleri:

- Açrı ayarlanabilir menteşe ve çelik barları ile ayak bileğini stabilize eder.
- Dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon 10 derece aralıklarla ayarlanabilir.
- Hafif ve uygulaması kolaydır.
- Pedler yıkanabilir.
- Rocker tabanlı olup kaymaz özelliktedir.
- Takılıp çıkarılır olması egzersiz imkanı verir.

Endikasyon:

- Aşil tendon onarımlarında.
- Ayak bileğinin akut burkulmalarında.
- Ciddi yumuşak doku incinmelerinde.
- Ayak bileğinin durağan kırıklarında.
- Distal tibia ve fibulanın birleşmeyen kırıklarında kullanılır.

Functions and Features:

- Stabilizes the ankle with angle adjustable hinge, and steel bars.
- Dorsiflexion and plantar flexion can be adjusted Through 10 degree ranges.
- The product is light and easy-to-use.
- Pads can be washed.
- The plantar is rocker, and does not slide.
- Offers the opportunity to do exercises as it can be removable.

Indication:

- Used in Achilles tendon repair.
- In acute ankle sprains.
- In severe soft tissue injuries.
- In stable ankle fractures.
- In non-union fractures of the distal tibia and fibula.

**Beden/Size**

S	M	L
36 cm	39 cm	42 cm
39 cm	42 cm	45 cm

BA-539 FOOT DROP AYAK ATELİ
FOOT DROP SPLINT
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileği ortezi ortezi, hafif polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Kolay giyilebilir ve ayarlanabilir. Ayakkabı ile de rahat kullanılabilir.
- 4 beden, Sağ ve solu mevcuttur.

Endikasyon:

- Hemipleji, sinir yaralanmaları ve peroneal sinir rahatsızlıklarında düşük ayak deformitesinde kullanılır.

Functions and Features:

- The ankle brace is made of lightweight polypropylene material.
- Easy to wear and adjust. Can be comfortably used with shoes.
- Available in 4 sizes, left and right.

Indication:

- It is used in cases of hemiplegia, nerve injuries, and peroneal nerve disorders, as well as in foot drop deformities.



Beden/Size	S	M	L
	36 cm 39 cm	39 cm 42 cm	42 cm 45 cm


BA-536 AFO
AFO
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileğini 90 derece de tutan polipropilenden imal edilmiş ayakkabıyla giyilebilen ortezdir.
- Hemipleji, sinir yaralanmaları ve peroneal sinir rahatsızlıklarında düşük ayak deformitesinde kullanılır.
- 3 boyu bulunmaktadır.
- Sağ ve solu mevcuttur.

Functions and Features:

- This is a shoe-worn orthosis made of polypropylene that holds the ankle at a 90-degree angle.
- It is used in cases of hemiplegia, nerve injuries, and peroneal nerve disorders, as well as foot drop deformity.
- It comes in 3 sizes.
- It is available for both the right and left sides.

Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)	S	M	L
	36 cm 39 cm	39 cm 42 cm	42 cm 45 cm

BA-536_C KARBON AFO
CARBON AFO
Fonksiyon özellikleri:

- Ayak bileğini 90 derece de tutan karbon malzemeden imal edilmiş ayakkabıyla giyilebilen ortezdir.
- Enerji depolama özelliği içerir.
- Çeşitli derecelerde düşük ayağı olan kişiler için güçlü ve hafif bir çözümdür.
- Hemipleji, sinir yaralanmaları ve peroneal sinir rahatsızlıklarında düşük ayak deformitesinde kullanılır.

Endikasyon:

Aşağıdakilere sekonder olan düşük ayak:

- Serebrovasküler olay (CVA)
- Diğer nörolojik durumlar, multipl skleroz, hafif diz instabilitesi, Charcot Marie Tooth hastalığı (HMSN)

Functions and Features:

- This is a shoe-worn orthosis made of carbon material that holds the ankle at a 90 degree angle.
- It has energy storage properties.
- It is a strong and lightweight solution for people with varying degrees of foot drop.
- It is used in foot drop deformities caused by hemiplegia, nerve injuries, and peroneal nerve disorders.

Indication:

Foot drop secondary to the following:

- Cerebrovascular event (CVA)
- Other neurological conditions, multiple sclerosis, mild knee instability, Charcot-Marie-Tooth disease (HMSN)




Beden/Size (Sağ-Right/Sol-Left)	S	M	L
	36 cm 39 cm	39 cm 42 cm	42 cm 45 cm

BA-583 ROCKER ALÇI TERLİĞİ
ROCKER PLASTER SLIPPER
Fonksiyon özellikleri:

- Özel taban yapısı (Rocker) sayesinde alçılı ayakla yürümeyi kolaylaştırır.
- Alının kırılmasını engeller ,tabanının kirlenmesini ve kaymasını önler.
- Ayarlanabilir cırt bant sistemi ile kolayca uygulanır.

Functions and Features:

- Makes it easy to walk on your plaster covered feet thanks to its special base (Rocker).
- Avoids the plaster to be broken, base to contaminate and slide.
- Easy-to-use with the adjustable velcro fastener system.


Beden/Size		S	M	L
		36 cm	39 cm	42 cm
		39 cm	42 cm	45 cm


BBA-583-2 ALÇI TERLİĞİ
PLASTER SLIPPER
Fonksiyon özellikleri:

- Özel taban yapısı (Rocker) sayesinde alçılı ayakla yürümeyi kolaylaştırır.
- Alının kırılmasını engeller ,tabanının kirlenmesini ve kaymasını önler.
- Ayarlanabilir cırt bant sistemi ile kolayca uygulanır.

Functions and Features:

- Makes it easy to walk on your plaster covered feet thanks to its special base (Rocker).
- Avoids the plaster to be broken, base to contaminate and slide.
- Easy-to-use with the adjustable velcro fastener system.

Beden/Size		S	M	L
		36 cm	39 cm	42 cm
		39 cm	42 cm	45 cm


BA-108 HALLUX VALGUS AYAKKABISI
HALLUX VALGUS SHOES
Fonksiyon özellikleri:

- Ayağın anatomik yapısına uygun olarak tasarlanmış ayakkabı Hallux Valgus ameliyatı sonrası mobilizasyonu desteklemek amacı ile deriden üretilmiştir.
- Kaymaz platform tabanı iyileşme sürecini hızlandırır.
- Ameliyat edilen bölge üzerindeki baskıyı önler.
- Ayak temas yüzeyi yumuşaktır.
- Metatars ve falanks üzerindeki stres, topuk üzerindeki ekstra stresi de normalleştirir.
- Üst yüzey tamamen nefes alabilen kumaştan yapılmıştır.
- Özel olarak tasarlanmış kanca ve halka tutturucu ile iki ayak üzerinde de kullanılabilir.
- Ayakta oluşabilecek ameliyat sonrası ödemleri azaltır.

Functions and Features:

- Made of leather, this shoe is designed to conform to the anatomical structure of the foot and supports mobilization after Hallux Valgus surgery.
- The non-slip platform sole accelerates the healing process.
- It prevents pressure on the operated area.
- The foot contact surface is soft.
- It normalizes stress on the metatarsal and phalanges, as well as extra stress on the heel.
- The upper surface is made entirely of breathable fabric.
- It can be used on both feet with a specially designed hook and loop fastener.
- It reduces post-operative edema that may occur in the foot.



Beden/Size		S	M	L
		36 cm	39 cm	42 cm
		39 cm	42 cm	45 cm

AYAK SAĞLIĞI



FOOT HEALTH

**BA-701 SİLİKON TABANLIK
SILICON SUPPORT****Fonksiyon özellikleri:**

- Yoğunluk yapısı ayak anatomisine göre düzenlenmiş olduğu için (mavi bölgeler düşük yoğunluklu) ayak tabanına uyumu artırarak, hassas ve kemikli bölgeleri korur.
- Dengesiz yüklemeye sonucu yine aynı eklemlerde ve ayakta meydana gelebilecek ağrıları giderir.
- Sporda, günlük hayatta ve tüm aktivitelerde kullanılabilir
- %100 silikondan imal edilmiş olup hypoalerjeniktir.

Endikasyon:

- Düz taban. • Plantar fasit. • Topuk ağrıları. • Metatars bölgesi ağrılarında kullanılır.

Functions and Features:

- Because its density structure is arranged according to the anatomy of the foot, (blue areas are low density) it increases the fit to the sole of the foot, protecting sensitive and bony areas.
- It relieves pain that may occur in the same joints and foot due to uneven loading.
- It can be used in sports, daily life and all activities.
- It is made of 100% silicone and is hypoallergenic.

Indication:

- Flat feet. • Plantar fasciitis. • Heel pain. • Used for metatarsal pain.



Beden/Size		XS	S	M	L	XL	XXL
→ ←		32	35	38	41	44	47
		34	37	40	43	46	49

**BA-701-1 SİLİKON TABANLIK (ARK TAKVİYELİ)
SILICON SUPPORT (ARC REINFORCED)****Fonksiyon özellikleri:**

- Yoğunluk yapısı ayak anatomisine göre düzenlenmiş olduğu için (mavi bölgeler düşük yoğunluklu) ayak tabanına uyumu artırarak, hassas ve kemikli bölgeleri korur.
- Dengesiz yüklemeye sonucu yine aynı eklemlerde ve ayakta meydana gelebilecek ağrıları giderir.
- Sporda, günlük hayatta ve tüm aktivitelerde kullanılabilir
- %100 silikondan imal edilmiş olup hypoalerjeniktir.

Endikasyon:

- Düz taban. • Plantar fasit. • Topuk ağrıları. • Metatars bölgesi ağrılarında kullanılır.

Functions and Features:

- Because its density structure is arranged according to the anatomy of the foot, (blue areas are low density) it increases the fit to the sole of the foot, protecting sensitive and bony areas.
- It relieves pain that may occur in the same joints and foot due to uneven loading.
- It can be used in sports, daily life and all activities.
- It is made of 100% silicone and is hypoallergenic.

Indication:

- Flat feet. • Plantar fasciitis. • Heel pain. • Used for metatarsal pain.



Beden/Size		XS	S	M	L	XL	XXL
→ ←		32	35	38	41	44	47
		34	37	40	43	46	49

**BA-704 PES PLANUS DERİ TABANLIK (UZUN)
PES PLANUS LEATHER INSOLES (LONG)****Fonksiyon özellikleri:**

Kemer desteği sağlayan yapısı ile birlikte günlük konforunuzu artırır. Teri emer ve kötü koku oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Yüksek kaliteli, bitkisel olarak tabaklanmış koyun derisinden üretilmiştir. Anatomik yapısı ile her türlü ayakkabı ile kullanıma uygundur.

Endikasyon:

- Düz taban. • Plantar fasit. • Topuk ağrıları. • Metatars bölgesi ağrılarında kullanılır.

Functions and Features:

Its structure, which provides arch support, enhances your daily comfort. It absorbs sweat and helps prevent bad odor formation. Made from high-quality, vegetable-tanned sheepskin. Its anatomical structure makes it suitable for use with all types of shoes.

Indication:

- Flat feet. • Plantar fasciitis. • Heel pain. • Used for metatarsal pain.



Beden/Size		XS	S	M	L	XL	XXL
→ ←		32	35	38	41	44	47
		34	37	40	43	46	49

BA-705 PES PLANUS DERİ TABANLIK (KISA)
PES PLANUS DERİ TABANLIK (SHORT)**Fonksiyon özellikleri:**

- Kemer desteği sağlayan yapısı ile birlikte günlük konforunuzu artırır.
- Teri emer ve kötü koku oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.
- Yüksek kaliteli, bitkisel olarak tabaklanmış koyun derisinden üretilmiştir.
- Anatomik yapısı ile her türlü ayakkabı ile kullanıma uygundur.

Endikasyon:

- Düz taban. • Plantar fasit. • Topuk ağrıları. • Metatars bölgesi ağrılarında kullanılır.

Functions and Features:

- Its structure, which provides arch support, enhances your daily comfort.
- It absorbs sweat and helps prevent bad odor formation.
- Made from high-quality, vegetable-tanned sheepskin.
- Its anatomical structure makes it suitable for use with all types of shoes.

Indication:

- Flat feet. • Plantar fasciitis. • Heel pain. • Used for metatarsal pain.



Beden/Size	XS	S	M	L	XL
	32	35	38	41	44
	34	37	40	43	46

**BA-706_P UCBL TABANLIK**
UCBL INSOLES**Fonksiyon özellikleri:**

- Çocuklarda ayak deformitelerinin tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış rijit ortopedik tabanlıktır.
- Topuğu tamamen kavrar ve longitudinal arkı destekler.
- Üç farklı noktadan düzeltme kuvveti uygulayarak yük dağılımı desteği sağlar.
- Erken yaştan itibaren kullanılmaya başlanması tedavinin başarı oranını artırır.
- İnce ve hafif yapısı kullanım kolaylığı sağlar. Günlük kullanım için uygundur.

Endikasyon:

- Planovulgas deformitesi • Flexible pesplanus
- Posterior tibial tendon disfonksiyonu • Flexible metatarsus adductus/abductus

Functions and Features:

- This is a rigid orthopedic insole designed for the treatment of foot deformities in children.
- It completely encloses the heel and supports the longitudinal arch.
- It provides load distribution support by applying corrective force from three different points.
- Starting to use it from an early age increases the success rate of the treatment. Its thin and lightweight
- Structure makes it easy to use.
- Suitable for daily use.

Indication:

- Planovulgas deformity • Flexible pesplanus
- Posterior tibial tendon dysfunction • Flexible metatarsus adductus/abductus



Beden/Size 22-40

BA-546 SİLİKON TABANLIK (KUMAŞ KAPLI)
SILICONE INSOLE (FABRIC COVERED)**Fonksiyon özellikleri:**

- Ayak tabanının ağrılarında ,topuk ağrılarında ,hiperkeratozisde , plantar fasiitte ve ağır absorbe edici olarak kullanılır.
- Taban düşüklüğü (pes cavus) gibi rahatsızlıklardan oluşan ağrıların giderilmesini sağlar.
- Uzun süre ayakta kalmaktan ve duruş bozukluklarından ayakta oluşan kısmi basınç ve gerginlikleri giderir.
- Yoğunluk yapısı ayak anatomisine göre düzenlenmiş olduğu için (mavi bölgeler düşük yoğunluklu) ayak tabanına uyumu artırarak , hassas ve kemikli bölgeleri korur.
- Yürüme koşma ve atlama gibi dinamik faaliyetlerde , diz ve ayak bileği eklemlerine yönelik darbeleri absorbe eder.
- Dengesiz yüklemeye sonucu yine aynı eklemlerde ve ayakta meydana gelebilecek ağrıları giderir.
- Sporda, günlük hayatta ve tüm aktivitelerde kullanılabilir.
- %100 silikondan imal edilmiş olup hypoallerjiktir.
- Günün soğuk su ile yıkanıp kurularak üst kısmının pudralanması daha uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Kumaş kaplı olması kullanımda rahatlık sağlar, koku yapmaz ve iletmeyi azaltır.

Functions and Features:

- Used for foot pain, heel pain, hyperkeratosis, plantar fasciitis, and as a pain absorber.
- Relieves pain caused by conditions such as flat feet (pes cavus).
- Eliminates partial pressure and tension in the feet caused by prolonged standing and postural problems.
- Its density structure is designed according to the anatomy of the foot (blue areas are low density), increasing its fit to the sole of the foot and protecting sensitive and bony areas.
- Absorbs impacts to the knee and ankle joints during dynamic activities such as walking, running, and jumping.
- Relieves pain that may occur in the same joints and feet due to uneven loading.
- Can be used in sports, daily life, and all activities.
- Made of 100% silicone and is hypoallergenic.
- Washing with cold water every other day, drying, and powdering the top part ensures a longer lifespan.
- The fabric covering provides comfort during use, prevents odor, and reduces sweating.



Beden/Size	XS	S	M	L	XL	XXL
	32	35	38	41	44	47
	34	37	40	43	46	49

**BA-703 MANTAR TABANLIK (EXTRA ARK TAKVİYELİ)
CORK INSOLE (EXTRA ARC REINFORCED)****Fonksiyon özellikleri:**

- Longinital ark desteği ve metatarsal desteği mantardan üretilmiştir.
- Üzeri delikli suni deri ile kaplanmıştır.

Functions and Features:

- Longitudinal arch support and metatarsus support are made of cork.
- The outer surface is covered with artificial leather.



Beden/Size
33-34 / 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44

**BA-800 ÇELİK TABANLIK
STEEL SUPPORT****Fonksiyon özellikleri:**

- Pes Planus, Pes Cavus, Metatarsalaji ve Epin Calcainen deformitelerinin tedavisinde kullanılır.
- Paslanmaz çelik ile desteklenmiş olup belirgin desteklere sahiptir.
- Uzun süre elastikiyetini ve dinamikliğini korur.
- Üzeri suni deri ile kaplıdır.

Functions and Features:

- Used in the treatments of Pes Planus, Pes Cavus, Metatarsalgia, and Epin Calcainen deformities.
- Supported with stainless steel, and has apparent supports.
- Preserves elasticity and dynamism for a long time.
- The outer surface is covered with artificial leather.



Beden/Size
33-34 / 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44

**BA-702 MANTAR TABANLIK
CORK INSOLE****Fonksiyon özellikleri:**

- Longinital ark desteği ve metatarsal desteği mantardan üretilmiştir.
- Üzeri delikli suni deri ile kaplanmıştır.

Functions and Features:

- Longitudinal arch support and metatarsus support are made of cork.
- The outer surface is covered with artificial leather.



Beden/Size
33-34 / 35-36 / 37-38 / 39-40 / 40-41 / 42-43 / 44-45

**BA-682 SİLİKON TOPUKLUK
SILICONE HEELS**
Fonksiyon özellikleri:

- Epin kalkenei (topuk dikenini) için kullanılır.
- Aşil tendon operasyonlarında topuğu yükselterek aşil bağının gerginliğini azaltır.
- Yürüyüş yaparken de kullanılır.
- Spor ayakkabılarında ve günlük ayakkabılarda rahatlıkla kullanılır.
- Portatiftir, tüm ayakkabılarda kullanılabilir.
- Özellikle topuk dikenini tedavisi gören hastaların ev içinde kullanılması uygundur.
- %100 Silikondan üretilmiştir.
- Ortopedik ve hipoallerjeniktir.

Functions and Features:

- Used for heel support.
- Raises the heel in achilles tendon operations, and reduces the stress on achilles ligament.
- Can be used in jogging as well.
- Can be easily used in training and daily shoes.
- The product is portable, and should be used in all shoes.
- It is appropriate for the patients receiving heel treatment to use the products in the house.
- Made of 100% silicone. The product is orthopedic and hypoallergenic.



Beden/Size			
	S	M	L
→ ←	35	38	41
	37	40	43


**BA-541 EPİN TOPUKLUK
EPIN HEELS**
Fonksiyon özellikleri:

- Topukta yastık görevi yaparak aşil tendonun gerginliğini azaltır.
- Topukta meydana gelen tahriş ve buna bağlı ağrıyı (Epin Calcaneus) azaltır.
- Poliüretandan imal edilmiş olup 3 ayrı boyu vardır.
- Alt tarafı kesinlikle sünger değil %100 kauçuktur.

Functions and Features:

- Serve as a pad on the heel, and reduces the stress on the Achilles tendon;
- Reduces the irritation and pain (Epin Calcaneus) on the heel.
- Made of polyurethane, and has three different sizes.
- Bottom part is 100% rubber, not sponge.

Beden/Size 2-3	
→ ←	

**BA-535 SİLİKONLU METATARSAL PED
SILICONE METATARSAL PAD**
Fonksiyon özellikleri:

- %100 jel silikondan üretilmiştir. Kumaş kaplıdır.
- Maksimum elastik bir yapıdır.
- Ortopedik ve hipoallerjeniktir.
- Metatars bölgesindeki ağırları azaltır ve şişik oluşumunu engeller.
- İkinci parmağın geçirilerek acı ve şişkinin olduğu bölgeye yerleştirilir.
- Aynı bölgedeki nasır oluşumunu engeller.

Functions and Features:

- Made of 10% gel silicone. It is covered with fabric.
- Maximum elastic.
- The product is orthopedic and hypoallergenic.
- Relieves the pain in metatars areas, and avoid rash.
- Passed through the second toe and placed on the area where pain and rash is felt.



Beden/Size 1-2



Beden/Size (Universal)

**BA-537 SİLİKON METATARS YASTIĞI
SILICONE METATARSUS PILLOW**
Fonksiyon özellikleri:

- %100 jel silikondan üretilmiştir.
- Maksimum elastik bir yapıdır.
- Ortopedik ve hipoallerjeniktir.
- Metatars bölgesindeki ağırları azaltır ve şişik oluşumunu engeller.
- İkinci parmağın geçirilerek acı ve şişkinin olduğu bölgeye yerleştirilir.
- Aynı bölgedeki nasır oluşumunu engeller.

Functions and Features:

- Made of 10% gel silicone.
- Maximum elastic.
- The product is orthopedic and hypoallergenic.
- Relieves the pain in metatars areas, and avoid rash.
- Passed through the second toe and placed on the area where pain and rash is felt.
- Avoids callus on the same area.

BA-105 TRANSFER ARK TAKVİYESİ
TRANSFER ARCH SUPPLEMENT**Fonksiyon özellikleri:**

- Pes planusu ya da taban düşüklüğü olan hastalarda longiüdüinal arki desteklemek amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Used to support longitudinal arch in patients with pes planus or fallen arches



Beden/Size 1-2

**BA-106 MATETARSAL ARK TEKVİYESİ**
METATARSAL ARCH REINFORCEMENT**Fonksiyon özellikleri:**

- Pes planusu ya da taban düşüklüğü olan hastalarda longiüdüinal arki desteklemek amaçlı kullanılır.

Functions and Features:

- Used to support metatarsal arch in patients with pes planus or fallen arches.



Beden/Size 1-2

BA-685 BUNION KORUYUCU
BUNION SHIELD**Fonksiyon özellikleri:**

- Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hippo-alerjik silikon malzemeden üretilmiştir.
- Bunion üzerindeki sürtünmeyi önleyen travmaya karşı koruyan özel kılıftır.
- Bunion üzerindeki hassasiyeti ve ağrıyı gidermeye yönelik kullanılır.

Functions and Features:

- Manufactured of skin friendly, hypoallergenic silicon material.
- Prevents bunion friction and protects against trauma.
- Used to reduce bunion sensitivity.

Beden/Size (Universal)

**BA-683 SİLİKON PARMAK ARASI MAKARASI**
SILICONE INTERDIGITAL APPARATUS**Fonksiyon özellikleri:**

- Başparmağın duruş bozukluklarında ,Hallux Valgus Gece Ateli ile kazanılan mesafeyi (tedavi sürecini) gündüzde ayakkabı içinde korur.
- Üst üste binmiş parmaklarının birbirine değmesinden dolayı meydana gelen tahrişi önler.
- Silikon malzemeden üretilmiştir.
- Su ile kolayca yıkanır. (soğuk su kullanılması tavsiye edilir.)
- Ayrıca duru su ile yıkandıktan sonra talk pudra ile pudralanması tavsiye edilir.

Functions and Features:

- Preserves the health gained (treatment process) using Hallux Valgus Night Splint in posture disorders of the toe.
- Avoids the irritation caused by overlapping toes.
- Made of silicon material.
- Anti-allergenic.
- Easily washed with water (cold water is recommended).
- Furthermore, ease of use is ensured if powdered with talcum powder.



Beden/Size

S	M	L
35	38	41
37	40	43

BA-542 HALLUX VALGUS GECE ATELİ
HALLUX VALGUS NIGHT SPLINT**Fonksiyon özellikleri:**

- İç yüzeyi plastozot , dış yüzeyi rigid plastiktir.
- Üç nokta prensibine göre hallux valgus deformitesinin ilerlemesine engellemeye yardımcı olur.
- Hallux Valgus problemlerinde; ayak baş parmağını dışa bükük tutmak için ve ameliyat sonrası tedavi sürecinde kullanılır.
- Gece yatarken kullanılır, ayakkabı ile birlikte kullanılmaz.

Functions and Features:

- Internal surface is plastazote, while the outer surface is rigid plastic.
- Avoids Hallux Valgus deformity to progress with three point principle.
- Used to bend toe outwards in post-operative process in the Halluks Valgus problems.
- Used in bed, not with shoes.



Beden/Size (Universal)

**BD-542_U HALLUX VALGUS GECE ATELİ ÜNİ.**
HALLUX VALGUS NIGHT SPLINT ÜNİ.**Fonksiyon özellikleri:**

- Üç nokta prensibine göre hallux valgus deformitesinin ilerlemesine engellemeye yardımcı olur.
- Hallux Valgus problemlerinde; ayak baş parmağını dışa bükük tutmak için ve ameliyat sonrası tedavi sürecinde kullanılır.
- Gece yatarken kullanılır, ayakkabı ile birlikte kullanılmaz.

Functions and Features:

- Avoids Hallux Valgus deformity to progress with three point principle.
- Used to bend toe outwards in post-operative process in the Halluks Valgus problems.
- Used in bed, not with shoes.

Beden/Size (Universal)

BA-544_U ELASTİK HALLUX VALGUS GECE ATELİ
ELASTIC HALLUX VALGUS NIGHT SPLINT**Fonksiyon özellikleri:**

- Başparmağa uygulanan çekirme ile Hallux Valgus deformitesinin ilerlemesini önler.
- Ayakkabı içinde rahat kullanılır.

Endikasyon:

- Bunyon, halluks valgus ,postoperatif.

Functions and Features:

- Avoids Hallux Valgus deformity to progress with the pull applied on the toe.
- Can be used in shoes.

Indication:

- Used for Bunion, hallux valgus, din post-operative period.



Beden/Size (UniversalSağ-Right/Sol-Left)

ORTOPEDİK YASTIKLAR



ORTHOPEDIC PILLOWS

BA-609 VISCO BOYUN YASTIĞI
VISCO NECK PILLOW

Boyutlar / Dimensions 59x40x12-10

BA-623 VISCO BOYUN YASTIĞI
VISCO NECK PILLOW

Boyutlar / Dimensions 54x35x10-8

BA-610 VISKO KONTUR BOYUN YASTIĞI
VISCO CONTOUAR NECK PILLOW

Boyutlar / Dimensions 58x39x11-9

BA-615 VISCO ANATOMİK BOYUN YASTIĞI
VISCO ANATOMIC NECK PILLOW

Boyutlar / Dimensions 53x33x13

Fonksiyon özellikleri:


- Boyun ve omuz kaslarının dinlenmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.
- Uyku esnasında boyun omurlarını düz tutarak omurganın doğru bir çizgide olmasını sağlar.
- Visco elastik malzemeden üretilmiştir.
- Boyun yastığı içinde bulunan visco elastik malzeme sayesinde vücut ısısı ile boyun omurun şekli alır ve boyun bölgesinde boşluk bırakmaz.
- Bu sayede tam bir dinlenme ve doğru bir yatış şekli olur.
- Yastık kılıfı mevcuttur. Kılıf çıkartılıp yıkanabilir.
- Yatık kılıfı kadife ve jakarlı kumaştır.

Functions and Features:

- Designed to help neck and shoulder muscles to rest.
- Keeps neck spines flat during sleep, and ensures the spine to keep the accurate position.
- Made of visco elastic material.
- Thanks to the visco elastic material, the pillow maintains the body temperature and takes the form of neck spine avoiding any gap on the neck area. In this sense, you can enjoy full rest and accurate sleeping position.
- Pillow case is available. Case can be removed and washed.
- Case is made of velvet and jacquard fabric.

BA-619 VISCO OTURMA MİNDERİ
VISCO SEAT CUSHION

Boyutlar / Dimensions 43x37x9

BA-620 VISCO OTURMA MİNDERİ
VISCO SEAT CUSHION

Boyutlar / Dimensions 45x42x8

Fonksiyon özellikleri:

- Bel fıtığı, kuyruk sokumu ve hemoroid kaynaklı baskıyı hafifletir.
- Omurga hizasını korur, uzun süreli oturmalarda ağrı oluşumunu engeller.
- Gün boyu oturmanız gerektiğinde bile maksimum rahatlık sunar.

Functions and Features:

- Relieves pressure caused by herniated discs, tailbone problems, and hemorrhoids.
- Maintains spinal alignment and prevents pain during prolonged sitting.
- Offers maximum comfort even when you need to sit all day.

Fonksiyon özellikleri:

- Bel fıtığı, kuyruk sokumu ve hemoroid kaynaklı baskıyı hafifletir.
- Omurga hizasını korur, uzun süreli oturmalarda ağrı oluşumunu engeller.
- Gün boyu oturmanız gerektiğinde bile maksimum rahatlık sunar.

Functions and Features:

- Relieves pressure caused by herniated discs, tailbone problems, and hemorrhoids.
- Maintains spinal alignment and prevents pain during prolonged sitting.
- Offers maximum comfort even when you need to sit all day.

BA-612_V VISCO OTURMA SİMİDİ
VISCO SEATING WHEEL

Boyutlar / Dimensions 44x8

BA-612_P POLİÜRETAN OTURMA SİMİDİ
POLIURETHANE SEATING WHEEL

Boyutlar / Dimensions 44x8

BA-613 VISCO OTURMA SİMİDİ U FORM
VISCO SEATING WHEEL U FORM

Boyutlar / Dimensions 44x8

Fonksiyon özellikleri:

- Gluteal bölgedeki travmalarda kullanılır.
- Hemoroid, basınç ülserleri gibi ağrılı durumlarda kullanılır.
- Sorunlu bölgenin yerle temasını keser .Böylelikle otururken ağrı hissetmezsiniz.
- Oturma simidinin çapı 40 cm. dir.

Functions and Features:

- Used for the traumas in gluteal area.
- Used in painful cases such as hemorrhoid and pressure ulcer.
- Avoids the problematic part to touch the ground. Hence the patient does not feel any pain.
- Diameter of the ring is 40 cm.

BA-616 BEL MİNDERİ
LUMBAR SUPPORT

Boyutlar / Dimensions 53x42

Fonksiyon özellikleri:

- Gluteal bölgedeki travmalarda kullanılır.
- Hemoroid, basınç ülserleri gibi ağrılı durumlarda kullanılır.
- Sorunlu bölgenin yerle temasını keser .Böylelikle otururken ağrı hissetmezsiniz.
- Oturma simidinin çapı 40 cm. dir.

Functions and Features:

- Used for the traumas in gluteal area.
- Used in painful cases such as hemorrhoid and pressure ulcer.
- Avoids the problematic part to touch the ground. Hence the patient does not feel any pain.
- Diameter of the ring is 40 cm.

BA-611_V BEL MİNDERİ
LUMBAR SUPPORT

Boyutlar / Dimensions 37x34

BA-611_P BEL MİNDERİ
LUMBAR SUPPORT

Boyutlar / Dimensions 37x34

BA-617 VISCO SİLİNDİR YASTIK
VISCO CYLINDER PILLOW


Boyutlar / Dimensions 43x17

Fonksiyon özellikleri:

- Çok amaçlı yastık, baş, boyun, bel, sırt, bacak destek yastığı, Hamile, yan, sırt üstü uyuyanlar için silindir yastık.

Functions and Features:

- Multipurpose pillow, head, neck, waist, back, leg support pillow, Cylindrical pillow for pregnant women, side sleepers, and back sleepers.

BA-618 VISCO SİLİNDİR D MODEL
VISCO CYLINDER D MODEL


Boyutlar / Dimensions 43x8

Fonksiyon özellikleri:

- D model çok amaçlı yastık, baş, boyun, bel, sırt, bacak destek yastığı, Hamile, yan, sırt üstü uyuyanlar için silindir yastık.

Functions and Features:

- D model multipurpose pillow, head, neck, waist, back, leg support pillow, half cylinder pillow for pregnant women, side sleepers, and back sleepers

BA-614 VISCO SEYAHAT BOYUN YASTIĞI
VISCO TRAVEL NECK PILLOW


Boyutlar / Dimensions 31x25

Fonksiyon özellikleri:

- Yolculuk sırasında boyun ve baş bölgesine mükemmel destek sağlamak için tasarlanmıştır. Boyun anatomisine tam uyum gösterir ve araç, tren veya uçak yolculuklarında konforlu bir uyku deneyimi sunar. Boyun bölgesini nazikçe sararak başı dengede tutar, ağrı ve tutulmaları önler. Seyahat dışında evde veya ofiste baş, bel ya da sırt desteği olarak da kullanılabilir. Her yaş için ideal, güvenli ve konforlu bir uyku desteği sunar.

BA-622 VISCO ARAÇ BOYUN YASTIĞI
VISCO VEHICLE NECK PILLOW


Boyutlar / Dimensions 31x20x10

Functions and Features:

- Designed to provide excellent support to the neck and head area during travel. It conforms perfectly to the anatomy of the neck and offers a comfortable sleep experience during car, train, or plane journeys. It gently cradles the neck area, keeping the head balanced and preventing pain and stiffness. It can also be used at home or in the office as head, lumbar, or back support. It offers ideal, safe, and comfortable sleep support for all ages.

BA-621 VISCO DESTEK YASTIĞI
VISCO SUPPORT CUSHION


Boyutlar / Dimensions 20x20x10-6

Fonksiyon özellikleri:

- Diz, Bacak ve Boyuna destek verecek şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Hastanın Konumlandırılması Sırasında Destek Amaçlı Kullanılabilir.

Functions and Features:

- It is ergonomically designed to provide support to the knees, legs, and neck. It can be used for support during patient positioning.

YARDIMCI CİHAZLAR



ASSISTIVE DEVICES

**BA-548 İTHAL - ALÜMİNYUM HAREKETLİ WALKER
 IMPORTED - ALUMINUM MOBILE WALKER**
Fonksiyon özellikleri:

- Yürüme güçlüğü çeken, ayak felci geçirmiş olan hastalar ve fizik tedavisi gören hastaları rehabilite etmek için uygun bir yürüteçdir.
- Açılı bükülmüş boruların eklemli bağlantıları sayesinde hem katlanır hem de iki ayağa kaldırılıp ileri iterek kolay ve emniyetli ir yürüme sağlar.
- Elin anatomik yapısına uygun kaliteli yumuşak sünger elcekleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- Ayakları geçmeli olduğu için yüksekliği hastaya göre ayarlanabilir.
- Kauçuk alt papuçları sayesinde ıslak zeminde kaymaz.
- Parke gibi hassas zeminleri çizmez, zedelemes.
- Metal kısımları nemli bezle silinebilir.
- İki ayağı kaldırılıp ileri iterek kolay ve emniyetli bir yürüme sağlar.

Functions and Features:

- This walker is suitable for rehabilitating patients with walking difficulties, those with foot paralysis, and those undergoing physical therapy.
- Thanks to the articulated connections of the angled, bent tubes, it folds and can be lifted and pushed forward on both feet, providing easy and safe walking.
- High-quality soft sponge handles, conforming to the anatomical structure of the hand, ensure ease of use.
- The height can be adjusted according to the patient because the legs are interlocking.
- Thanks to its rubber soles, it does not slip on wet surfaces.
- It does not scratch or damage delicate surfaces such as parquet.
- Metal parts can be wiped with a damp cloth.
- It provides easy and safe walking by lifting both feet and pushing forward.


**BA-548_1 İTHAL - HAREKETLİ WALKER
 IMPORTED - MOBILE WALKER**
Fonksiyon özellikleri:

- Yürüme güçlüğü çeken, ayak felci geçirmiş olan hastalar ve fizik tedavisi gören hastaları rehabilite etmek için uygun bir yürüteçdir.
- Açılı bükülmüş boruların eklemli bağlantıları sayesinde hem katlanır hem de iki ayağa kaldırılıp ileri iterek kolay ve emniyetli ir yürüme sağlar.
- Elin anatomik yapısına uygun kaliteli yumuşak sünger elcekleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- Ayakları geçmeli olduğu için yüksekliği hastaya göre ayarlanabilir.
- Kauçuk alt papuçları sayesinde ıslak zeminde kaymaz.
- Parke gibi hassas zeminleri çizmez, zedelemes.
- Metal kısımları nemli bezle silinebilir.
- İki ayağı kaldırılıp ileri iterek kolay ve emniyetli bir yürüme sağlar.

Functions and Features:

- This walker is suitable for rehabilitating patients with walking difficulties, those with foot paralysis, and those undergoing physical therapy.
- Thanks to the articulated connections of the angled, bent tubes, it folds and can be lifted and pushed forward on both feet, providing easy and safe walking.
- High-quality soft sponge handles, conforming to the anatomical structure of the hand, ensure ease of use.
- The height can be adjusted according to the patient because the legs are interlocking.
- Thanks to its rubber soles, it does not slip on wet surfaces.
- It does not scratch or damage delicate surfaces such as parquet.
- Metal parts can be wiped with a damp cloth.
- It provides easy and safe walking by lifting both feet and pushing forward.

**BA-549 KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ
 ARM PIT CRUTCH**
Fonksiyon özellikleri:

- Koltuk altı desteği plastikten den imal edilmiştir. Bu sayede plastikte kolunuza batacak çapaklar bulunmaz.
- El tutacak desteği mevcuttur.
- El tutacağının yükseklik alçaklık ayarı mevcuttur.

Functions and Features:

- The underarm support is made of plastic. This prevents any burrs from digging into your arm.
- Hand grip support is available.
- The hand grip has height adjustment.



**BA-550 KANEDYEN
FOREARM CRUTCH**
Fonksiyon özellikleri:

- Kol desteği sert plastikten imal edilmiştir.
- Bu sayede plastikte kolunuza batacak çapaklar bulunmaz.
- Hafif alüminyum alaşımli profilden imal edilmiştir.

Functions and Features:

- Arm support is made of rigid plastic.
- Hence, no burr likely to harm your arm is found on the plastic support.
- Made of light aluminum alloyed profile.


**BA-852 KLOZET YÜKSELTİCİ KAPAKSIZ
TOILET SEAT BOOSTER FOR CLOSET**
Fonksiyon özellikleri:

- Tuvalet yükseltici , birinci sınıf beyaz renk olup plastiktir.
- Kalça , diz ve bel ameliyatlarından sonra kalkma ve oturma gücünü çeken hastalarda kullanılmaktadır.
- Tüm tuvaletlere uygun bi şekilde üretilmiştir.
- Tuvalete konulduğunda oturma yüksekliğini 11 cm artırmaktadır.
- Kilit aparatları vardır.
- Antibakteriyel koruyucudur, mikrop barındırmaz.

Functions and Features:

- Toilet seat booster with cover
- Toilet seat booster is first class white color and plastic.
- Used for the patients having trouble in standing up and sitting down after hip, knee and waist surgery.
- Can be used in all toilets.
- Boosts the sitting height of the toilet for 11 cm.
- The toilet seat booster has key apparatus antibacterial and does not hold any bacteria.

**BA-852_2 KLOZET YÜKSELTİCİ KAPAKLI
TOILET SEAT RISER WITH COVER**
Fonksiyon özellikleri:

- Tuvalet yükseltici , birinci sınıf beyaz renk olup plastiktir.
- Kalça , diz ve bel ameliyatlarından sonra kalkma ve oturma gücünü çeken hastalarda kullanılmaktadır.
- Tüm tuvaletlere uygun bi şekilde üretilmiştir.
- Tuvalete konulduğunda oturma yüksekliğini 11 cm artırmaktadır.
- Kilit aparatları vardır.
- Antibakteriyel koruyucudur, mikrop barındırmaz.
- Ürün kapaklıdır, oturma yeri kapatılıp açılabilir.

Functions and Features:

- Toilet seat booster with cover
- Toilet seat booster is first class white color and plastic.
- Used for the patients having trouble in standing up and sitting down after hip, knee and waist surgery.
- Can be used in all toilets.
- Boosts the sitting height of the toilet for 11 cm.
- The toilet seat booster has key apparatus antibacterial and does not hold any bacteria.
- The product has a cover, and this cover can open and close the seat.



Biofix[®]
Orthopedic Soft Products

Varifix[®]
Medical compression stockings

Bodyflex[®]
Liposuction Garments

FootFlex[®]
Foot Orthotic and Orthopedic Footwear

Comprefix
Lymphedema Products

Foam Compress[®]
Adjustable Compression Products





Bioaktif Tıbbi Ürünler ve Teknik Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Haraççı Mah. Bayrak Cad. No: 26 Arnavutköy - İstanbul
Tel: +90 212 567 90 34 Pbx www.bioaktif.com